

HARTMANN



Pro bezpečnou a účinnou léčbu, péči a prevenci

Katalog výrobků



O nás

Společnost HARTMANN – RICO a.s. vznikla v roce 1991 spojením úspěšného výrobce vaty, obvazového materiálu a hygienických potřeb Rico (firma založena jako Richter&Compagnon r. 1891 v Chomutově) a předního světového výrobce zdravotnických a hygienických výrobků, firmy PAUL HARTMANN (založena r. 1818 v Heidenheimu). Tímto krokem se společnost zároveň stala součástí silné mezinárodní skupiny HARTMANN.

Na území České republiky provozujeme čtyři výrobní závody. Výrobní program jednorázových operačních roušek a setů je soustředěn do dvou závodů ve Veverské Bítýšce. Na sterilní zákrovové sety, jednorázové kovové operační nástroje, balení operačních rukavic, sádrová obinadla a gázové produkty se specializuje závod ve Chvalkovicích. Komponenty pro finální kompletaci jednorázových operačních setů vyrábí závod v Havlíčkově Brodě.

Díky naší profesionalitě, partnerskému přístupu a nadšení pro práci, kterou děláme, zaujímáme v České republice dlouhodobě pozici předního výrobce a distributora zdravotnických prostředků a zároveň významného exportéra.

Posouváme hranice péče o zdraví. Úspěšně. Již více než 200 let.

Ludwig von Hartmann



1818

Společnost založena jako přádelna.



Victor von Bruns



Joseph Lister

70. léta 19. stol.

Vědecké průlomy nastartovaly výrobu antiseptického krytí a chirurgických roušek.



1938

Poprvé logo v podobě modrého oválu.



První mastné tyly pro bezbolestnou výměnu obvazů.

70. léta 20. stol.

Zaměřujeme se na problematiku inkontinence.

Jednorázové chirurgické roušky dále snižují rizika na operačních sálech.



1991

Vznik HARTMANN-RICO a.s.



1843

Společnost přebírá Paul Hartmann.



1919

Začíná výroba náplastí a mastí.



1965

Nový stupeň bezpečnosti na operačních sálech díky x-ray detekovatelným vláknům.



1993–1994

Uvedení nových absorpčních pomůcek a kosmetiky na namáhanou pokožku jako řešení péče o inkontinentní pacienty.



„I přes poptávku po levném obvazovém materiálu, jehož vlastnosti se zřídka pojí s kvalitou a spolehlivostí, mým dlouhodobým zájmem zůstává dodávat jen to nejlepší.“ Paul Hartmann, 1885

1997

Představení produktů
vlhkého krytí ran.



2009

Uvedení nových jednorázových
kovových chirurgických nástrojů.



2014

Nový branding značky
HARTMANN v čele
s novým sloganem O krok
dál pro zdraví
– slogan se mění
po 75 letech!



2016

Představujeme zcela novou
kategorii produktů, domácí
diagnostické testy, a umožňujeme
tak přesunout více péče o zdraví
do pohodlí a klidu vlastního
domova.

2008

Rozšíření portfolia HARTMANN
o produkty pro dezinfekci.



Kneipp se stává 100%
dceřinou společností
PAUL HARTMANN AG.

2011

HARTMANN
vstupuje na trh
s novým systémem
pro podtlakovou terapii.



Představení systému
vlhkého krytí znamená
výrazně jednodušší
a efektivnější
léčbu ran.



Inovace plenkových inkontinenčních
kalhotek v podobě elastických bočních
pásů významně usnadňuje práci
pečovatelům.

2017

Skupina HARTMANN dokončila akvizici společnosti Lindor, přední značky pro inkontinenční prostředky ve Španělsku a Portugalsku.

2018

Uvedení nové řady produktů pro sportovce pro namáhané svaly a klouby.



2019

Uvedení dalších novinek v produktovém portfoliu. Jednorázové oblečení na operační sály.

HARTMANN



2023

HARTMANN jako expert na hojení ran uvádí novou řadu produktů na ošetřování všech typů ran od drobných poranění až po velké chronické rány.

A jdeme dál...

Rozšiřujeme řady diagnostických produktů pro použití v domácím prostředí o přístroje osobní diagnostiky se softwarem pro jednoduché ukládání, analýzu a přenos naměřených hodnot.



Akvizice části společnosti Safran – rozšíření portfolia krytí ran o silikonová krytí.

Anatomicky tvarované inkontinenční kalhotky speciálně vyvinuté pro ženy i pro muže.



2021

Uvedení nové řady dezinfekčních gelů na ruce Sterillium® Protect & Care pro domácí využití.



HARTMANN



Náš společný cíl:
**Snížit riziko
infekce na
minimum**

Každý den, každou minutu, kdekoliv

missionprevention.cz



Náš společný cíl:

Mise: Prevence infekcí

1

Infekce spojené se zdravotní péčí významně komplikují proces léčby a mohou vyústit i v život ohrožující stav pacienta.

2

Infekcí se v nemocnicích nakazí až 8 % hospitalizovaných pacientů.

3

Díky účinným řešením prevence infekcí v oblastech hojení ran, prevence rizik a dezinfekce výrazně zvyšujeme bezpečnost a efektivitu zdravotní péče jak pro zdravotníky, tak pro pacienty.

Kompletní přehled výrobků
společnosti HARTMANN-RICO a.s.

Ošetřování ran

Moderní ošetřování ran

Antiseptické krytí – Atrauman Ag	23
Neadhezivní kontaktní krytí – Atrauman	24
Silikonové krytí – Atrauman Silicone	25
Čistící krytí – HydroClean Solution	26
Čistící krytí – HydroClean, HydroClean Cavity	27
Algináty – Sorbalgon	28
Hydrogely – HydroTac Transparent	29
Hydrogely – Hydrosorb Gel	30
Hydrokoloidy – Hydrocoll	31
Polyuretany – HydroTac	32
Polyuretany – PermaFoam Classic	33
Hydropolymerové krytí se silikonem – Zetuvit Plus Silicone Border	34
Hydropolymerové krytí se silikonem – Zetuvit Plus Silicone	35
Neadhezivní kontaktní krytí – Grassolind neutral	36
Superabsorpční kompresy – RespoSorb Super	37
Podtlaková terapie – Vivano	38
Podtlaková terapie – VivanoMed	39
Podtlaková terapie – VivereX	40

Tradiční ošetřování ran

Kompresy – Sterilux ES	41
Kompresy – Medicomp	42
Kompresy – Zetuvit	43
Kompresy – Eycopad	44
Tampony – Pagasling	45
Obvazová gáza	46
Hotové obvazy	47
Tampony – Soft-Zellin	48
Tampony – Pur-Zellin	49
Fixační obinadla – Peha-fix	50
Fixační obinadla – Obinadla hydrofilní	51
Fixační obinadla – Obinadlo hydrofilní elastické sterilní	52
Fixační obinadla – Peha-haft	53
Hadicové obvazy – Stůlpa	54
Hadicové obvazy – Pruban	55

Hadicové obvazy – Coverflex fast	56
Hadicové obvazy – Coverflex grip	57
Podpůrné obvazy – Verba	58
Krátkotažná obinadla – Idealflex	59
Krátkotažná obinadla – Idealst-haft latex free	60
Krátkotažná obinadla – Idealst-haft Color latex free	61
Dlouhotažná obinadla – Idealtex	62
Zinkokliohová obinadla – Varolast	63
Polstrování – Rolta	64
Imobilizace – Klasické sádrové obvazy – Safix plus	65

Náplasti

Fixační náplasti – Omniplast	66
Fixační náplasti – Omnipor	67
Fixační náplasti – Omnifilm	68
Fixační náplasti – Omnisilk	69
Fixační náplasti – Omnifix Elastic	70
Fixační náplasti – Omnistrip	71
Tejповací náplasti – Omnitape	72
Pooperační náplasti – Cosmopor Steril	73
Fixační náplasti – Cosmopor I.V.	74
Pooperační náplasti – Hydrofilm, Hydrofilm Plus, Cosmopor Transparent	75
Hřejivá náplast – Cosmos	76

Vata

Vata Pehazell Clean	77
---------------------------	----

Expert na hojení ran

Antiseptické čištění ran – Cosmos wound spray	79
Krytí ran – Medicomp	80
Fixace krytí a obinadel – Peha-haft Color, Cosmos cívkové náplasti, Omnifix elastic	81
Sterilní náplasti – Cosmopor silicone a skin color	82
Odřeniny, puchýře, popáleniny – Cosmos	83
Drobná poranění – Cosmos	84–85
Dětské náplasti – Cosmos	86
Ekologické výrobky – Nature Care	87
Ekonomické náplasti na rány – Cosmos	88
Náplasti pro lékařskou praxi – DermaPlast	89–90

První pomoc pro svaly a klouby	
Tejpovací pásy – Cosmos Active.....	91
Gelové polštářky – Cosmos Active.....	92

Prevence rizik

Jednorázové operační krytí – Foliodrape.....	97
Jednorázové operační krytí – Foliodrape Protect Plus.....	98
Jednorázové operační krytí – Foliodrape Protect.....	99
CombiSet.....	100
Pulzní laváž.....	101
Foliodrape Podložka pod pacienta na operační stůl.....	102
Foliodrape Podložka na přenos pacienta.....	103
Operační pláště – Foliodress gown Comfort.....	104
Operační pláště – Foliodress gown Protect.....	105
Jednorázové operační oblečení – Foliodress Suit Comfort.....	106–107
Jednorázové operační oblečení – Foliodress Suit.....	108
Operační čepice – Foliodress Cap.....	109–110
Operační masky – Foliodress Mask Comfort.....	111
Operační masky – Foliodress Mask Protect.....	112
Operační masky – Foliodress Mask.....	113
Operační rukavice – Základní operační rukavice.....	114
Operační rukavice – Standardní operační rukavice.....	115
Operační rukavice – Speciální operační rukavice.....	116–118
Obvazové materiály pro operační sály – Telatrast.....	119–120
Jednorázové chirurgické nástroje – Peha-instrument.....	121–122
MediSet.....	123–125
CombiSet.....	126
MediSet.....	127–133
Hygiena pacientů a personálu – Vyšetřovací rukavice.....	134–135
Hygiena pacientů a personálu – Jednorázové nálevky, jednorázový plášť.....	136

Dezinfekce

Dezinfekce rukou pro domácí využití.....	141
Dezinfekce rukou.....	142
Mytí, ochrana a péče o pokožku.....	143
Dezinfekce kůže a těla.....	144
Dezinfekce nástrojů.....	145
Rychlá dezinfekce ploch a povrchů.....	146–147
Dezinfekce ploch a povrchů.....	148

Čištění ploch a povrchů.....	149
Dávkování.....	150–152

Inkontinence

Inkontinence – MoliCare Lady.....	157
Inkontinence – MoliCare Men.....	158
Inkontinence – MoliCare Pad.....	159
Inkontinence – MoliCare Lady a Men Pants.....	160
Inkontinence – MoliCare Mobile.....	161
Inkontinence – MoliCare Elastic.....	162
Inkontinence – MoliCare Slip.....	163
Inkontinence – MoliCare Form.....	164
Inkontinence – MoliCare Fixpants.....	165
Inkontinence – MoliCare Bed Mat.....	166–167
Péče o pokožku – MoliCare Skin.....	168–170
Hygiena pacientů a personálu – ValaClean.....	171
Hygiena pacientů a personálu – ValaFit.....	172
Hygiena pacientů a personálu – ValaProtect.....	173
Hygiena pacientů a personálu – ValaComfort.....	174
Hygiena pacientů a personálu – Peha-fresh, SicSac.....	175

Krása a zdraví

Kosmetika a péče o tělo Kneipp.....	179–191
Léčiva a doplňky stravy Kneipp.....	192
Doplňky stravy Kneipp.....	193
Dětská hygiena – Bel baby.....	194
Dámská hygiena – Samu.....	195
Dámská hygiena – Ria.....	196–197
Vata a vatové výrobky Bel.....	198–199

Ostatní

Domácí diagnostika – Veroval.....	203–209
Domácí diagnostika – Therموال.....	210–211
Domácí diagnostika – Testy Veroval.....	212–213
Stomické pomůcky Dansac – Kolostomické pomůcky.....	216–218
Stomické pomůcky Dansac – Ileostomické pomůcky.....	219–222
Stomické pomůcky Dansac – Urostomické pomůcky.....	223
Stomické pomůcky Dansac – Podložky.....	224–225
Stomické pomůcky Dansac – Doplňkový sortiment.....	226–227

Abečední rejstřík výrobků

A

Atrauman.....	24
Atrauman Ag.....	23
Atrauman Silicone.....	25

B

Bacillol 30 Sensitive Foam.....	146
Bacillol 30 Sensitive Tissues.....	146
Bacillol AF.....	146
Bacillol Tissues.....	146
Bacillol Zero Tissues.....	146
Baktolan balm.....	143
Baktolan balm pure.....	143
Baktolan lotion.....	143
Baktolan lotion pure.....	143
Baktolan protect.....	143
Baktolan protect+ pure.....	143
Baktolin pure.....	143
Bambusová náplast.....	87
Bavlněná gáza.....	87
Bavlněná páska.....	87
Bavlněný obvaz.....	87
Bel baby prsní vložky.....	194
Bel baby vatové tyčinky.....	194
Bel cosmetic odličovací tampony.....	199
Bel cosmetic vatové tyčinky.....	199
Bel nature odličovací tampony.....	199
Bel nature vatové tyčinky.....	199
Bel premium odličovací tampony.....	199
Bel premium vatové tampony s odlakovačem.....	198
Bel premium vatové tyčinky.....	199
Bel premium vlhčené odličovací tampony.....	198
Bel premium vlhké odličovací ubrousky.....	198
Bodex forte.....	145

BODE X-Wipes.....	147
BODE X-Wipes Safety Pack.....	147
Bomix plus.....	145

C

CombiSet.....	100
CombiSet PICC.....	126
Cosmopor I.V.....	74
Cosmopor I.V. transparent.....	74
Cosmopor silicone – Expert na hojení ran.....	82
Cosmopor skin color – Expert na hojení ran.....	82
Cosmopor Steril.....	73
Cosmopor Transparent.....	75
Cosmos Active Kineziologická tejpovací páska.....	91
Cosmos Active Opakovaně použitelný gelový polštářek.....	92
Cosmos Aqua – Expert na hojení ran.....	84
Cosmos Aqua Fun – Expert na hojení ran.....	84
Cosmos cívková netkaná náplast.....	81
Cosmos cívková textilní náplast.....	81
Cosmos Classic – Expert na hojení ran.....	85
Cosmos Flexible – Expert na hojení ran.....	84
Cosmos Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ.....	76
Cosmos Kids – Expert na hojení ran.....	84
Cosmos Klasická textilní.....	88
Cosmos Klasická voděodolná.....	88
Cosmos Klasická z netkané textilie.....	88
Cosmos Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy.....	86
Cosmos Na odřeniny.....	83
Cosmos Na popáleniny.....	83
Cosmos Na puchýře mix.....	83
Cosmos Na puchýře na patě.....	83
Cosmos Na puchýře XL.....	83
Cosmos Pevná.....	88
Cosmos PJ Masks.....	86
Cosmos Soft – Expert na hojení ran.....	85
Cosmos Soft Silicone – Expert na hojení ran.....	85

Cosmos Sport – Expert na hojení ran.....	85	Eurospender 1 plus červený.....	150
Cosmos Universal – Expert na hojení ran.....	84	Eurospender 1 plus Touchless.....	150
Cosmos wound spray – Expert na hojení ran.....	79	Eurospender 3.....	150
Coverflex fast.....	56	Eurospender 3 flex.....	150
Coverflex grip.....	57	Eurospender RX5 Touchless.....	150
Cutasept F.....	144	Eurospender Safety plus.....	150
Cutasept G.....	144	Eycopad.....	44
Č		F	
Čepice impregnovaná šamponem a kondicionérem.....	168	Foliodrape.....	97
Čisticí ubrousky.....	168	Foliodrape Podložka na přenos pacienta.....	103
D		Foliodrape Podložka pod pacienta na operační stůl.....	102
Dansac EasiSpray Odstraňovač adheziv.....	226	Foliodrape Protect.....	99
Dansac GX-tra kroužky.....	226	Foliodrape Protect Plus.....	98
Dansac Irigační odvodný sáček.....	226	Foliodress Cap Comfort Apart.....	110
Dansac Irigační souprava.....	226	Foliodress Cap Comfort Astro.....	110
Dansac Krém.....	226	Foliodress Cap Comfort Astro Plus.....	110
Dansac Pásek zajišťovací.....	226	Foliodress Cap Comfort Bandana.....	110
Dansac Pasta.....	226	Foliodress Cap Comfort Form.....	109
Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S.....	226	Foliodress Cap Comfort Form Plus.....	109
Dansac Tělová voda.....	226	Foliodress Cap Comfort Universal.....	109
Dansac Tělové ubrousky.....	226	Foliodress Cap Rondo.....	109
Dansac TRE™ kroužky.....	226	Foliodress Cap Rondo Plus.....	109
Dansac X-tra půlkroužky.....	226	Foliodress gown Comfort Extra Reinforced.....	104
DermaPlast classic.....	90	Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic.....	104
DermaPlast soft.....	89	Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced.....	104
DermaPlast soft injection.....	89	Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard.....	104
DermaPlast soft spots.....	89	Foliodress gown Comfort Reinforced.....	104
Desomat 800 s displejem.....	152	Foliodress gown Comfort Standard.....	104
Dezinfekční vana.....	152	Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced.....	104
Dismofix G.....	149	Foliodress gown Protect Basic.....	105
Dismozon plus.....	148	Foliodress gown Protect Reinforced.....	105
Držák na láhve.....	150	Foliodress gown Protect Standard.....	105
E		Foliodress hygienické ponožky.....	107
Eurodržák pro Sterillium.....	150	Foliodress jacket Comfort.....	107
Eurospender 1 plus.....	150	Foliodress Mask Comfort Anti Fogging.....	111

Foliodress Mask Comfort Anti Splash.....	111	Idealast-haft latex free.....	60
Foliodress Mask Comfort Perfect.....	111	Idealflex.....	59
Foliodress Mask Comfort Senso.....	111	Idealflex Universal.....	59
Foliodress Mask Loop type II.....	111	Idealtex.....	62
Foliodress Mask Protect Perfect.....	112	J	
Foliodress Mask Protect Senso.....	112	Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá).....	152
Foliodress Medimask Eye Protect.....	113	Jednorázová pumpička na láhve (krátká).....	152
Foliodress nákrčník.....	107	K	
Foliodress S.....	136	Kneipp 3 bylinky na odvodnění.....	193
Foliodress Suit.....	108	Kneipp balzám na rty Aloe vera.....	183
Foliodress Suit Comfort.....	107	Kneipp balzám na rty Mandle.....	183
G		Kneipp balzám na rty Meruňka.....	183
Gáza obvazová.....	46	Kneipp balzám na rty Natural Dark Nude.....	184
Grassolind neutral.....	36	Kneipp balzám na rty Natural Red.....	184
H		Kneipp balzám na rty Natural Rosé.....	184
HARTMANN odličovací tampony.....	199	Kneipp balzám na rty Repair & Prevent.....	183
HydroClean.....	27	Kneipp balzám na rty Vanilka.....	183
HydroClean Cavity.....	27	Kneipp Čistá mořská sůl do koupele.....	179
HydroClean Solution.....	26	Kneipp Hřejivý balzám s arnikou.....	187
Hydrocoll.....	31	Kneipp Chladivý gel s arnikou.....	187
Hydrocoll concave.....	31	Kneipp Kozlík.....	192
Hydrocoll sacral.....	31	Kneipp Kozlík plus.....	192
Hydrocoll thin.....	31	Kneipp krém na ruce Cottony Smooth.....	182
Hydrofilm.....	75	Kneipp krém na ruce Goodbye Stress.....	185
Hydrofilm Plus.....	75	Kneipp krém na ruce Repair & Protect.....	182
Hydrosorb Gel.....	30	Kneipp Máslo pro péči o chodidla.....	189
HydroTac.....	32	Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel.....	189
HydroTac Border Multisite.....	32	Kneipp olej do koupele Goodbye Stress.....	185
HydroTac comfort.....	32	Kneipp olej do koupele Good Night.....	186
HydroTac Concave.....	32	Kneipp olej do koupele Hluboké uvolnění.....	179
HydroTac Sacral.....	32	Kneipp olej do koupele Levandulové snění.....	179
HydroTac Transparent.....	29	Kneipp Paměť a koncentrace.....	192
HydroTac Transparent Comfort.....	29	Kneipp pěna do koupele Goodbye Stress.....	185
I		Kneipp pěna do koupele Good Night.....	186
Idealast-haft Color latex free.....	61	Kneipp sada Aloe vera.....	191

Kneipp Sada olejů do koupele.....	190	Medicomp.....	42
Kneipp Sada pro muže.....	191	Medicomp Drain.....	42
Kneipp sada Šťastné sprchování.....	191	Medicomp – Expert na hojení ran.....	80
Kneipp sprchová pěna Goodbye Stress.....	185	MediSet – Dialýza set.....	132
Kneipp sprchový gel As soft as velvet.....	181	MediSet – Dialýza set II.....	132
Kneipp sprchový gel Cottony Smooth.....	181	MediSet – Dialýza Set III.....	132
Kneipp sprchový gel Dobrá nálada.....	181	MediSet – Dialýza Set V.....	132
Kneipp sprchový gel Goodbye Stress.....	185	MediSet – Dialýza Set VIII.....	132
Kneipp sprchový gel Good Morning.....	181	MediSet – Dialýza set XV.....	132
Kneipp sprchový gel Good Night.....	186	MediSet pro anestezii I.....	129
Kneipp sprchový gel Levandulové snění.....	181	MediSet pro ARO (epidurální).....	129
Kneipp sprchový gel Mandlové květy.....	181	MediSet pro centrální žilní katetrizaci.....	124, 125
Kneipp sprchový gel Pánská záležitost.....	180	MediSet pro centrální žilní katetrizaci – Basic.....	124
Kneipp sprchový gel Radost ze života.....	181	MediSet pro epidurální anestezii.....	129
Kneipp sprchový gel Ranní budíček.....	180, 181	MediSet pro jednorázovou močovou katetrizaci.....	123
Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek.....	179	MediSet pro malé chirurgické výkony.....	131
Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress.....	185	MediSet pro močovou katetrizaci.....	123
Kneipp sůl do koupele Good Night.....	186	MediSet pro močovou katetrizaci Permanent.....	123
Kneipp sůl do koupele Levandulové snění.....	179	MediSet pro močovou katetrizaci Permanent II.....	123
Kneipp sůl do koupele Miluji tě.....	179	MediSet pro močovou katetrizaci Permanent III.....	123
Kneipp sůl do koupele Mindful forest.....	179	MediSet pro odstranění stehů.....	131
Kneipp sůl do koupele Nachlazení.....	179	Mediset pro ošetření cévních vstupů.....	128
Kneipp Sůl do koupele na chodidla.....	189	MediSet pro periferní žilní katetrizaci Advanced set M1B.....	127
Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby.....	179	MediSet pro periferní žilní katetrizaci – Basic.....	127
Kneipp Šumivé tablety na podporu odvodnění.....	193	MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G Advanced set M3B.....	127
Kneipp tělové mléko Good Night.....	186	MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G a předplněnou stříkačkou Advanced set M4B.....	128
Kneipp tělový olej Good Night.....	186	MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 20G Advanced set M5B.....	128
Kneipp Třezalka.....	192	MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 22G Advanced set M2B.....	127
Kohrsolin FF.....	148	MediSet pro regionální anestezii.....	129
Korsolex basic.....	145	MediSet pro suchý převaz rány.....	131
Korsolex PAA.....	145	MediSet pro šití ran.....	131
Korsolex PAA test.....	145		
Krém na ruce Pupalka.....	188		
M			
Manusept basic.....	142		

Mikrobac forte.....	148	MoliCare Skin Krém na ruce.....	169
Mikrobac plus.....	148	MoliCare Skin Masážní gel.....	169
Mikrobac Tissues.....	146	MoliCare Skin Mycí emulze.....	168
Mikrobac Virucidal Tissues.....	146	MoliCare Skin Napuštěné mycí žínky.....	168
Miska 60 ml.....	133	MoliCare Skin Ochranný krém se zinkem.....	170
Miska 120 ml.....	133	MoliCare Skin Ochranný olej ve spreji.....	170
Miska 150 ml.....	133	MoliCare Skin Ošetřující olej.....	169
Miska 250 ml.....	133	MoliCare Skin Šampon.....	168
Miska 500 ml.....	133	MoliCare Skin Tělové mléko.....	169
MoliCare Bed Mat 5 kapek.....	166	MoliCare Slip 6 kapek.....	163
MoliCare Bed Mat 7 kapek.....	166	MoliCare Slip 8 kapek.....	163
MoliCare Bed Mat 7 kapek textilní.....	167	N	
MoliCare Bed Mat 8 kapek.....	166	Náhradní pumpička pro RX5 Touchless.....	150
MoliCare Bed Mat 9 kapek.....	166	Nálevka na kanystry.....	152
MoliCare Elastic 6 kapek.....	162	Nova 1.....	220
MoliCare Elastic 8 kapek.....	162	Nova 1 Closed.....	216
MoliCare Elastic 9 kapek.....	162	Nova 1 Urostomy X3.....	223
MoliCare Elastic 10 kapek.....	162	Nova 2.....	220
MoliCare Fixpants.....	165	Nova 2 Closed.....	217
MoliCare Form.....	164	Nova 2 podložky.....	224
MoliCare Lady.....	157	Nova 2 Urostomy.....	223
MoliCare Lady Pants 5 kapek.....	160	NovaLife 1 Closed.....	216
MoliCare Lady Pants 7 kapek.....	160	NovaLife 1 Open.....	219
MoliCare Men.....	158	NovaLife 2 Closed.....	217
MoliCare Men Pants 5 kapek.....	160	NovaLife 2 Open.....	220
MoliCare Men Pants 7 kapek.....	160	NovaLife 2 podložky.....	224
MoliCare Mobile 5 kapek.....	161	NovaLife TRE™ 1 Closed.....	216
MoliCare Mobile 6 kapek.....	161	NovaLife TRE™ 1 Open.....	219
MoliCare Mobile 8 kapek.....	161	NovaLife TRE™ 2.....	224
MoliCare Mobile 10 kapek.....	161	O	
MoliCare Pad.....	159	Obinadlo hydrofilní.....	51
MoliCare Premium Fixpants.....	165	Obinadlo hydrofilní elastické.....	52
MoliCare Rectangular.....	166	Obvaz hotový.....	47
MoliCare Skin Čistící pěna.....	168	Octolin.....	175
MoliCare Skin Hygienické ubrousky.....	168	Odkapávací miska pro Eurodržák pro Sterillium a pro Eurospender 3 flex.....	150

Odkapávací miska pro RX5 Touchless	150	Peha-soft Latex protect	135
Odkapávač pro Eurospender 1 plus	152	Peha-soft nitrile	134
Odkapávač pro Eurospender 1 plus Touchless	152	Peha-soft Nitrile Blue	134
Odměrka	152	Peha-soft nitrile fino	134
Odstraňovač kožních svorek	133	Peha-soft nitrile guard	134
Ochranná pěna	170	Peha-soft nitrile sterile	134
Omnifilm	68	Peha-soft nitrile white	134
Omnifix Elastic	70	Peha-soft powderfree	135
Omnifix elastic – Expert na hojení ran	81	Peha-taft	115
Omniplast	66	Peha-taft Classic pf	114
Omnipor	67	Peha-underglove LATEX	116
Omnisilk	69	Peha-underglove LATEXFREE	116
Omnistrip	71	Pehazell Clean	77
Omnitape	72	PermaFoam Classic	33
Otvírač kanystrů	152	PermaFoam Classic Border	33
P		Plastová ústní lžička	133
Pagasling	45	Pruban	55
Peha-basic	116	Pulzní laváž v setech CombiSet	101
Peha-fix	50	Pumpička náhradní do Eurospenderu 1 plus	152
Peha-fresh	175	Pur-Zellin	49
Peha-haft	53	Pur-Zellin box	49
Peha-haft Color	53	R	
Peha-haft Color – Expert na hojení ran	81	RespoSorb Super	37
Peha-instrument – Doplnky	122	Ria Classic	196
Peha-instrument – Chirurgické nůžky	121	Ria Slip	197
Peha-instrument – Jehelce	122	Ria tampony	197
Peha-instrument – Pinzety	122	Ria tampony Organic	197
Peha-instrument – Svorky	121	Ria tampony Sport	197
Peha-isoprene	117	Ria Ultra	196
Peha-micron	118	Rolta-soft	64
Peha-neon	117	S	
Peha – nůž na stehy	133	Safix plus	65
Peha – plastová pinzeta	133	Safix plus Longety	65
Peha-profile	115	Samu Midi	195
Peha-shield	118	Samu Mini	195

Samu Sterilní	195	ValaProtect	173
Set pro přípravu hrudní punkce	130	Varolast	63
SicSac	175	Vata obvazová skládaná	199
Soft-Zellin	48	Vatové tyčinky	133
Sorbalgon Classic	28	Verba	58
Sorbalgon T Classic	28	Veroval baby červený	209
Sprchový balzám Pupalka	188	Veroval baby modrý	209
Stellisept med	144	Veroval baby stříbrný	209
Stellisept med gloves	144	Veroval compact	207
Sterillium	142	Veroval compact + connect pažní tlakoměr	205
Sterillium classic pure	142	Veroval compact + connect pažní tlakoměr s adaptérem	205
Sterillium Gel pure	142	Veroval compact + connect zápěstní tlakoměr	205
Sterillium med	142	Veroval duo control	204
Sterillium Protect & Care	141	Veroval – Chlamydie	213
Sterillium pure	142	Veroval infračervený dotykový teploměr	208
Sterilux ES	41	Veroval – Mužská plodnost	213
Stůlpa	54	Veroval – Nedostatek železa	212
T		Veroval – Nesnášenlivost lepku	213
Telacomp	120	Veroval pažní tlakoměr s EKG	203
Telaprep	120	Veroval – Pomohou vám k léčení antibiotika?	212
Telasling	120	Veroval – Prevence žaludečních onemocnění	213
Telasorb	119	Veroval sada ochranných krytů	208
Tělové mléko Pupalka	188	Veroval – Zánět močových cest	212
Thermoval kids	210	Veroval zápěstní tlakoměr	206
Thermoval kids flex	210	VivanoMed	39
Thermoval rapid	211	VivanoMed bílá pěna	39
Thermoval standard	211	VivanoMed Gel Strip	39
U		VivanoMed set břišní krytí	39
Univerzální pistolový rozprašovač na láhve	152	VivanoMed set kruhové krytí	39
V		VivanoMed set krytí	39
ValaClean	171	VivanoMed set tenké krytí	39
ValaClean box	171	VivanoTec port	38
ValaComfort	174	VivanoTec Pro	38
ValaFit	172	VivanoTec sběrná nádoba	38
Valachauss S	136	VivanoTec Y-Connector	38

VivereX+ sada	40
VivereX sada.....	40
Vlhčené ubrousky 3v1.....	168
Vložky porodnické.....	195
Z	
Zetuvit	43
Zetuvit Plus Silicone	35
Zetuvit Plus Silicone Border	34



Ošetřování ran

Každá rána je potenciální vstupní branou pro infekci. Účinnou prevencí infekce je udržení rány v průběhu procesu hojení ve vlhkém prostředí.

Více z nabídky vlhkého krytí ran na str. 15–26 nebo na www.lecbarany.cz.

Náš společný cíl:

**Snížit riziko infekce
na minimum**

missionprevention.cz



Atrauman Ag®

Nepřilnavé bariérové sterilní krytí s obsahem stříbra

Charakteristika

- Bariérové krytí obsahující stříbro.
- Tenké, lehké krytí, lze jej jednoduše stříhat.
- Zajišťuje těsný kontakt s celou spodinou rány.
- Podporuje klidný proces hojení.
- Preventivně zamezuje maceraci ochranou a péčí o okolní pokožku.
- Umožňuje bezbolestnou výměnu krytí minimální adhezí k ráně.
- Může být kombinován se všemi typy absorpčního krytí.
- Může být kombinován se systémem Vivano® pro podtlakovou terapii ran.
- Jednoduchá manipulace.
- Může být kombinován i s tradičním sekundárním krytím ran.
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Čistící fáze.

Typy rány

Chronická i akutní, infikovaná, secernující, povleklá, hluboká.

Výměna obvazu

Doba použití jednoho krytí nesmí překročit sedm dnů.

Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-fix).



zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Atrauman Ag	5 x 5 cm	499 571	5001088 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	499 573	5001085 Z	bal. à 10 ks
	10 x 20 cm	499 575	5010855 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Atrauman®

Krytí s mastí na atraumatické ošetřování ran

Charakteristika

- Sterilní měkký hydrofobní polyesterový tyl s drobnými oky, se základem masti bez účinných látek (složení masti: směs esterů přírodních rostlinných mastných kyselin s glycerinem a diglycerinem).
- Hladká povrchová struktura se neslepuje se spodinou rány.
- Udržuje okraje ran a elastické plochy a brání vysušení.
- Netraumatizuje ránu.
- Permeabilní pro plyny a sekrety.
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

Typ rány

- Chronická, akutní, neinfikovaná, suchá.
- Rány akutní – odřeniny, tržné rány, zhmožděny, opaření, poleptání, chronické ve fázi epitelizace, poškození po ozáření, překrytí ploch po transplantaci kůže atd.

Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až tři dny.

Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-fix).



sterilní mastný tyl s neutrální mastí zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Atrauman	5 × 5 cm	499 510	5001113 Z	bal. à 10 ks
		499 550		bal. à 50 ks
	7,5 × 10 cm	499 513	5001112 Z	bal. à 10 ks
		499 553		bal. à 50 ks
	10 × 20 cm	499 536	5010854 Z	bal. à 30 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Atrauman® Silicone

Silikonové krytí

Charakteristika

- Kontaktní vrstva na ránu potažená po obou stranách silikonovým gelem.
- Ochrana jemných struktur a nově vytvořené tkáně.
- Síťová struktura je propustná pro exsudát.

Použití

- Pro atraumatické ošetření rány, kdy přilne na suché, ale ne na vlhké povrchy a předchází přilepení na ránu.

Typ rány

- Chronická, akutní, neinfikovaná.

Fáze hojení rány

Epitelizační fáze.



sterilní, zatraveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód / kód ZP	fakturační jednotka
Atrauman Silicone	7,5 × 10 cm	499 561	5001063 Z	bal. à 5 ks
	10 × 20 cm	499 563	0170317 M	bal. à 5 ks
	20 × 30 cm	499 565	0170318 M	bal. à 5 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny. M – označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

HydroClean® Solution

Čistící, obkladový, zvlhčující a ošetřující roztok na akutní, chronické a infikované rány a popáleniny 1. a 2. stupně

Charakteristika

- Čistící, oplachový, zvlhčující a ošetřující roztok na akutní, chronické a infikované rány a popáleniny 1. a 2. stupně.
- Odstraňuje nečistoty, strupy, krusty a mikroorganismy z rány.
- Nezpůsobuje podráždění ani bolest.
- Zabraňuje sekundární infekci způsobené patogeny a/nebo mikroorganismy v obvazovém materiálu odolnými vůči antibiotikům.

Použití

- Antiseptické čištění infikovaných nebo neinfikovaných chronických ran (například diabetických vředů, bércových vředů, dekubitů atd.).
- Antiseptické čištění, změkčení a odstranění obvazových materiálů, tj. obvazů, gáz a výplní ran, které jsou vysušené, kontaminované a přilepené k ráně.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroClean Solution	350 ml	531 999	5015443 Z	bal. à 6 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

HydroClean[®], HydroClean[®] Cavity

Krytí na rány pro interaktivní terapii v mokřém prostředí

Charakteristika

- Savý polštářek ze superabsorbčního polyakrylátu s vyplachovacím účinkem se aktivuje Ringerovým roztokem, který je průběžně uvolňován do rány. Savé tělísko absorbuje zbytek odumřelých buněk, choroboplodných zárodků a toxinů, které již zpátky do rány nepustí. Podporuje tvorbu granulační tkáně.
- Vyčištění rány díky vyplachovacímu účinku odlučuje nektrózu.
- Podpora granulační tkáně – aktivním čisticím procesem se aktivují vlastní mechanizmy organismu: do oblasti rány migrují buňky, regenerují se v ní cévy.
- Zastavuje sekreci.
- Schopnost absorpce i při souběžné kompresivní terapii.
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Čistící fáze, granulační fáze.

Typ rány

Chronická, infikovaná i neinfikovaná, suchá, secernující, povleklá, nekrotická, hluboká, zapáchající, komplikované rány.

Cíl léčby

- Aktivní čištění rány.
- Podpora proliferace buněk.
- Podpora granulace.

Sekundární krytí

V případě velmi silně secernujících ran doporučujeme použít jako sekundární krytí superabsorbční krytí RespoSorb Super.

V případě málo až středně secernujících ran doporučujeme použít silikonové krytí se superabsorbentem Zetuvit Plus Silicone Border.

Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu

HydroClean – savý polštářek aktivovaný Ringerovým roztokem k přímému použití.

HydroClean Cavity – savý oboustranný polštářek aktivovaný Ringerovým roztokem k přímému použití.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroClean předaktivované čisticí krytí se SAP k vlhké terapii	Ø 4 cm	609 220	5013936 Z	bal. à 10 ks
	Ø 5,5 cm	609 224	5010618 Z	bal. à 10 ks
	4 × 8 cm	609 222	5010617 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	609 226	5010619 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	609 228	5010620 Z	bal. à 10 ks
	ovál	8 × 14 cm	609 230	5010621 Z
	10 × 17 cm	609 232	5010622 Z	bal. à 10 ks
HydroClean Cavity oboustranné předaktivované čisticí krytí se SAP k vlhké terapii	Ø 4 cm	609 002	5012442 Z	bal. à 10 ks
	Ø 5,5 cm	609 006	5012450 Z	bal. à 10 ks
	4 × 8 cm	609 004	5012452 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	609 008	5012453 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	609 012	5012451 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Sorbalgon® Classic

Alginátové krytí

Charakteristika

- Alginátové krytí je vyrobeno z mořských řas, které jsou bohaté na algináty (polymery s obsahem organických kyselin).
- Má čisticí efekt – vlákna alginátu se se sekretem rány změní v gel s vlastnostmi vlhkého krytí; současně se sekretem z rány nasávají algináty zbytky odumřelých buněk, bakterií, hnisu a uzavírají je do vznikajícího gelu.
- Použití pro hluboké a těžko dostupné rány.
- Lze kombinovat s dalším krytím (PermaFoam).
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Čisticí fáze, granulační fáze.

Typ rány

Akutní i chronická, infikovaná i neinfikovaná, hluboká, podmínovaná, rozeklaná, s mírnou až silnou sekrecí či krvácením.

Cíl léčby

- Rychlé čištění rány.
- Zabránění vysychání, udržení elasticity plochy a okrajů rány.
- Podpora granulace.

Výměna obvazu

Po úplné přeměně vláken na gelovitou hmotu.

Sekundární krytí

- Kompres s vysokou sací schopností (Zetuvit, RespoSorb Super).
- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu

Sorbalgon® Classic

Sorbalgon® T Classic – tamponádní proužky určené speciálně

pro úzké píštělové chodby.



sterilní kalciumalginátové kompresy, zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Sorbalgon Classic kompresy	5 x 5 cm	999 011	5015445 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	999 013	5015446 Z	bal. à 10 ks
Sorbalgon T Classic tamponádní proužky	2 g / 30 cm	999 017	5015447 Z	bal. à 5 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

HydroTac[®] Transparent

Hydrogelové krytí s technologií AquaClear

Charakteristika

- Transparentní obvaz s vysokým obsahem vody (60 %).
- Vrchní vrstvu tvoří čirý polyuretan s mřížkou; gel se skládá z hydrofilních polyuretanových polymerů obsahujících izotonický roztok; tloušťka fólie 1,5–2 mm.
- AquaClear technologie umožňuje dlouhotrvající a rovnoměrný přísun vlhkosti do rány; příjem a uzavření sekretu.
- Chladicí efekt.
- Monitorování rány díky transparentnosti.
- Snímatelná dokumentační fólie.
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

Typ rány

- Akutní i chronická; neinfikovaná; suchá.
- Popáleniny, odřeniny, kožní štěpy.

Cíl léčby

- Okamžité vytvoření vlhkého prostředí v ráně.
- Ochrana, urychlování a povzbuzení granulace a epitelizace.
- Zabránění srůstům a traumatizaci rány.

Výměna obvazu

Při slábnoucí sekreci lze na ráně ponechat až 7 dní.

Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu

HydroTac Transparent – bez samolepicího okraje.

HydroTac Transparent Comfort – se samolepicím okrajem.



	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výroby	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroTac Transparent hydrogelové krytí		5 × 7,5 cm	685 905	5012454 Z	bal. à 10 ks
		10 × 10 cm	685 906	5012455 Z	bal. à 10 ks
		10 × 20 cm	685 907	5012456 Z	bal. à 10 ks
		20 × 20 cm	685 908	5012457 Z	bal. à 10 ks
HydroTac Transparent Comfort hydrogelové krytí s lepicím okrajem	4 × 4 cm	8 × 8 cm	685 925	5012458 Z	bal. à 10 ks
	8 × 8 cm	12,5 × 12,5 cm	685 926	5012459 Z	bal. à 10 ks
	5,5 × 15,5 cm	10 × 20 cm	685 927	5012460 Z	bal. à 10 ks
	2,5 × 6 cm	6,5 × 10 cm	685 928	5012461 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Hydrosorb® Gel

Amorfní gel na vodní bázi

Charakteristika

- Hydrosorb Gel udržuje vlhké prostředí, které napomáhá hojení ran. Je vhodný na ošetření většiny typů vředů, dekubit a jiných slabě exsudujících nebo nekrotických ran.
- V závislosti na stavu rány Hydrosorb Gel rehydratuje suchou nekrotickou tkáň, aby podpořil debridement v suchých ranách nebo vstřebával nekrotickou hmotu a exsudát z rány.
- Hydroaktivní účinek gelu umožňuje rychlé čištění rány.
- Lze kombinovat se všemi druhy krytí na rány.
- Jednoduchý k aplikaci a po nanesení zůstává gel na aplikovaném místě, nesjíždí z rány.
- Šetrný k pokožce. Bezbarvý, viskózní gel s neutrálním pH.
- Na infikovanou ránu lze použít pouze pod dohledem lékaře.

Fáze hojení rány

Všechny fáze hojení ran.

Typ rány

Chronická, akutní, infikovaná i neinfikovaná, suchá, nekrotická, hluboká.

Výměna obvazu

Lze na ráně ponechat až 3 dny.



sterilní hydrogelové krytí	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Hydrosorb Gel	15 g	900 832	5016666 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Hydrocoll®

Hydrokoloidní krytí

Charakteristika

- Přílnavý savý hydrokoloidní obvaz s polopropustnou vrstvou z polyuretanu.
- Při absorpci exsudátu z rány dochází k tvorbě gelu, který vytváří vlhké prostředí v ráně.
- Nepropustný pro choroboplodné zárodky díky polyuretanové vrstvě.
- Podporuje granulaci a epitelizaci.
- Pojímá sekret z rány a uzavírá jej do sebe.
- Možnost sprchování.
- Sterilní verze.

Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

Typ rány

- Akutní i chronická; neinfikovaná; špatná tendence hojení; menší sekrece.
- Dlouhotrvající výstavba granulační tkáně; minimum povlaků.

Cíl léčby

- Dočištění rány.
- Podpora granulace a epitelizace, podpora aktivace buněk.
- Udržování elasticity a vlhkosti rány.

Výměna obvazu

Na ráně lze ponechat 7 dnů; indikací k výměně je vytvoření puchýře a viditelné zbarvení obvazu.

Typy produktu

Hydrocoll thin – tenčí verze vhodná na méně secernující rány, může se stříhat; vhodný pod kompresivní punčochy.

Hydrocoll sacral – speciální tvar k ošetření v sakrální oblasti.

Hydrocoll concave – speciální tvar k ošetření na patě a lokti.



sterilní hydrokoloidní obvaz	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Hydrocoll	5 × 5 cm	900 740	5001105 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	900 742	5001104 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	900 744	5001103 Z	bal. à 10 ks
	15 × 15 cm	900 748		bal. à 5 ks
	20 × 20 cm	900 749		bal. à 5 ks
Hydrocoll thin	7,5 × 7,5 cm	900 757	5001099 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	900 758	5001098 Z	bal. à 10 ks
	15 × 15 cm	900 760		bal. à 5 ks
Hydrocoll sacral	12 × 18 cm	900 755		bal. à 5 ks
Hydrocoll concave	8 × 12 cm	900 756	5001101 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

HydroTac®

Aktivní polyuretanové krytí s hydrogelem

Charakteristika

- Hydrogel (obsahuje až 60 % vody) s technologií AquaClear ránu aktivně hydratuje.
- Polyuretanová pěna absorbuje exsudát a uzamyká ho uvnitř materiálu a podporuje proces granulace.
- Vytváří v ráně optimální vlhké prostředí, zvyšuje koncentraci růstových faktorů v ráně.
- Povrch krytí tvoří tenký polyuretanový film, který brání sekundární infekci, je propustný pro kyslík a vodní páry.
- Účinný i pod tlakem kompresivní terapie.
- Výměna krytí je atraumatická.
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

Typ rány

- Pro suché a mírně nebo středně secernující rány.
- Neinfikované a povrchové rány.

Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu

HydroTac – bez lepicího okraje.

HydroTac comfort – s lepicím okrajem.

HydroTac Concave

HydroTac Sacral

HydroTac Border Multisite – s lepicím okrajem.



pěnový polyuretanový obvaz	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroTac bez lepicího okraje	12,5 × 12,5 cm	12,5 × 12,5 cm	685 837	5010604 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	10 × 10 cm	685 832		bal. à 10 ks
	10 × 20 cm	10 × 20 cm	685 841	5010605 Z	bal. à 10 ks
	15 × 15 cm	15 × 15 cm	685 840	5010606 Z	bal. à 10 ks
	15 × 20 cm	15 × 20 cm	685 843	5010607 Z	bal. à 10 ks
	20 × 20 cm	20 × 20 cm	685 842	5010608 Z	bal. à 10 ks
HydroTac comfort s lepicím okrajem	10 × 10 cm	15 × 15 cm	685 818	5010853 Z	bal. à 10 ks
	3 × 10 cm	8 × 15 cm	685 807	5010610 Z	bal. à 10 ks
	5 × 14 cm	10 × 20 cm	685 813	5010611 Z	bal. à 10 ks
	5 × 25 cm	10 × 30 cm	685 830	5010612 Z	bal. à 10 ks
	9 × 14 cm	15 × 20 cm	685 821	5010613 Z	bal. à 10 ks
	14 × 14 cm	20 × 20 cm	685 812	5010614 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	12,5 × 12,5 cm	685 809	5010852 Z	bal. à 16 ks
HydroTac Sacral	13 × 10,6 cm	18 × 18 cm	685 827	5010615 Z	bal. à 10 ks
	16 × 13,6 cm	22 × 22 cm	685 850	5010616 Z	bal. à 10 ks
HydroTac Concave		18 × 18,5 cm	685 825	5010609 Z	bal. à 10 ks
HydroTac Border Multisite	Ø 6 cm	11,5 cm	685 823	5014130 Z	bal. à 10 ks
	8 × 11 cm	13 × 16 cm	685 829	5014131 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

PermaFoam® Classic

Pěnový obvaz s pórovitou strukturou

Charakteristika

- Hydrofilní polymerový materiál s trojrozměrnou pěnovou strukturou.
- Nepropustný pro choroboplodné zárodky.
- Pórovitá struktura fungující jako kapiláry odvádí exsudát. Elastická polyuretanová krycí vrstva je propustná pro vodní páry.
- Možnost kombinace s mastnými tily a kompresivní terapií (i při stlačení si zachovává 90 % absorpční kapacity).
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Čistící a granulační fáze.

Typ rány

- Pro silně až mírně exsudující rány; přímo jen na neinfikované rány.
- Pro infikované rány pouze v kombinaci s Atraumanem Ag.

Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až 7 dní.

Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

Typy produktu

PermaFoam Classic – bez lepicího okraje.

PermaFoam Classic Border – s lepicím okrajem.



polyuretanové krytí	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	
PermaFoam Classic bez lepicího okraje		Ø 6 cm	882 004	5012696 Z	bal. à 10 ks	
		10 x 10 cm	882 000	5012697 Z	bal. à 10 ks	
		15 x 15 cm	882 001	5012708 Z	bal. à 10 ks	
		20 x 10 cm	882 002	5012698 Z	bal. à 10 ks	
		20 x 20 cm	882 003	5012699 Z	bal. à 10 ks	
	Tracheo	8 x 8 cm	882 005	5012700 Z	bal. à 10 ks	
PermaFoam Classic Border samolepicí	5 x 5 cm	10 x 10 cm	882 006	5012703 Z	bal. à 10 ks	
	10 x 10 cm	15 x 15 cm	882 007	5012704 Z	bal. à 10 ks	
	24 x 5 cm	30 x 10 cm	882 008	5012705 Z	bal. à 10 ks	
	Concave	10,5 x 12 cm	16,5 x 18 cm	882 009	5012701 Z	bal. à 10 ks
	Sacral	11,5 x 9,5 cm	18 x 18 cm	882 011	5012706 Z	bal. à 10 ks
Sacral	13,5 x 11,5 cm	22 x 22 cm	882 012	5012707 Z	bal. à 10 ks	

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Zetuvit® Plus Silicone Border

Silikonové krytí se superabsorbentem a lepivým okrajem

Charakteristika:

- Velmi vysoká absorpční a retenční schopnost.
- Vhodné řešení pro management exsudátu.
- Atraumatická výměna krytí díky silikonové kontaktní vrstvě.
- Superabsorbční hydropolymerly vážou inhibitory (např. MMP).
- Udržuje optimální mikroklima v ráně.
- Jednoduché použití.
- Lze jej kombinovat s lokálními antiseptiky a sekundárními obvazy.
- Schopnost vázat zápach z rány.

Použití:

- K ošetření středně až silně secernujících ran, chronických i akutních ran.
- Lze použít jako primární krytí bez nutnosti sekundární fixace nebo jako sekundární krytí při vlhké terapii.
- Možno kombinovat s kompresivní terapií.

Typ rány

Vhodné na široké spektrum chronických i akutních ran, jako jsou bércové vředy, diabetické vředy na noze, pooperační či traumatické rány.

Výměna krytí

Krytí může na ráně zůstat maximálně pět dní. Doporučená doba výměny krytí je však maximálně po třech dnech. Vždy záleží na úrovni saturace krytí.

Složení

Vnější vrstva – hydrofobní vrstva s částečně průdušnou fólií odolnou proti sprchování i bakteriím.

Vnitřní vrstva – vysoce absorpční jádro se superabsorbčním hydropolymerem.

Kontaktní vrstva – silikonová kontaktní vrstva s okrajem.



silikonové krytí se SAP a okrajem	varianta produktu	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Zetuvit Plus Silicone Border samolepicí		8 x 8 cm	413 900	5016718 Z	bal. à 10 ks
		10 x 10 cm	413 901	5015984 Z	bal. à 10 ks
		12,5 x 12,5 cm	413 902	5015985 Z	bal. à 10 ks
		15 x 15 cm	413 903	5016719 Z	bal. à 10 ks
		17,5 x 17,5 cm	413 924	5015987 Z	bal. à 10 ks
		20 x 20 cm	413 905	5016721 Z	bal. à 10 ks
		16 x 26 cm	413 904	5016720 Z	bal. à 10 ks
	Sacrum	18 x 18 cm	413 906	5016722 Z	bal. à 10 ks
	Sacrum	23 x 23 cm	413 907	5016723 Z	bal. à 10 ks
	Oval	13 x 15,5 cm	413 908	5016724 Z	bal. à 10 ks
	Oval	12 x 23 cm	413 909	5016725 Z	bal. à 10 ks
	Heel (na nohu)	25 x 25 cm	413 911	5016726 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Zetuvit® Plus Silicone

Silikonové krytí se superabsorbentem bez lepivého okraje

Charakteristika:

- Velmi vysoká absorpční a retenční schopnost.
- Vhodné řešení pro management exsudátu.
- Atraumatická výměna krytí díky silikonové kontaktní vrstvě.
- Superabsorpční hydropolymery vážou inhibitory (např. MMP).
- Udržuje optimální mikroklíma v ráně.
- Jednoduché použití.
- Lze jej kombinovat s lokálními antiseptiky a sekundárními obvazy.
- Schopnost vázat zápach z rány.

Použití:

- K ošetření středně až silně secernujících chronických i akutních ran.
- Lze použít jako primární krytí nebo jako sekundární krytí při vlhké terapii.
- **Nutná fixace** krytí pomocí fixačních obvazů nebo náplastí.
- Možno kombinovat s kompresivní terapií.

Typ rány

Vhodné na široké spektrum chronických i akutních ran, jako jsou bérčové vředy, diabetické vředy na noze, pooperační či traumatické rány.

Výměna krytí

Krytí může na ráně zůstat maximálně pět dní. Doporučená doba výměny krytí je však maximálně po třech dnech. Vždy záleží na úrovni saturace krytí.

Složení

Vnější vrstva – hydrofobní vrstva z netkané textilie s částečně průdušnou fólií
 Vnitřní vrstva – vysoce absorpční jádro se superabsorpčním hydropolymerem
 Kontaktní vrstva – silikonová kontaktní vrstva, která umožňuje atraumatické odstranění krytí z rány



silikonové krytí se SAP	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Zetuvit Plus Silicone	8 × 8 cm	413 811	5015983 Z	bal. à 10 ks
	12,5 × 12,5 cm	413 812	5015979 Z	bal. à 10 ks
	10 × 20 cm	413 813	5015978 Z	bal. à 10 ks
	20 × 20 cm	413 814	5015980 Z	bal. à 10 ks
	20 × 25 cm	413 815	5015981 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Grassolind® neutral

Krytí s neutrální masťou

Charakteristika

- Masťný síťový tyl z bavlněného základu s velkými oky, který je impregnovaný masťou: bílá vazelína, diglycerolester mono- a dikarboňových masťných kyselin, syntetický vosk.
- Velká oka zajišťují přístup kyslíku a odtok sekretu.
- Udržuje okraje ran a plochy elastické a brání vysušení, netraumatizuje ránu.
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Pro granulační a epitelizační fázi.

Typ rány

Odřeniny, tržné rány, zhmožděné rány, bércový vřed, dekubity, popáleniny, opaření, poleptání, poškození po ozáření, abscesy, překrytí ploch po transplantaci kůže apod.

Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až tři dny.

Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-fix).



sterilní masťný tyl s neutrální masťou zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Grassolind neutral	7,5 × 10 cm	499 313	5001118 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 10 cm	499 353		bal. à 50 ks
	10 × 10 cm	499 314	5001116 Z	bal. à 10 ks
	10 × 20 cm	499 336	5010858 Z	bal. à 30 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

RespoSorb® Super

Superabsorpční kompresy

Charakteristika

- Savé krytí složené ze 4 různých vrstev materiálu.
- Kombinace buničiny a celulózy zajišťuje vysokou absorpci.
- Savé jádro vstřebává a uzavírá sekret z rány.
- Uzavírá tekutiny, propouští vzduch.
- Hydrofobní vrstva chrání před kontaminací rány a přilnutím.
- Sterilní.

Použití

- K ošetření silně a velmi silně secernujících ran, jako jsou pooperační rány, bércové vředy či rány při onemocněních lymfatického systému.
- Jako primární krytí povrchových ran nebo sekundární krytí při vlhké terapii.
- Možno kombinovat s kompresivní terapií, kdy dosahuje největší absorpce.

Složení

Vnější strana – dvouvrstvý netkaný textil z hydrofobních polyamidových vláken.

Vnitřní strana – tenká vrstva prodyšné netkané textilie.

Jádro – buničina doplněná superabsorpčním polymerem (SAP).



sterilní, zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
RespoSorb Super	10 x 10 cm	685 020	5010599 Z	bal. à 10 ks
	10 x 20 cm	685 021	5010600 Z	bal. à 10 ks
	15 x 20 cm	685 022	5010601 Z	bal. à 10 ks
	20 x 25 cm	685 023	5010602 Z	bal. à 10 ks
	20 x 40 cm	685 024	5010603 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Vivano®

Podtlaková terapie

Podtlaková terapie pomocí systému Vivano® je neinvazivní procedura, která podporuje a urychluje hojení ran. Přístroj vytvoří na místě rány subatmosférický podtlak aplikovaný portem VivanoTec. Ten způsobuje dekompresi pěnového obvazu. Jednorázová krytí z polyuretanové pěny VivanoMed pomáhají stimulovat tvorbu granulace.

Technologie Vivano®

Přístroj VivanoTec Pro s portem umožňuje kontrolovaný, kontinuální a bezpečný průběh podtlakové terapie:

- bezpečnostním signálem při ucpání hadičky nebo snížení tlaku,
- nastavením a monitorováním požadovaného podtlaku v ráně,
- přilnutím tenké silikonové vrstvy na jakoukoliv část těla,
- možností inteligentního módu citlivé regulace tlaku.

Port obsahuje senzory tlaku přímo v ráně, které zajišťují stálou a bezpečnou terapii. V případě ucpání hadičky (a snížení tlaku) se spustí bezpečnostní signál. VivanoTec Pro lze použít při stacionární i mobilní terapii, neboť udržuje stálý podtlak v ráně bez ohledu na pohyb či polohu ošetřovaného.

Indikace

Urychlení hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět exsudát (proleženiny stupně 2–4, syndrom diabetické nohy, neuzavírající se rány, traumatické rány, sekundárně se hojící rány, komplikovaně se hojící chirurgické rány, transplantace kožních laloků a tkání, popáleniny a kožní transplantace).



	velikost	číslo výrobku	kód ZP	fakturační jednotka
VivanoTec Pro		409 508		bal. à 1 ks
VivanoTec port		409 553	0173034 M	bal. à 3 ks
VivanoTec Y-Connector		409 557	0169060 M	bal. à 3 ks
VivanoTec sběrná nádoba (kanystr)	800 ml	409 520	0082418 M	bal. à 3 ks
	300 ml	409 523	0082419 M	bal. à 3 ks

M – označení pro zvlášť účtovatelný materiál (ZUM).

Vivano®Med

Kompletní sterilní sety na podtlakovou terapii

- Krytí je připraveno k okamžitému použití v jednom sterilním balení.
- Pěna VivanoMed podporuje procesy hojení ran a urychluje jejich léčbu.
- Port VivanoTec přilne na jakoukoliv část těla.

Klinické přednosti podtlakové terapie

1. Poskytuje uzavřené prostředí – uzavřené prostředí vlhkého hojení ran stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci.
2. Zmenšuje objem rány – léčba negativním tlakem stahuje okraje rány, a zmenšuje tak její objem.
3. Odvádí exsudát – pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení rány.
4. Pomáhá odvádět tkáňový mok – odvádění tkáňového moku může pozitivně ovlivňovat redukcí otoků, a tím pomáhá zlepšit prokrvení rány.
5. Podporuje granulaci – řízený lokální podtlak napomáhá rovnoměrnému stahování rány. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza (reprodukce buněk).

Upozornění: Léčbu vždy indikuje lékař.



	velikost	číslo výrobku	kód ZP	fakturační jednotka
VivanoMed set krytí*	S	409 728	0082420 M	bal. à 3 ks
	M	409 725	0082421 M	bal. à 3 ks
	L	409 722	0082422 M	bal. à 3 ks
	XL	409 731	0169057 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set kruhové krytí*		409 740	0169058 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set tenké krytí*		409 743	0169059 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set břišní krytí*		409 720	0169061 M	bal. à 1 ks
VivanoMed bílá pěna	S – 7,5 × 10 cm	409 760	0171105 M	bal. à 10 ks
	L – 15 × 10 cm	409 761	0171106 M	bal. à 10 ks
VivanoMed Gel Strip	10 × 7 cm	409 780	0173033 M	bal. à 10 ks
VivanoMed (PU pěna) velikost M	18 × 12,5 × 3,3 cm	409 737	0173035 M	bal. à 5 ks

*Set obsahuje port, krytí, hydrofilm, PU pěnu. M – označení pro zvlášť účtováný materiál (ZUM).

VivereX®

Jednorázový systém podtlakové terapie

- Jednorázový systém podtlakové terapie, který umožňuje včasnější mobilizaci pacienta.
- Vhodný pro využití v domácím i nemocničním prostředí.
- Přístroj snižuje výskyt infekce v ráně a urychluje hojení rány.
- Používá se především na rány se střední až středně významnou sekrecí, na čisté a uzavřené operační rány a menší chronické rány.
- Systém VivereX® se skládá z jednoho ambulantního přístroje a dvou kusů krytí o vybrané velikosti.

Charakteristika:

- Snadná efektivní léčba
- Péče o rány v nemocnici i doma
- Malý lehký přístroj s klípem na pásek
- Různé velikosti krytí
- Jednoduché ovládání
- Vizuální upozornění
- Výdrž 10 nebo 21 dnů
- Snižuje riziko výskytu infekce v ráně



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka
VivereX sada (1x přístroj + 2x krytí)	10 × 20 cm	4099110	1 ks
	10 × 30 cm	4099120	1 ks
	10 × 40 cm	4099130	1 ks
	16 × 26 cm	4099140	1 ks
	16 × 21 cm	4099150	1 ks
	16 × 31 cm	4099160	1 ks
	21 × 21 cm	4099170	1 ks
	26 × 26 cm	4099180	1 ks
VivereX+ sada (1x přístroj + 2x krytí)	10 × 20 cm	4099210	1 ks
	10 × 30 cm	4099220	1 ks
	10 × 40 cm	4099230	1 ks
	16 × 26 cm	4099240	1 ks
	16 × 21 cm	4099250	1 ks
	16 × 31 cm	4099260	1 ks
	21 × 21 cm	4099270	1 ks
26 × 26 cm	4099280	1 ks	

Sterilux® ES

Klasický gázový kompres se založenými okraji

Charakteristika

- Klasický gázový kompres se založenými okraji může být použit i při vícenásobném rozložení a nevytváří třepivé okraje.
- Dodáván v několika velikostech pro všestranné využití.
- Sterilní a nesterilní verze.

Použití

K všestrannému ošetření ran, zejména při prvním ošetření znečištěných, infikovaných a silně secernujících ran; ve formě tamponu při malých operačních zákrocích v ambulanci a v nemocnici.

Technická specifikace

Hydrofilní gáza (17 vláken) 100% bavlna.



gázové kompresy	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterilux ES sterilní, zataveno po 2 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	205 020	5009943	bal. 25 × 2 ks	60 bal.
	7,5 × 7,5 cm	205 021	5009944	bal. 25 × 2 ks	30 bal.
	10 × 10 cm	205 022	5009945	bal. 25 × 2 ks	30 bal.
	10 × 20 cm	418 559		bal. 25 × 2 ks	15 bal.
Sterilux ES sterilní, zataveno po 5 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	232 002		bal. à 5 ks	240 bal.
	7,5 × 7,5 cm	232 007		bal. à 5 ks	240 bal.
	10 × 10 cm	232 012		bal. à 5 ks	240 bal.
	10 × 20 cm	232 017		bal. à 5 ks	100 bal.
Sterilux ES sterilní, zataveno po 10 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	232 003		bal. à 10 ks	200 bal.
	7,5 × 7,5 cm	232 008		bal. à 10 ks	100 bal.
	10 × 10 cm	232 013		bal. à 10 ks	100 bal.
	10 × 20 cm	232 018		bal. à 10 ks	80 bal.
Sterilux ES nesterilní, sterilizovatelné papírové sáčky, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	418 800	5009915	bal. à 100 ks	30 bal.
	7,5 × 7,5 cm	418 802	5009916	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 10 cm	418 804	5009917	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	418 805		bal. à 100 ks	10 bal.

Medicomp®

Kompres z netkaného textilu

Charakteristika

- Pro všechny typy ran jako sekundární krytí.
- Je k dispozici s různým počtem vrstev v různých rozměrech.
- Sterilní a nesterilní verze.

Použití

- Ke všeobecnému ošetření ran.
- Jako krytí či tampon při drobných operačních zákrocích a převazech.

Technická specifikace

Netkaný textil s otevřenou strukturou je stabilizován čistě mechanicky bez pojidel a je vyroben bez optických bělicích látek.

Typy produktu

Medicomp

Medicomp Drain

- Speciálně k ošetření ran s drenáží, při tracheostomiích a extenzích.
- Při aplikaci kanyl a sond.



kompresy z netkaného textilu	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Medicomp sterilní, 4 vrstvy, zataveno po 2 kusech	5 × 5 cm	411 074	5009935	bal. à 25× 2 ks	50 bal.
	7,5 × 7,5 cm	411 072	5009936	bal. à 25× 2 ks	40 bal.
	10 × 10 cm	411 064	5009937	bal. à 25× 2 ks	40 bal.
	10 × 20 cm	411 075		bal. à 25× 2 ks	15 bal.
Medicomp nesterilní, 4 vrstvy, sterilizovatelné papírové sáčky	5 × 5 cm	421 821	5009947	bal. à 100 ks	24 bal.
	7,5 × 7,5 cm	421 823	5009948	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	421 825	5009946	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 × 20 cm	421 827		bal. à 100 ks	6 bal.
Medicomp Drain sterilní, 6 vrstev, zataveno po 2 kusech	7,5 × 7,5 cm	421 533		bal. à 25× 2 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	421 535		bal. à 25× 2 ks	8 bal.
Medicomp* sterilní	7,5 × 7,5 cm	411 029		bal. à 5× 2 ks	60 bal.

*Tento produkt najdete i na straně 69 v rámci řady Expert na hojení ran.

Zetuvit®

Savý kompres

Charakteristika

- Modré vlákno na vnější straně.
- Je složen ze čtyř různých vrstev materiálu.
- Kompres je uzavřen a na koncích měkce slisován.
- Zamezuje prosáknutí sekretů.
- Je propustný pro dýchání pokožky.
- Sterilní a nesterilní verze.

Použití

Na ošetření silně secernujících ran.

Technická specifikace

Vnější obal – k ráně nelepivý dvouvrstvý netkaný textil.

Náplň – savé jádro z měkkých buničitých vloček, celulózová vložka pro rozvedení sekretu a ochranná vrstva z polypropylenového vliesu.



save kompresy	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Zetuvit sterilní, zatažené jednotlivě	10 × 10 cm	413 701	5001114	bal. à 25 ks	9 bal.
	10 × 20 cm	413 702	5014928	bal. à 25 ks	9 bal.
	13,5 × 25 cm	413 705		bal. à 10 ks	10 bal.
	20 × 20 cm	413 703	5014929	bal. à 15 ks	7 bal.
	20 × 40 cm	413 704	5014930	bal. à 5 ks	8 bal.
Zetuvit nesterilní	10 × 10 cm	413 801	5001045	bal. à 30 ks	18 bal.
	10 × 20 cm	413 802	5014925	bal. à 30 ks	4 bal.
	20 × 20 cm	413 803	5014926	bal. à 30 ks	4 bal.
	20 × 40 cm	413 804	5014927	bal. à 30 ks	4 bal.

Eycopad®

Oční kompres

Charakteristika

- Na užších stranách kompresu je obal uzavřen pro zajištění soudržnosti.
- Neuvolňuje vlákna.
- Měkký a savý.
- Sterilní a nesterilní verze.

Použití

Na oční obvazy.

Technická specifikace

Vata DIN 61640-A, Ph Eur. v gázovém obalu z čisté bavlny.



oční kompres zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Eycopad sterilní	56 × 70 mm	415 540	bal. à 25 ks	12 bal.
	70 × 85 mm	417 540	bal. à 25 ks	12 bal.
Eycopad nesterilní	56 × 70 mm	415 650	bal. à 50 ks	15 bal.
	70 × 85 mm	417 650	bal. à 50 ks	15 bal.

Pagasling

Tampony z gázy

Charakteristika

- Hydrofilní gáza stočená do kuličky, bez gumičky a RTG nitě.
- Sterilní a nesterilní verze.

Použití

Na odsávání krve a sekretů a při dezinfekci kůže.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pagasling nesterilní	velikost lískového ořechu	č. 1 481 290	bal. 1 000 ks	6 bal.
	velikost vlašského ořechu	č. 2 481 293	bal. 1 000 ks	6 bal.
	velikost švestky	č. 3 481 294	bal. 2 × 500 ks	1 bal.
	velikost vejce	č. 4 481 299	bal. 4 × 250 ks	1 bal.
	zvláště velký	č. 5 400 131	bal. 4 × 250 ks	1 bal.
Pagasling sterilní	velikost švestky	č. 3 481 274	bal. 20 × 4 ks	8 bal.
	velikost švestky	č. 3 481 284	bal. 20 × 5 ks	8 bal.
	velikost švestky	č. 3 481 414	bal. 18 × 20 ks	3 bal.
	velikost vejce	č. 4 481 409	bal. 18 × 10 ks	3 bal.
	zvlášť velký	č. 5 481 400	bal. 18 × 10 ks	3 bal.

Obvazová gáza

Skládaná a přířezy

Gáza hydrofilní skládaná

Skládané čtverce ze 100% bavlny jsou savé a nealergizují. Používají se pro krytí ran.

Obvazová gáza

Technická specifikace: 100% bavlna v osnově ze 17 a 20 vláken. Gáza je nabízena v různém provedení jako skládaná a v přířezech. Dají se z ní zhotovit individuální krycí obvazy na všechny typy ran.



		velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Gáza obvazová v přířezech	17 vláken	28 x 32 cm	205 220	bal. 5x 400 ks	1 bal.
	17 vláken	50 x 50 cm	205 221	bal. 2x 500 ks	1 bal.
Gáza obvazová skládaná	17 vláken	100 cm	206 112	bal. à 50 m	6 bal.
	20 vláken	105 cm	206 113	bal. à 50 m	6 bal.

Hotové obvazy

Sterilní

Použitelné při první předlékařské pomoci.

Obvaz hotový č. 2

Sterilní obvaz složený z hydrofilního obinadla a 1 pevně připevněného savého kompresu (Zetuvit E).

Obvaz hotový č. 3

Sterilní obvaz z hydrofilního obinadla a 2 pevně připevněných savých kompresů (Zetuvit E).



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Obvaz hotový sterilní			
č. 2 – obinadlo a 1 kompres	700 032	bal. à 1 ks	230 ks
č. 3 – obinadlo a 2 kompresy	700 033	bal. à 1 ks	170 ks

Soft-Zellin® C

Nesterilní tampon s alkoholem pro dezinfekci

Charakteristika

- Díky vhodně upravenému povrchu a zpevněné tissue vložce dobře zadržuje dezinfekční roztok.
- Zataven po jednom kuse – 3 x 3 cm, 2 vrstvy.
- Nesterilní.

Použití

K očištění kůže před injekcí.

Technická specifikace

Netkaný textil nasycený 0,5 ml izopropylalkoholu (70 % V/V).



nesterilní tampony impregnované alkoholem, zatavené jednotlivě	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	převážná jednotka
Soft-Zellin C	60 x 30 mm	288 887	bal. à 100 ks	20 bal.

Pur-Zellin®

Hotový buničitý polštářek v roli

Charakteristika

- Okraje tamponů jsou ražením zesílené, tampony mají tvar polštářku a dobrou soudržnost.
- Neprašné, mají stálý tvar, neatírají se.
- Nesterilní.

Použití

- K očištění pokožky před injekcemi a infuzemi.
- Jako savý polštářek při malých zraněních.
- K lokální dezinfekci před menšími chirurgickými zákroky.
- Při laboratorních pracích.

Technická specifikace

Vysoce bělená obvazová buničina.



vata buničitá dělená	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pur-Zellin	40 x 50 mm	143 223	5009964	bal. à 1 role à 500 ks	16 bal.
Pur-Zellin box zásobník		996 857		1 ks	1 ks

Peha-fix®

Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny

Charakteristika

- Možno aplikovat bez opakovaných otáček na všechny části těla.
- Zachovává si elasticitu i při delším používání.
- Obinadlo je lehké a prodyšné.
- Nesterilní.

Použití

K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických a obýlých částech těla.

Technická specifikace

Viskóza, polyamid.



fixační obinadlo, délka v napnutém stavu 4 m	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-fix jednotlivé baleno	4 cm	303 085	5009902	bal. à 1 ks	20/160 ks
	6 cm	303 086	5009903	bal. à 1 ks	20/200 ks
	8 cm	303 087	5009904	bal. à 1 ks	20/200 ks
	10 cm	303 088	5009905	bal. à 1 ks	20/120 ks
	12 cm	303 089	5009906	bal. à 1 ks	20/80 ks
Peha-fix volně v krabicích po 20 ks	4 cm	303 090	5009951	bal. à 20 ks	8 bal.
	6 cm	303 091	5009952	bal. à 20 ks	10 bal.
	8 cm	303 092	5009953	bal. à 20 ks	10 bal.
	10 cm	303 093	5009949	bal. à 20 ks	6 bal.
	12 cm	303 094	5009950	bal. à 20 ks	4 bal.
Peha-fix nemocniční balení po 100 ks	6 cm	303 096		bal. à 100 ks	8 bal.
	8 cm	303 097		bal. à 100 ks	6 bal.
	10 cm	303 098		bal. à 100 ks	4 bal.
	12 cm	303 099		bal. à 100 ks	4 bal.

Obinadla hydrofilní

Pletená obinadla k fixaci krytí ran

Obinadlo hydrofilní

Charakteristika

- Dodávané ve 4 různých šířkách.
- Lze použít na všechny části těla.
- Sterilní a nesterilní verze.

Použití

K fixaci krytí rány.

Technická specifikace

100% viskózová stráž.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	převážní jednotka
Obinadlo hydrofilní sterilní, délka 5 m, pletené, baleno po 10 ks	6 cm	300 406	5010006	bal. à 1 ks	700 ks
	8 cm	300 408	5010008	bal. à 1 ks	560 ks
	10 cm	300 410	5010011	bal. à 1 ks	460 ks
	12 cm	300 412	5010013	bal. à 1 ks	420 ks
Obinadlo hydrofilní nesterilní, délka 5 m, pletené, baleno po 10 ks	6 cm	300 206		bal. à 1 ks	660 ks
	8 cm	300 208		bal. à 1 ks	500 ks
	10 cm	300 210		bal. à 1 ks	450 ks
	12 cm	300 212	5010005	bal. à 1 ks	470 ks
Obinadlo hydrofilní délka 10 m, pletené, baleno po 10 ks	8 cm	300 308		bal. à 1 ks	360 ks
	12 cm	300 312		bal. à 1 ks	240 ks

Obinadlo hydrofilní elastické sterilní

Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny

Charakteristika

- Zachovává si elasticitu i při delším používání.
- Obinadlo je lehké a prodyšné.
- Sterilní.

Použití

K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických a oblých částech těla.

Technická specifikace

Viskóza, polyamid.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Obinadlo hydrofilní elastické sterilní, délka 4 m v napnutém stavu, baleno po 10 ks	6 cm	932 001	5011951	bal. à 1 ks	240 ks
	8 cm	932 002	5011952	bal. à 1 ks	240 ks
	10 cm	932 003	5011953	bal. à 1 ks	180 ks
	12 cm	932 004	5011954	bal. à 1 ks	180 ks

Peha-haft®

Elastické fixační obinadlo s kohezivním efektem

Charakteristika

- Nepotřebuje konečné upevnění, přilne samo na sebe, nelepí se na pokožku, vlasy ani oděv, neškrtí a neomezuje pohyb kloubů.
- Při použití obinadla není potřeba jednotlivé otáčky překládat – obvaz sedí pevně a bez záhybů, neuvolňuje se a nedochází k posunu.
- Díky přilnavosti obinadla je snížena spotřeba použitého materiálu.
- Prodyšný, savý materiál.
- Nesterilní.
- Neobsahuje latex.

Použití

- Pro fixaci všeho druhu, především na kloubech a oblych či kónických částech těla.
- K upevnění polstrovacích materiálů, kanyl apod.

Technická specifikace

Krepová vazba a mikrobodová impregnace vytvářející kohezivní efekt.

Typy produktu

Peha-haft – bílá barva.

Peha-haft Color – červená a modrá barva.



kohezivní elastické fixační obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Peha-haft délka 4 m v napnutém stavu	4 cm	932 441	5009959	bal. à 1 ks	140 ks
	6 cm	932 442	5009960	bal. à 1 ks	140 ks
	8 cm	932 443	5009961	bal. à 1 ks	140 ks
	10 cm	932 444	5009962	bal. à 1 ks	140 ks
	12 cm	932 445	5009963	bal. à 1 ks	140 ks
Peha-haft role, délka 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 447		bal. à 1 role	24 ks
	8 cm	932 448		bal. à 1 role	24 ks
	10 cm	932 449		bal. à 1 role	24 ks
	12 cm	932 450		bal. à 1 role	24 ks
Peha-haft Color červené, 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 460		bal. à 1 ks	24 ks
	8 cm	932 461		bal. à 1 ks	24 ks
	10 cm	932 462		bal. à 1 ks	24 ks
Peha-haft Color modré, 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 473		bal. à 1 ks	24 ks
	8 cm	932 474		bal. à 1 ks	24 ks
	10 cm	932 475		bal. à 1 ks	24 ks
Peha-haft Color*, 4 m	10 cm	300 004		bal. à 1 ks	20 ks

*Tento produkt najdete i na straně 74 v rámci řady Expert na hojení ran.

Stülpa®

Bezešvý pletený hadicový obvaz pro univerzální použití

Charakteristika

- Vysoce elastický příčně i podélně.
- Přizpůsobuje se tvaru těla, neomezuje pohyb kloubů.
- Propouští vzduch.

Použití

Výrobek se používá jako podklad zinkoklihoých, sádrových i kompresivních obvazů.

Technická specifikace

Viskóza, bavlna.



vel. 0 R = dětské prsty a prsty u nohy
 vel. 1 R = prsty
 vel. 2 R = paže a dětské dolní končetiny
 vel. 3 R = dolní končetiny, dětská hlava a podpaží
 vel. 4 R = hlava, dolní končetiny a podpaží, obličejové masky
 vel. 5 R = dětský trup, hlava, stehno a podpaží, napínací obvazy
 vel. 6 R = dětský trup a stehno
 vel. 7 R = nadměrný trup a stehno, Dessaultovy obvazy
 vel. 8 R = trup, Dessaultovy obvazy

hadicový obvaz	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Stülpa role po 15 m	vel. 0 R	1,5 cm	427 110	1 role 33 ks
	vel. 1 R	2,5 cm	427 111	1 role 27 ks
	vel. 2 R	6 cm	427 112	1 role 12 ks
	vel. 3 R	8 cm	427 113	1 role 9 ks
	vel. 4 R	10 cm	427 114	1 role 17 ks
	vel. 5 R	12 cm	427 115	1 role 6 ks
Stülpa role po 15 m	vel. 6 R	15 cm	427 146	1 role 4 ks
	vel. 7 R	21 cm	427 147	1 role 6 ks
	vel. 8 R	24 cm	427 148	1 role 6 ks
Stülpa hotové obvazy, jednotlivě balené	vel. 4	10 cm x 1 m	427 214	1 ks 250 ks

Pruban®

Vysoce elastický síťový obvaz

Charakteristika

- Vysoce elastický obvaz se širokými oky určený k rychlé fixaci krytí ran na kterémkoliv místě těla.
- Pevné fixování ran i při všech pohybech, přizpůsobuje se tvaru těla, nevytahuje se.
- Při výměně krytí se nemusí odstraňovat.

Použití

Pro fixaci všeho druhu a velikostí, k fixaci podložního materiálu na místech ohrožených dekubity.

Technická specifikace

Bavlna, polyamid.



pružný hadicový síťový obvaz	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Pruban	vel. 1	10 mm	427 301	bal. à 20 m	130 bal.
			427 331	ks à 1 m	750 ks
	vel. 2	15 mm	427 302	bal. à 20 m	100 bal.
			427 332	ks à 1 m	600 ks
	vel. 3	20 mm	427 303	bal. à 20 m	90 bal.
			427 333	ks à 1 m	420 ks
	vel. 4	30 mm	427 304	bal. à 20 m	50 bal.
427 334			ks à 1 m	300 ks	
vel. 5	40 mm	427 305	bal. à 20 m	40 bal.	
		427 335	ks à 1 m	240 ks	
vel. 6	60 mm	427 306	bal. à 20 m	26 bal.	
		427 336	ks à 1 m	180 ks	
vel. 7	70 mm	427 307	bal. à 20 m	23 bal.	
		427 337	ks à 1 m	150 ks	

pružný hadicový síťový obvaz	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
vel. 8	80 mm	427 308	bal. à 20 m	20 bal.
		427 338	ks à 1 m	150 ks
vel. 9	90 mm	427 309	bal. à 20 m	18 bal.
		427 339	ks à 1 m	120 ks
vel. 10	100 mm	427 310	bal. à 20 m	16 bal.
		427 340	ks à 1 m	120 ks
vel. 12	120 mm	427 312	bal. à 20 m	12 bal.
vel. 14	140 mm	427 314	bal. à 20 m	10 bal.

vel. 1 = jednotlivé prsty
 vel. 2 = jeden a více prstů
 vel. 3 = zápěstí, chodidlo, kotník
 vel. 4 = loket, koleno, kotník
 vel. 5 = loket, koleno
 vel. 6 = loket, koleno

vel. 7 = rameno, hlava
 vel. 8 = rameno, hlava
 vel. 9 = hrudník, stehno
 vel. 10 = hrudník, stehno
 vel. 12 = objemnější trup
 vel. 14 = nadměrný trup

Coverflex® fast

Elastický hadicový obvaz

Charakteristika

- Bezešvý, kruhově pletený hadicový obvaz.
- Nesterilní trvale elastický hadicový obvaz pro použití na lidské kůži.
- Je k jednorázovému použití.

Použití

Coverflex® fast může být použit laicky i zdravotnickým personálem jako druhotné fixační krytí v kombinaci s primárním krytím v léčbě akutních i chronických ran.

Pod dozorem zdravotnického personálu

- jako vlhké krytí v dermatologii, pokud jde o krátkodobou léčbu (< 30 dní) v akutní fázi atopického exému speciální vlhkou a mastnou terapií aplikované v kombinaci s roztoky, mastmi a krémy,
- jako suché krytí v dermatologii pro dlouhodobou léčbu chronické fáze atopického exému s externí aplikací v kombinaci s mastmi, krémy, pudrem, tinkturou/mlékem, pastou,
- jako vnitřní vrstva pro dlouhodobou prevenci kožního podráždění aplikovanou v kombinaci s tlakovými, zinkovými, podpůrnými, sádrovými, lepicími a kohezivními obvazy.

Technická specifikace

Viskóza, polyamid, polyuretan.



- vel. 1 = končetiny malé
- vel. 2 = končetiny střední
- vel. 3 = končetiny velké
- vel. 4 = končetiny velmi velké,
hrudník malý, hlava
- vel. 5 = hrudník

hadicový obvaz trva- le elastický	barevný kód	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Coverflex fast	vel. 1 červená	3,5 cm × 10 m	931 025	5009965	bal. à 1 ks	81 bal.
	vel. 2 zelená	5 cm × 10 m	931 026	5009966	bal. à 1 ks	54 bal.
	vel. 3 modrá	7,5 cm × 10 m	931 027	5009967	bal. à 1 ks	36 bal.
	vel. 4 žlutá	10,7 cm × 10 m	931 028	5009969	bal. à 1 ks	27 bal.
	vel. 5 béžová	17,5 cm × 10 m	931 029	5009968	bal. à 1 ks	18 bal.

Coverflex® grip

Elastický hadicový obvaz

Charakteristika

Elastický hadicový obvaz. Zaručuje vypnutí a stabilní usazení a stejnosměrně silný tlak, který nepovoluje.

Použití

- Hadicový kompresní obvaz je určen k použití lékařskými pracovníky nebo pacienty k druhotné fixaci
 - jako ochrana pod dlahou,
 - jako podpora pro klouby a vazy.
- Kompresní efekt výrobku je díky materiálu a designu výrobku, ale nejedná se o výrobek určený ke kompresní terapii.

Technická specifikace

Bavlna, elastan, polyamid.



- vel. A = dětská ruka a dětské rameno
 vel. B = malá ruka, noha a rameno
 vel. C = středně velká ruka, rameno, noha a bércec
 vel. D = velká ruka, rameno, noha a bércec
 vel. E = bércec, velké rameno a malé stehno
 vel. F = bércec a stehno
 vel. G = velké stehno
 vel. K = střední trup

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Coverflex grip	vel. A 4 cm × 10 m	931 065	bal. à 1 role	36 bal.
	vel. B 6,25 cm × 10 m	931 066	bal. à 1 role	24 bal.
	vel. C 6,75 cm × 10 m	931 067	bal. à 1 role	24 bal.
	vel. D 7,5 cm × 10 m	931 068	bal. à 1 role	20 bal.
	vel. E 8,75 cm × 10 m	931 069	bal. à 1 role	18 bal.
	vel. F 10 cm × 10 m	931 070	bal. à 1 role	14 bal.
	vel. G 12 cm × 10 m	931 071	bal. à 1 role	14 bal.
	vel. K 22 cm × 10 m	931 073	bal. à 1 role	8 bal.

Verba®

Pooperační podpůrný pás s plošným rozdělením tlaku

Charakteristika

- Podélná elasticita a příčná stabilita bandáže zaručují stejnoměrné plošné rozdělení tlaku, které ani při silné kompresi neomezuje dýchání pacienta.
- Jednoduchá aplikace pomocí suchého zipu.
- Suchý zip usnadňuje výměnu materiálu při kládaného na rány.
- Pásky suchého zipu mají u všech velikostí bandáží rezervu až 10 cm.
- Obvaz je prodyšný.
- Lze prát v pračce i vyvěřet při 95 °C.

Použití

- K ošetření po hrudních a břišních operacích, k odlehčení ran, k zabránění dehiscence ran a k rychlé mobilizaci pacienta.
- Jako ochranný obvaz při traumatech hrudníku, např. zhmoždění hrudního koše a zlomeninách žebér.
- Ke korekci statiky páteře při kořenové neuralgii a výhřezu meziobratlové ploténky.
- Při diastáze po těhotenství.



pooperační podpůrný obvaz	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Verba	vel. 1 65–75 cm	932 531	5012713	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 2 75–85 cm	932 532	5012714	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 3 85–95 cm	932 533	5012715	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 4 95–105 cm	932 534	5012716	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 5 105–115 cm	932 535	5012717	bal. à 1 ks	15 ks

Idealflex®

Krátkotažné kompresivní obinadlo

Charakteristika

- Obinadlo s nízkou tažností (Idealflex 85 %, Idealflex Universal 95 %) vytváří tuhou kompresi s vysokým pracovním a nízkým klidovým tlakem.
- Obinadlo je měkké, prodyšné, při nošení se nevytahuje.
- Lze přiložit i na kónické části těla.
- Lze prát při teplotách do 60 °C.

Použití

- K ošetřování akutních a chronických onemocnění žilního a lymfatického systému u mobilních i imobilních pacientů.
- Kompresivní obvaz na rány.
- Podpůrný a odlehčovací obvaz při poškození pohybového aparátu i jako sportovní bandáž.

Technická specifikace

Bavlna, polyamid, elastan.

Typy produktu

Idealflex

Idealflex Universal



elastické krátkotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealflex baleno jednotlivě	6 cm × 5 m	332 038	5009921	bal. à 1 ks	10/80 ks
	8 cm × 5 m	332 039	5009922	bal. à 1 ks	10/60 ks
	10 cm × 5 m	332 049	5009923	bal. à 1 ks	10/50 ks
	12 cm × 5 m	332 050	5009924	bal. à 1 ks	10/40 ks
	15 cm × 5 m	332 051	5011949	bal. à 1 ks	10/30 ks
	20 cm × 5 m	332 052	5011950	bal. à 1 ks	10/20 ks
Idealflex volně v krabicích	6 cm × 5 m	332 010		bal. à 10 ks	8 bal.
	8 cm × 5 m	332 022		bal. à 10 ks	6 bal.
	10 cm × 5 m	332 033		bal. à 10 ks	5 bal.
	12 cm × 5 m	332 035		bal. à 10 ks	4 bal.
	15 cm × 5 m	332 036		bal. à 10 ks	3 bal.
	20 cm × 5 m	332 037		bal. à 10 ks	2 bal.
Idealflex Universal	6 cm × 5 m	931 321	5014923	bal. à 1 ks	10/250 ks
	8 cm × 5 m	931 322	5014924	bal. à 1 ks	10/200 ks
	10 cm × 5 m	931 323	5014920	bal. à 1 ks	10/240 ks
	12 cm × 5 m	931 324	5014921	bal. à 1 ks	10/200 ks
	15 cm × 5 m	931 325	5014922	bal. à 1 ks	10/160 ks

Idealast®-haft latex free

Krátkotažné kompresivní obinadlo s kohezivním efektem

Charakteristika

- Samodržící kompresivní obinadlo s tažností 90 %.
- Pružnost zůstává i po opakovaném nošení.
- Otevřená struktura tkaniny zajišťuje její prodyšnost.
- Bavlněná vlákna odnímají vlhkost z kůže.
- Lze sterilizovat a je odolné vůči ozáření, možno prát v ruce.

Použití

- Pro středně silnou kompresi.
- K profylaxi a doléčení žilního onemocnění.
- Jako podpůrný a odlehčovací obvaz při poškození pohybového aparátu i jako sportovní bandáž.
- Jako kompresivní obvaz na rány a k připevnění dlah.

Technická specifikace

Bavlna, polyamidová a elasthanová vlákna.
Oboustranná mikrobodová impregnace.



elastické krátkotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealast-haft latex free délka 4 m v napnutém stavu, jednotlivě ve skládačkách	6 cm x 4 m	931 110	5009929	bal. à 1 ks	40 ks
	8 cm x 4 m	931 111	5009930	bal. à 1 ks	40 ks
	10 cm x 4 m	931 112	5009931	bal. à 1 ks	40 ks
	12 cm x 4 m	931 113	5009932	bal. à 1 ks	40 ks
Idealast-haft latex free délka 10 m v napnutém stavu	6 cm x 10 m	931 114		bal. à 1 ks	20 ks
	8 cm x 10 m	931 115		bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm x 10 m	931 116		bal. à 1 ks	20 ks
	12 cm x 10 m	931 117		bal. à 1 ks	20 ks

Idealast®-haft Color latex free

Krátkotažné kompresivní obinadlo s kohezivním efektem

Charakteristika

- Samodržící kompresivní obinadlo s tažností 90 %.
- Jednotlivé vrstvy drží spolu, neslepují se s kůží, ochlupením nebo oblečením.
- Propustné pro vzduch.
- Bavlněná vlákna transportují vlhkost pryč od kůže.
- Je sterilizovatelné, a to i ozařováním, je možné ho jednou až dvakrát vyprat v ruce.
- V modré a červené barvě.

Použití

- Pro středně silnou kompresi.
- Jako podpůrný a odlehčovací obvaz při poškozeních pohybového aparátu a také jako sportovní bandáž.
- Jako sekundární obvaz na rány a k fixaci dlah.
- Také jako ochrana obvazů.

Technická specifikace

Bavlna, oboustranně mikrobodově impregnováno.



elastické krátkotažné obinadlo, baleno jednotlivě v krabičkách	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealast-haft Color latex free barva modrá	4 cm × 4 m	931 090	bal. à 1 ks	70 ks
	6 cm × 4 m	931 091	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm × 4 m	931 092	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm × 4 m	931 093	bal. à 1 ks	30 ks
Idealast-haft Color latex free barva červená	4 cm × 4 m	931 095	bal. à 1 ks	70 ks
	6 cm × 4 m	931 096	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm × 4 m	931 097	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm × 4 m	931 098	bal. à 1 ks	30 ks
Idealast-haft Color latex free mix v kartonech (5x modrá, 5x červená)	4 cm × 4 m	931 100	bal. à 10 ks	15 bal.
	6 cm × 4 m	931 101	bal. à 10 ks	12 bal.
	8 cm × 4 m	931 102	bal. à 10 ks	9 bal.
	10 cm × 4 m	931 103	bal. à 10 ks	6 bal.

Idealtex®

Dlouhotažné kompresivní obinadlo

Charakteristika

- Elastické dlouhotažné obinadlo vytváří lehkou a střední kompresi s nízkým pracovním a vysokým klidovým tlakem.
- Tažnost 115 %.
- Vytváří rovnoměrný trvalý tlak, který působí pouze na povrchové žíly.
- Nevytváří rytmické střídání tlaku.

Použití

- Jako podpůrný obvaz pohybového systému a na doléčení onemocnění žilního systému.
- Používá se jen u mobilních pacientů a na zesílení tlaku přes den; v noci nebo při delším odpočinku nutno sejmout.

Technická specifikace

Viskóza, polyuretan, bez latexu.



elastické dlouhotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealtex	8 cm x 5 m	931 061	5010036	bal. à 1 ks	250 ks
	10 cm x 5 m	931 062	5010034	bal. à 1 ks	210 ks
	12 cm x 5 m	931 063	5010040	bal. à 1 ks	150 ks
	14 cm x 5 m	931 064	5010038	bal. à 1 ks	140 ks

Varolast® Plus

Zinkoklihové obinadlo

Charakteristika

- Podélně a příčně elastické zinkoklihové obinadlo k okamžitému použití.
- Dvojrzměrná pružnost umožňuje obinadlo ovíjet pod rovnoměrným tlakem.
- Hotový obvaz z Varolastu představuje polotuhý trvalý obvaz.

Použití

- Jako trvalý tlakový obvaz při:
 - subakutních a chronických trombózách,
 - flebitidách hloubkových a povrchových žil,
 - ulcus cruris a městnavých dermatózách v nemokvavém stadiu.
- Jako podpůrný obvaz ve všeobecné ortopedii a v ortopedické rehabilitaci.

Složení

69 % bavlny, 31 % polyamidu, zinková pasta.



obinadlo zinkoklihové zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Varolast Plus	8 cm × 5 m	931 582	bal. à 1 ks	16 ks
	10 cm × 7 m	931 583	bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm × 10 m	931 585	bal. à 1 ks	20 ks

Rolta®

Polstrovací obinadlo

Charakteristika

- Propustné pro vzduch a sekrety.
- Působí na vyrovnání teplotních rozdílů.
- Odvádí vlhkost, a tím brání vzniku otlaků a zatvrdlin.

Použití

Podkladová výplň k ochraně kloubů při sádrovacích technikách a kompresivní terapii.

Technická specifikace

Syntetická vata ze zkadeřených nesavých polyesterových vláken.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Rolta-soft nesterilní, jednotlivě rolované	6 cm × 3 m	932 048	bal. à 50 ks	1 bal.
	10 cm × 3 m	932 049	bal. à 30 ks	1 bal.
	15 cm × 3 m	932 050	bal. à 20 ks	1 bal.
	25 cm × 3 m	932 051	bal. à 10 ks	1 bal.

Safix® plus

Sádrový rychloobvaz

Charakteristika

- Sádrový rychloobvaz s krémovitou konzistencí a pórovitou strukturou.
- Doba namáčení 4–5 sekund, teplota vody 20 °C.
- Modelace 2–3 minuty.
- Doba tuhnutí přibližně 5 minut, opatrná zátěž již po 30 minutách.
- Pórovitá struktura zajišťuje rovnoměrné promočení obvazu.
- Nános sádry zajišťuje pevnost a odolnost vůči zlomení.

Použití

- Pro střední až extrémně silnou stabilizaci.
- Jako cirkulární sádra, vhodná pro primární i dodatečnou stabilizaci.

Složení

Gáza a přírodní sádrovec.

Typy produktu

Safix plus

Safix plus Longety – slouží jako dlahy zajišťující větší pevnost připevněním shora na sádrový rychloobvaz.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Safix plus sádrové obvazy (zatavené v balení po dvou)	6 cm × 2 m	332 730	bal. à 2 ks	28 bal.
	8 cm × 3 m	332 740	bal. à 2 ks	15 bal.
	10 cm × 3 m	332 741	bal. à 2 ks	12 bal.
	12 cm × 3 m	332 742	bal. à 2 ks	10 bal.
	14 cm × 3 m	332 743	bal. à 2 ks	10 bal.
	15 cm × 3 m	332 744	bal. à 2 ks	8 bal.
	20 cm × 3 m	332 745	bal. à 2 ks	6 bal.
Safix plus Longety čtyři vrstvy, délka 20 m	10 cm × 20 m	332 790	bal. à 1 ks	1 ks
	12 cm × 20 m	332 791	bal. à 1 ks	1 ks
	15 cm × 20 m	332 792	bal. à 1 ks	1 ks
	20 cm × 20 m	332 793	bal. à 1 ks	1 ks

Omniplast®

Klasická textilní náplast

Charakteristika

- Syntetické kaučukové lepidlo.
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v prouzcích.
- Vroubkovaný okraj zabraňuje roztřepení tkaniny.
- Hydrofobní impregnace chrání ránu před vnější vlhkostí.
- Dá se odtrhnout příčně i podélně.

Použití

Pro fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanyl apod. u pacientů s normální citlivostí kůže. Při použití dbejte, aby pokožka byla čistá a suchá.

Technická specifikace

Klasická fixační náplast z textilní tkaniny v barvě kůže se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v prouzcích.



klasická náplast na cívce	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omniplast	1,25 cm × 5 m	900 440	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 441	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 442	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omniplast nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 452	bal. à 24 ks	12 bal.
	2,5 cm × 9,2 m	900 453	bal. à 12 ks	16 bal.
	5 cm × 9,2 m	900 454	bal. à 6 ks	12 bal.
	10 cm × 10 m	900 447	bal. à 5 ks	12 bal.

Omnipor®

Fixační náplast z bílého netkaného textilu

Charakteristika

- Nosný netkaný textil propouští vzduch a vodní páry.
- Vhodná i pro pacienty s citlivou kůží i pro dlouhodobé a velkoplošné fixace.
- Hydrofobní impregnace chrání ránu před vnější vlhkostí.
- Dá se odtrhnout příčně i podélně.
- Neabsorbuje rentgenové záření.

Použití

Pro překrytí a k fixaci obvazů u pacientů se zvláště citlivou kůží, především u dlouhodobých obvazů a k upevnění měřicích přístrojů, sond apod. na citlivých částech těla.

Technická specifikace

Bílý netkaný textil se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v prouzcích.



náplast z netkaného textilu na cívce	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnipor	1,25 cm × 5 m	900 436	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 437	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 438	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnipor nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 424	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 425	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 426	bal. à 1 ks	10/120 ks

Omnifilm®

Fixační náplast z porézní transparentní fólie

Charakteristika

- Vhodná i pro pacienty s citlivou kůží.
- Propouští vzduch a vodní páry.
- Je transparentní, umožňuje stálou vizuální kontrolu.
- Dá se odtrhnout příčně i podélně.
- Neabsorbuje rentgenové záření.

Použití

K fixaci ob vazů všeho druhu, k transparentnímu upevnění kanyl, sond, katetrů apod.

Technická specifikace

Transparentní porézní materiál s polyakrylátovým lepidlem.



fixační náplast z porézní transparentní fólie, na cívce	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnifilm	1,25 cm × 5 m	900 433	5009907	bal. à 1 ks	20/360 ks
	2,5 cm × 5 m	900 434	5009908	bal. à 1 ks	10/240 ks
	5 cm × 5 m	900 435	5009909	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnifilm nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 421		bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 422		bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 423		bal. à 1 ks	10/120 ks

Omnisilk®

Náplast z bílého hedvábí

Charakteristika

- Náplast na cívce z bílého hedvábí.
- Hydrofobní impregnace chrání před vnější vlhkostí.
- Propouští vzduch a vodní páry.
- Zoubkovaný okraj.
- Neabsorbuje rentgenové záření.

Použití

K fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanyl, katetrů apod. u pacientů s citlivou kůží.

Technická specifikace

Bílě umělé hedvábí se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v proužcích.



náplast z bílého hedvábí, na cívce	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnisilk	1,25 cm × 5 m	900 430	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 431	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 432	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnisilk nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 418	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 419	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 420	bal. à 1 ks	10/120 ks

Omnifix® Elastic

Fixační náplast z netkaného textilu

Charakteristika

- Fixační náplast z netkaného textilu k celoplošnému překrytí a fixaci krytí ve všech oborech medicíny.
- Propustná pro vzduch a vodní páry.
- Pro použití i na citlivou pokožku.
- Neabsorbuje rentgenové záření.
- Vlisovaný vlnovitý řez pro usnadnění stažení krycího papíru, na kterém je vytištěné měřítko pro odstřížení přesné velikosti.

Použití

- K celoplošnému překrytí a fixaci krytí ve všech oborech medicíny.
- K fixaci krytí v oblasti kloubů, obličej a kónických částí těla.
- K upevnění měřicích přístrojů, sond, katetrů atd.

Technická specifikace

Netkaný textil se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v proučích.



fixační náplast z netkaného textilu	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnifix Elastic s měřítkem na krycím papíře	5 cm x 10 m	900 602	5009934	bal. à 1 ks	63 ks
	10 cm x 10 m	900 603	5009956	bal. à 1 ks	36 ks
	15 cm x 10 m	900 604	5009957	bal. à 1 ks	24 ks
	20 cm x 10 m	900 605		bal. à 1 ks	18 ks
	10 cm x 2 m	900 601	5009933	bal. à 1 ks	64 ks
	10 cm x 2 m	*900 661		bal. à 1 ks	64 ks

*Tento produkt najdete i na straně 74 v rámci řady Expert na hojení ran.

Omnistrip®

Sterilní proužky na stažení rány

Charakteristika

- Sterilní proužky zajišťují fixaci okrajů rány.
- Zakulacené rohy zabraňují shrnování proužků.
- Bezbolestné odstranění.
- Propustné pro vzduch a vodní páry.
- Mikroelasticitata netkané textilie zaručuje, že proužky drží i při zatížení.
- Sterilní.

Použití

- Na stažení menších a primárně se uzavírajících ran.
- Na pooperační jizvy.
- Mohou být použity jako opora čerstvě zašitých ran.

Technická specifikace

Netkaný textil v barvě kůže, na který je navrstveno polyakrylátové lepidlo.



sterilní proužky na stažení rány	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnistrip	3 × 76 mm	540 681	50× 5 ks*	6 bal.
	6 × 38 mm	540 682	50× 6 ks*	6 bal.
	6 × 76 mm	540 683	50× 3 ks*	6 bal.
	6 × 101 mm	540 684	50× 10 ks*	6 bal.
	12 × 101 mm	540 685	50× 6 ks*	6 bal.
	25 × 127 mm	540 686	50× 4 ks*	6 bal.

*Obsah jednoho peel-balení.

Omnitape®

Tejpovací páska

Charakteristika

- Neelastická lepicí fixační páska.
- Odtrhávání pásky možné v podélném i příčném směru.

Použití

Zpevnění kloubů, šlach a svalů.

Technická specifikace

Bavlna, jednostranně potažená kaučukovým lepidlem s obsahem oxidu zinečnatého.



tejpovací páska	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnitape	2 cm x 10 m	500 058	bal. à 1 ks	96 ks
	3,75 cm x 10 m	500 059	bal. à 1 ks	96 ks
	5 cm x 10 m	500 060	bal. à 1 ks	48 ks

Cosmopor® Steril

Sterilní samolepicí krytí na rány

Charakteristika

- Vrstvu přiléhající k ráně tvoří mikrosíťka, která zabraňuje přilepení krytí k ráně.
- Měkký netkaný textil propouští vzduch a vodní páry.
- Polyakrylátové lepidlo.
- Sterilní.

Použití

- Speciálně pro pooperační ošetření ran, ale také pro sterilní ošetření banálních poranění, např. v rámci první pomoci.
- Vhodný na mírně secernující rány.

Technická specifikace

Polštářek z bavlněné vaty, nosný materiál z netkaného textilu s polyakrylátovým lepidlem.



náplast s polštářkem s hydrofobní mikrosítkou, zatavená jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Cosmopor Steril	7,2 × 5 cm	900 800	5013084	bal. à 50 ks	20 bal.	
			5009938	bal. à 1 ks	50/1000 ks	
	10 × 6 cm	900 802	900 833	5009958	bal. à 10 ks	20 bal.
			5013083	bal. à 25 ks	27 bal.	
	15 × 6 cm	900 804	5009939	bal. à 1 ks	25/675 ks	
			5013082	bal. à 25 ks	18 bal.	
	10 × 8 cm	900 806	5009940	bal. à 1 ks	25/450 ks	
			5013081	bal. à 25 ks	22 bal.	
	15 × 8 cm	900 808	5009941	bal. à 1 ks	25/550 ks	
			5013080	bal. à 25 ks	14 bal.	
	20 × 8 cm	900 810	5009942	bal. à 1 ks	25/350 ks	
			5013078	bal. à 25 ks	12 bal.	
	20 × 10 cm	900 812	5009970	bal. à 1 ks	25/300 ks	
			5013077	bal. à 25 ks	12 bal.	
	25 × 10 cm	900 814	5009971	bal. à 1 ks	25/300 ks	
			5013073	bal. à 25 ks	8 bal.	
	35 × 10 cm	900 816	5009972	bal. à 1 ks	25/200 ks	
			5013071	bal. à 25 ks	8 bal.	
			5009973	bal. à 1 ks	25/200 ks	

Cosmopor® I.V.

Sterilní samolepicí krytí pro fixaci i.v. kanyl

Charakteristika

- Zaoblené rohy zabraňují srolování krytí.
- Široké lepicí okraje obemykají savý polštářek.
- Propustné pro vzduch a vodní páry.
- Sterilní.

Použití

Pro fixaci kanyl.

Technická specifikace

Měkká, pro vzduch propustná netkaná textilie se separátním polštářkem, lepidlo. Varianta 6 × 5 cm s dětskými motivy.



sterilní obvaz pro fixaci kanyl	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmopor I.V.	6 × 8 cm	900 805	bal. à 50 ks	8 bal.
Cosmopor I.V. transparent	6 × 5 cm	900 817	bal. à 100 ks	12 bal.
	9 × 7 cm	900 818	bal. à 100 ks	12 bal.
	12 × 10 cm	900 819	bal. à 50 ks	

Hydrofilm[®], Hydrofilm[®] Plus, Cosmopor[®] Transparent

Samolepicí transparentní krytí na rány

Charakteristika

- Samolepicí transparentní obvaz.
- Nepropustný pro mikroorganismy a vodu, propustný pro kyslík a vodní páry.
- Obvaz lze bez poškození nově vytvořeného epitelu sejmout.
- Průhlednost obvazu umožňuje inspekci rány a kůže, popř. fixaci katetru či kanyly bez snímání obvazu.
- Sterilní.

Fáze hojení rány

Epitelizační fáze.

Typ rány

Odřeny, tržné rány, fixace krytí, ochrana před sekundární infekcí a před mechanickou iritací.

Výměna obvazu

Pokud se netvoří exsudát, lze ponechat 3 až 4 dny.

Technická specifikace

Hydrofilm – polopropustná, transparentní polyuretanová fólie s akrylátovým lepidlem.

Hydrofilm Plus*

Cosmopor Transparent – polopropustná transparentní polyuretanová fólie s akrylátovým lepidlem a se savým polštářkem.

Typy produktu

Hydrofilm

Hydrofilm Plus*

Cosmopor Transparent

*dochází k náhradě výrobkem Cosmopor Transparent



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Hydrofilm sterilní samolepicí transparentní obvaz na rány, vodovzdorný	6 × 7 cm	970 000	5015955 Z	bal. à 10 ks
	6 × 7 cm	970 001		bal. à 100 ks
	10 × 12,5 cm	907 002	5015956 Z	bal. à 10 ks
	10 × 12,5 cm	970 003		bal. à 100 ks
	10 × 15 cm	970 004	5015957 Z	bal. à 10 ks
	15 × 20 cm	970 006		bal. à 10 ks
	10 × 25 cm	970 008	5015958 Z	bal. à 25 ks
Hydrofilm Plus transparentní obvaz s absorpčním polštářkem	12 × 25 cm	970 009	5015959 Z	bal. à 25 ks
	20 × 30 cm	970 010		bal. à 10 ks
Hydrofilm Plus transparentní obvaz s absorpčním polštářkem	5 × 7,2 cm	685 770		bal. à 5 ks
Cosmopor Transparent transparentní krytí s absorpčním polštářkem	9 × 10 cm	901 052		bal. à 5 ks
	10 × 25 cm	901 059		bal. à 25 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Cosmos®

Hřejivá náplast

Hřejivá náplast pro uvolnění svalového napětí. Teplo podporuje prokrvení pokožky, stimuluje krevní oběh a uvolňuje napětí. Náplast je možno stříhat na požadovaný rozměr.

Cosmos® Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ

- Hřejivá látka kapsaicin v nižší koncentraci.
- Pro příjemné prohřátí.
- Na pokožce může zůstat až 8 hodin.
- Není vhodná pro děti.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ	12,5 x 15 cm	703 374	bal. à 1 ks	20 bal.

Vata Pehazell Clean

Buničitá, vinutá a v přířezech

Charakteristika

- Buničitá vata, vysoce bělená a nebělená.
- Zvlášť měkká a savá.

Použití

- Jako tlaková poduška při obvazech.
- Jako podložka při menších operačních zákrocích a na různé hygienické účely.



vata	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pehazell Clean				
vata buničitá vinutá vysoce bělená	500 g	913 062	bal. à 1 ks	10 ks
	1 000 g	913 061	bal. à 1 ks	6 ks
vata buničitá v přířezech bělená	37 × 57 cm	913 067	bal. à 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	913 066	bal. à 5 kg	1 bal.
	18,5 × 19 cm	913 065	bal. à 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	913 069	bal. à 500 g	20 bal.
	37 × 57 cm	913 064	bal. à 15 kg	1 bal.
vata buničitá v přířezech nebělená	18,5 × 28,5 cm	913 074	bal. à 15 kg	1 bal.
	37 × 57 cm	913 076	bal. à 3 × 5 kg	1 bal.

Expert na hojení ran

HARTMANN je expert na hojení všech druhů ran, od drobných poranění po velké chronické rány

Seznamte se s portfoliem volně prodejného sortimentu na ošetřování akutních ran:

Antiseptické čištění ran



Sterilní náplasti



Drobná poranění



Krytí ran



Fixace krytí a obinadel



Oděnění Puchýře Popáleniny



Cosmos® wound spray

Antiseptický sprej pro bezbolestné čištění ran

- Bezbolestná aplikace.
- Chrání před infekcí.
- Vhodný na citlivou pokožku.
- Bez zápachu a zbarvení.
- Podporuje hojení rány v kombinaci s ostatními HARTMANN produkty z řady pro hojení ran.
- Vhodný pro děti.
- Dermatologicky testováno.
- Vhodný na čištění akutních a chronických ran nebo pro opařeniny a popáleniny I. a II. stupně.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos wound spray	50 ml	531 030	bal. à 1 ks	40 bal.

Medicomp®

Kompres ke krytí a čištění ran a aplikaci mastí

- Kompres z netkané textilie.
- Měkký a jemný.
- Sterilní.
- Pro všechny typy ran jako sekundární krytí.
- Ke všeobecnému ošetření ran.
- Netkaný textil s otevřenou strukturou je stabilizován čistě mechanicky bez pojidel a je vyroben bez optických bělicích látek.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Medicomp	7,5 × 7,5 cm	411 029	bal. à 5× 2 ks	60 bal.

Peha-haft® Color

K fixaci krytí ran

- Samodržící elastické obinadlo.
- Opakovaně použitelné.
- Lze stříhat dle potřeby.
- Neobsahuje akryláty ani chlor.

Cosmos® cívkové náplasti

K fixaci obinadel

Cosmos® cívková netkaná náplast

- Cívková náplast z jemného netkaného textilu.
- Velmi dobrá přilnavost.

Cosmos® cívková textilní náplast

- Textilní cívková náplast.
- Velmi dobrá přilnavost.

Omnifix® elastic

Pro celoplošnou fixaci krytí ran

- Fixační náplast z netkaného textilu.
- Měkký a jemný materiál.
- Lze stříhat a tvarovat dle potřeby.
- Vhodná pro fixaci krytí v ohebných částech těla.
- Elastická v příčném směru.

Zpět na Obsah



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-haft Color	10 cm × 4 m	300 004	bal. à 1 ks	20 ks
Cosmos cívková textilní náplast	1,25 cm × 5 m	900 400	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 401	bal. à 1 ks	120 bal.
Cosmos cívková netkaná náplast	1,25 cm × 5 m	900 402	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 403	bal. à 1 ks	120 bal.
Omnifix elastic	10 cm × 2 m	900 661	bal. à 1 ks	64 ks

Cosmopor® silicone a skin color

Náplasti se savým efektem

Cosmopor® silicone

- Bezbolestné odstranění.
- Prodyšné, nepřilepují se k ráně.
- Netraumatizují ránu.
- Vhodné na citlivou pokožku.
- Je možné odlepit a znovu nalepit.
- Velmi vysoká absorpce tekutin z rány díky super absorpčnímu polštářku.

Cosmopor® skin color

- Voděodolné.
- Diskrétní, v barvě kůže.
- Absorbují tekutinu bez přilnutí k ráně.
- Ochrana proti UV záření (UPF 50+).



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmopor silicone	7,2 x 5 cm	901 116	bal. à 5 ks	20 bal.
	10 x 8 cm	901 117	bal. à 5 ks	24 bal.
Cosmopor skin color	7,2 x 5 cm	901 970	bal. à 5 ks	10 bal.
	10 x 8 cm	901 971	bal. à 5 ks	10 bal.

Cosmos®

Hojivé náplasti

Cosmos® Na odřenin

Hydrokoloidní náplasti na odřeniny.

- Zabraňují tvorbě strupů.
- Urychlují hojení.
- Vdrží na ráně i několik dní.
- Zmírňují bolest.
- Zaoblené rohy na aplikaci na kolenu a loktech.

Cosmos® Na puchýře mix

Hydrokoloidní náplasti na puchýře kdekoliv na rukách i nohách.

- Plně hydrokoloidní náplasti s Twin-tec technologií.
- Urychlují hojení.
- Ulevují od bolesti.
- 3 velikosti v 1 mixu.

Cosmos® Na puchýře na patě

Hydrokoloidní náplasti na puchýře na patě.

- Plně hydrokoloidní náplasti s technologií Twin-tec.
- Ulevují od bolesti.
- Urychlují hojení.
- Tlumí tlak.

Cosmos® Na puchýře XL

Hydrokoloidní náplasti extra velké.

- Plně hydrokoloidní náplasti s technologií Twin-tec.
- Ulevují od bolesti.
- Urychlují hojení.
- Tlumí tlak.

Cosmos® Na popáleniny

Hydrogelové náplasti na menší popáleniny.

- Ulevují od bolesti.
- Vodotěsné.
- Urychlují hojení.
- Chladivý efekt.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Na odřenin	100 × 85 mm	536 023	bal. à 4 ks	12 bal.
Cosmos Na puchýře mix	17 × 40 mm	536 053	3 ks	10 bal.
	19 × 55 mm		3 ks	
	45 × 76 mm		2 ks	
Cosmos Na puchýře na patě	76 × 45 mm	536 013	bal. à 5 ks	20 bal.
Cosmos Na puchýře XL	75 × 45 mm	536 043	bal. à 5 ks	20 bal.
Cosmos Na popáleniny	68 × 43 mm	532 046	bal. à 8 ks	80 bal.

Cosmos®

Náplasti

Cosmos® Flexible

Pružné náplasti na ochranu drobných poranění.

- Elastické a pružné náplasti.
- Šetrné k pokožce.
- Možnost stříhání do různých tvarů a velikostí.

Cosmos® Kids

Barevné dětské náplasti na drobná poranění.

- Voděodolné náplasti s různými barevnými motivy.
- Obsahují proužky 2 velikostí.
- Šetrné k pokožce.

Cosmos® Aqua

Vodotěsné náplasti na ochranu drobných ran.

- Vodotěsné a transparentní.
- Balení obsahuje 3 velikosti.
- Vytváří bariéru proti bakteriím.



Cosmos® Aqua Fun

Vodotěsné náplasti s dětskými motivy na ochranu drobných poranění.

- Vodotěsné průhledné náplasti.
- Chrání před bakteriemi.
- S veselými obrázky pro děti.



Cosmos® Universal

Univerzální voděodolné náplasti na ochranu drobných poranění.

- Voděodolné a odpuzující nečistotu.
- Prodyšné a šetrné k pokožce.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Flexible	nedělené, 6 x 10 cm	535 236	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené, 2 rozměry	535 230	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Kids	nedělené, 6 x 10 cm	535 630	bal. à 10 ks	200 bal.
	dělené, 2 rozměry	535 631	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Aqua	dělené, 3 rozměry	535 531	bal. à 10 ks	200 bal.
Cosmos Aqua Fun	dělené, 2 rozměry	535 532	bal. à 12 ks	200 bal.
Cosmos Universal	nedělené, 6 x 10 cm	535 130	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené, 2 rozměry	535 137	bal. à 20 ks	200 bal.
	dělené, 5 rozměrů	535 138	bal. à 20 ks	200 bal.

Cosmos®

Náplasti

Cosmos® Soft Silicone

Ultra jemné náplasti vhodné pro bezbolestné ošetření drobných poranění citlivé kůže.

- Bezbolestné odstranění.
- Vhodné pro uživatele s křehkou pokožkou.
- Měkké a šetrné náplasti.

Cosmos® Soft

Jemné náplasti na ochranu drobných poranění citlivé kůže.

- Jemné elastické náplasti.
- Vhodné na citlivou pokožku.
- Dostupné ve 3 variantách.



Cosmos® Sport

Na ochranu drobných poranění při sportu.

- Chrání před nečistotami.
- Polstrovaný polštářek pro tlumení nárazů.
- Voděodolná a prodyšná.
- Neomezuje v pohybu a nelepí se k ráně.



Cosmos® Classic

Pevná nedělená náplast na všechny typy drobných poranění.

- Prodyšné, a přitom pevné náplasti.
- Otěruvzdorné.

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Soft Silicone	nedělené, 6 x 10 cm	535 333	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené, 2 rozměry	535 313	bal. à 8 ks	200 bal.
Cosmos Soft	nedělené, 6 x 10 cm	535 330	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené (strips), 1 rozměr	535 332	bal. à 20 ks	200 bal.
	dělené (spots), 1 rozměr	535 336	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Sport	nedělené, 6 x 10 cm	535 430	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené (strips), 1 rozměr	535 431	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Classic	nedělené, 6 cm x 1 m	540 326	bal. à 1 ks	90 bal.
	nedělené, 8 cm x 1 m	540 335	bal. à 1 ks	90 bal.

Cosmos®

Dětské náplasti

Cosmos® Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy

Náplasti s veselými obrázky k ochraně malých ran, vyrobené z materiálu odolného vůči vodě a odpuzujícího nečistotu.

- Náplast pro každodenní použití tam, kde je vyšší vlhkost a dochází k častějšímu styku s vodou.
- Chrání drobná poranění před nečistotou.
- Je prodyšná a šetrná k pokožce.
- Neslepuje se s ránou.



Cosmos® PJ Masks

Ke kůži šetrné náplasti s motivy hrdinů z dětského seriálu PJ Masks z dílny Disney Junior.

- Náplast pro každodenní použití tam, kde je vyšší vlhkost a dochází k častějšímu styku s vodou.
- Chrání drobná poranění před nečistotou.
- Je prodyšná a šetrná k pokožce.
- Neslepuje se s ránou.
- Balení obsahuje 3 velikosti.



dětské náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy	25 × 72 mm	535 636	bal. à 16 ks	200 bal.
Cosmos PJ Masks	dělené, 3 rozměry	535 635	bal. à 12 ks	200 bal.

Nature Care

Ekologické výrobky na péči o rány

Charakteristika:

- Ekologická řada výrobků na péči o rány od drobných poranění, krytí a fixace ran.
- Všechny produkty jsou vyrobeny ze 100% biologicky odbouratelných materiálů – bavlny a bambusu.
- Všechny obaly jsou 100% bez plastů a recyklovatelné.

Bambusová náplast

- Na ochranu drobných poranění.
- 100% bambus.
- Ochranný obal ke sloupnutí před aplikací.
- Prodyšná.

Bavlněná gáza

- Na čištění ran, krytí a aplikaci mastí.
- 100% bavlna.
- Papírový obal.
- Sterilní.

Bavlněná páska

- Cívková náplast na fixaci krytí ran a obvazů.
- 100% bavlna.
- Papírová cívka.
- Prodyšná.

Bavlněný obvaz

- Na fixaci krytí ran.
- 100% bavlna.

100%
přírodní materiál
0 %
plastu



ekologické výrobky	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bambusová náplast	25 × 72 mm	500 603	8 ks	60 bal.
	30 × 40 mm		6 ks	
	40 × 60 mm		6 ks	
Bavlněná gáza	7,5 × 7,5 cm	205 028	bal. à 5 × 2 ks	60 ks
Bavlněná páska	2,5 cm × 5 m	536 061	1 ks	120 ks
Bavlněný obvaz	6 cm × 5 m	332 086	1 ks	60 ks

Cosmos®

Ekonomické náplasti na rány

Cosmos® Klasická textilní

- Pevná náplast k ochraně malých ran.
- Vyrobená z textilního materiálu.

Cosmos® Klasická voděodolná

- Náplast odolná vůči vlhkosti a vodě.
- K ochraně malých poranění.
- Vyrobená z fólie, která odpuzuje nečistotu.

Cosmos® Klasická z netkané textilie

- Náplast k ochraně malých ran.
- Vyrobená z bílé netkané textilie.

Cosmos® Pevná

- Pevná náplast.
- K ochraně malých ran.
- Vyrobená z otěruvzdorného materiálu.



ekonomické náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Klasická textilní	1 m × 6 cm	540 345	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 346	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická voděodolná	1 m × 6 cm	540 349	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 350	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická z netkané textilie	1 m × 6 cm	540 347	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 348	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Pevná	6 × 2 cm	540 330	bal. à 50× 5 ks	36 bal.
	8 × 4 cm	540 331	bal. à 50× 3 ks	36 bal.

DermaPlast®

Náplasti pro lékařskou praxi

DermaPlast® soft

Náplast z měkkého netkaného textilu

- Náplast z měkkého netkaného textilu v barvě kůže.
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v prouzcích.

DermaPlast® soft injection

Nastříhané poinjekční náplasti

- Jednotlivě nastříhané náplasti určené na ošetření místa po injekci nebo odběru krve.
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v prouzcích.

DermaPlast® soft spots

Kulaté náplasti z měkkého netkaného textilu

- Jednotlivě nastříhané kulaté náplasti (průměr 22 mm) určené na ošetření místa po drobném chirurgickém zákroku (např. odstranění mateřských znamének nebo bradavic).
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v prouzcích.



náplasti pro lékařskou praxi	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
DermaPlast soft	4 cm × 5 m	535 351	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 361	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 371	bal. à 5 m	24 bal.
DermaPlast soft injection	4 cm × 1,6 cm	535 381	bal. à 250 ks	60 bal.
DermaPlast soft spots	Ø 22 mm	535 382	bal. à 200 ks	36 bal.

DermaPlast®

Náplasti pro lékařskou praxi

DermaPlast® classic

Náplast na rány z tuhé textilní tkaniny

- Náplast na rány z textilní tkaniny pro ošetření menších poranění.
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v proužcích.



náplasti pro lékařskou praxi	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
DermaPlast classic	4 cm × 5 m	535 051	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 061	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 071	bal. à 5 m	24 bal.

Cosmos® Active

První pomoc pro svaly a klouby

Cosmos® Active Kineziologické tejpovací pásky

- Pružné pásky pro klouby, vazy a natažené a ochablé svaly.
- Prodyšné a voděodolné.
- Neomezující pohyb.
- K dostání ve třech barevných variantách.



	barevný kód	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kineziologická tejpovací páska	modrá	5 cm × 5 m	522 640	1 ks	8 ks
	růžová	5 cm × 5 m	522 641	1 ks	8 ks
	běžová	5 cm × 5 m	522 642	1 ks	8 ks

Cosmos® Active

První pomoc pro svaly a klouby

Opakovaně použitelné gelové polštářky

K terapii chladem i teplem.

- Studená terapie: akutní záněty kloubů a svalů, tupá poranění, hematomy, kousnutí hmyzem, bolesti zubů...
 - Zchlazení v mrazničce.
- Teplá terapie: podporuje lokální krevní oběh, uvolňuje napětí, pro bolavé svaly, bolesti zad, menstruační potíže...
 - Nahřátí v horké vodě nebo mikrovlnné troubě.
- S ochranným obalem pro pohodlnou aplikaci.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Opakovaně použitelný gelový polštářek	12 x 29 cm	522 223	1 ks	12 ks
	13 x 14 cm	522 222	1 ks	24 ks



Prevence rizik

K omezení rizika vzniku infekce na operačních sálech i mimo ně slouží řada jednorázových zdravotnických prostředků určených pro operační i ambulantní zákroky.

Patří sem především jednorázové operační sety či sterilní jednorázové zákrokové balíčky.

Náš společný cíl:

**Snížit riziko infekce
na minimum**

missionprevention.cz



Foliodrape®

Jednorázové sterilní roušky a sety

Charakteristika

- Sterilní krytí Foliodrape je součástí profylaxe infekcí na operačních sálech.
- Materiál a provedení umožňuje zakrýt pacienta a jeho okolí při všech chirurgických zákrocích.
- Produktové řady krytí Foliodrape: Protect Plus a Protect ve formě jednotlivých roušek a standardních i zákaznických setů.

Typy setů

- Sety pro všeobecnou chirurgii
- Sety pro hrudní a cévní chirurgii
- Sety pro ortopedii a traumatologii
- Sety pro gynekologii a porodnictví
- Sety pro urologii
- Sety pro neurochirurgii
- Sety pro ORL
- Sety pro oční chirurgii
- Sety pro pediatrii
- Další sety dle konkrétních zákroků



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Univerzální set III zesílený obsah setu		938 712	bal. à 7 sad	1 bal.
1x návlek na instrumentační stůlek	80 x 145 cm			
1x rouška samolepicí, zesílená	200 x 200 cm			
1x rouška samolepicí, zesílená	150 x 240 cm			
1x rouška na stůlek, zesílená	150 x 190 cm			
2x rouška samolepicí, zesílená	75 x 90 cm			
1x lepicí páska	10 x 50 cm			
4x ubrousek	30 x 33 cm			

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Doplňky				
Návlek na instrumentační stůlek	80 x 145 cm	258 300	bal. à 25 ks	2 bal.
Návlek na instrumentační stůlek, zesílený	80 x 145 cm	938 851	bal. à 20 ks	2 bal.
Lepicí páska k fixaci roušek a hadiček	10 x 50 cm	258 347	bal. à 115 ks	4 bal.
Suchý zip k fixaci kabelů kamer, hadiček, kabelů kauterů atd.	2 x 23 cm	258 280	bal. à 200 ks	4 bal.

Zde uvádíme jen základní nabídku.

Foliodrape® Protect Plus

Jednorázové sety

Charakteristika

- Operační materiál se zónovou absorpcí – tj. s vyšší absorpční kapacitou na místech, která jsou při operaci vystavena největšímu množství tekutiny.
- Pro standardní a dlouhé operace s rizikem většího úniku tekutin.
- Vysoká absorpční kapacita i při vysokém úniku tekutin.
- Materiál odolný proti protržení i při nasáknutí velkého objemu tekutiny.
- Měkký příjemný materiál.
- PE vrstva pro ochranu před infekcí.
- Vyhovuje normě EN 13795.

Dvouvrstvý materiál se zónovou vrstvou

- Zesílená absorpční zóna – netkaná textilie z polypropylenu
- Savá povrchová vrstva – netkaná textilie z polypropylenu
- Nepropustná vrstva pro mikroby a tekutiny – polyetylenová fólie



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kyčelní set VI obsah setu		938 771	bal. à 5 setů	1 bal.
2x rouška na stolek, zesílená	190 x 150 cm			
1x návlek na instrumentační stolek	80 x 145 cm			
4x celulózové ubrousky	33 x 30 cm			
3x OR páska, samolepicí	10 x 50 cm			
1x U-rouška, samolepicí, extra zesílená	245 x 280 cm (otvor 10 x 95 cm)			
1x chirurgická rouška, samolepicí, dvouvrstvá	300 x 170 cm			
1x chirurgická rouška dvouvrstvá	90 x 75 cm			
1x chirurgická rouška dvouvrstvá	100 x 150 cm			

	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Další vybrané sety			
Set pro artroskopii ramene III Protect Plus	938 702	bal. à 5 sad	1 bal.
Končetinový set VI Protect Plus	938 773	bal. à 5 sad	1 bal.
Univerzální set III Protect Plus	938 712	bal. à 7 sad	1 bal.
Laparoskopický set II Protect Plus	938 713	bal. à 5 sad	1 bal.
Abdomino-perineální set VI Protect Plus	938 714	bal. à 5 sad	1 bal.
Gynekologicko/perineální set II Protect Plus	938 719	bal. à 4 sad	1 bal.
Gynekologicko/abdomino-perineální set II	938 710	bal. à 5 sad	1 bal.

Zde uvádíme jen základní nabídku.

Foliodrape® Protect

Jednorázové roušky a sety

Charakteristika

- Operační krytí pro jednodušší a kratší operační výkony s nižším únikem tekutin.
- Dvouvrstvý materiál se schopností absorpce tekutin.
- PE vrstva pro ochranu před infekcí.
- Vyhovuje normě EN 13795.

Dvouvrstvý materiál

- Savá povrchová vrstva – netkaná textilie z polypropylenu.
- Nepropustná vrstva – polyetylenová fólie.



jednorázové roušky	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Roušky dvouvrstvé	45 x 75 cm	277 500	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 x 75 cm	936 155	bal. à 50 ks	4 bal.
	75 x 90 cm	277 502	bal. à 35 ks	4 bal.
	90 x 150 cm	277 506	bal. à 20 ks	4 bal.
	150 x 100 cm	936 151	bal. à 35 ks	2 bal.
	150 x 200 cm	250 224	bal. à 18 ks	2 bal.
Roušky dvouvrstvé samolepicí				
lepení na 75 cm	45 x 75 cm	277 507	bal. à 60 ks	4 bal.
lepení na 90 cm	75 x 90 cm	277 508	bal. à 40 ks	4 bal.
Roušky dvouvrstvé s otvorem				
s otvorem 7 cm	45 x 75 cm	277 503	bal. à 65 ks	4 bal.
s otvorem 10 cm	75 x 90 cm	277 511	bal. à 40 ks	4 bal.
Variabilní roušky s otvorem samolepicí	45 x 75 cm	277 509	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 x 90 cm	277 510	bal. à 40 ks	4 bal.

V materiálu Protect nabízíme jednotlivé roušky, standardní operační sety i sety vyvinuté dle požadavků zákazníka.

CombiSet®

Individualizovaný zákaznický set

Charakteristika

- Sestaven dle individuálních požadavků pro konkrétní operační výkon.
- Výběr z řady komponent od společnosti HARTMANN a dalších dodavatelů, vyhovujících požadavkům MDR.
- Sety jsou sestavovány a sterilizovány v Evropě.

Příklad složení setu CombiSet® pro totální endoprotézu kolenního kloubu

Chirurgická fáze	Počet kusů	Název komponenty	Popis
Předoperační fáze	1	Operační plášť Protect standard	L
	1	Operační plášť Protect standard	XL
	1	Operační plášť Protect zesílený	XL
	4	Savý ubrousek	33 x 30 cm
	1	Návlek na instrumentační stolek, extra zesílený	80 x 145 cm
	1	Rouška na pomocný stolek, extra zesílená zóna	190 x 150 cm
	2	Rouška na pomocný stolek skládaná	190 x 150 cm
	15	Tampon gázový	vel. 5 extra
	1	Rouška Protect	175 x 150 cm
	1	Rouška samolepicí, zónová	300 x 170 cm
	1	Končetinová rouška, zónová	225 x 320 cm
	1	Návlek na končetinu	35 x 80 cm
	3	Lepicí páska	10 x 50 cm
	1	Incizní fólie	45 x 49 cm (45 x 55 cm)
	Operační fáze	3	Čepelka na skalpel
1		Sací set Yankauer	24/8,00 CH/mm, bez podtlaku
1		Stříkačka	20 ml, Luer, dvoudílná



Chirurgická fáze	Počet kusů	Název komponenty	Popis	
	1	Miska	plast, 500 ml (S)	
	1	Špachtle	17,5 x 3,2 cm	
	1	Pulzní laváž	290 cm	
	1	Elektrokoagulace	320 cm, 16,5 cm, jedno-pólová, Erbe	
	10	Břišní rouška s rentgenkontrastním vláknem	45 x 45 cm, 4 vrstvy	
	1	Redonův drén	12/4,00 CH/mm, 50 cm, 14 cm	
	1	Redonova lahev	400 ml, Luer-Lock	
	3	Odstraňovač čepelek		
	Pooperační fáze	1	Kožní stapler	35 svorek, široký, 0,65 cm
		1	Absorpční krytí na rány	15 x 20 cm
10		Kompres gázový	10 x 10 cm	
1		Polstrované obinadlo Rolta	15 cm x 3 m	
2	Elastické obinadlo střednětažné	12 cm x 5 m bílé		

Pulzní laváž v setech CombiSet®




Jednorázová pulzní laváž pro ortopedické výkony

Jednorázová, vysokotlaká pulzní laváž, která je součástí setů CombiSet®, je určena k použití pro:

ortopedickou výměnu kloubů a interní fixaci

čištění ran

čištění a výplach během výkonu



Komponenty pulzní laváže:

- Ergonomická pistole
- Koncovka s hrotem
- Externí baterie
- Krátká a dlouhá koncovka
- Přepínač tlaku
- Dvě oddělené hadice



Foliodrape® Podložka pod pacienta na operační stůl


Jednorázová nesterilní podložka

Charakteristika

- Jednorázová podložka určená k zakrytí operačního stolu.
- Vyrobená z třívrstvého materiálu se schopností absorpce tekutin.
- Materiál odolný proti protřetí za mokra i za sucha.
- PE vrstva pro ochranu před infekcí.
- Bez latexu a dalších látek podle nařízení REACH.
- Likvidace po použití bez nutnosti separace produktu.
- Vyhovuje normě EN 13795-1.
- Splňuje podmínky MDR dle nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích třídy I nesterilní.

Třívrstvý materiál

- Vrchní bílá netkaná vrstva.
- Jádro se schopností absorpce tekutin.
- Spodní nepropustná PE vrstva.




	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodrape Podložka pod pacienta na operační stůl	220 × 100 cm	936 675	bal. à 40 ks	1 bal.

Foliodrape® Podložka na přenos pacienta

Jednorázová nesterilní podložka

Charakteristika

- Jednorázová podložka pro přenos, zvedání a přemísťování pacienta na a z operačního stolu.
- Umožňuje polohování pacienta během operace.
- Podložka je určena k manipulaci s pacientem o hmotnosti do 150 kg.
- Jednovrstvý netkaný materiál odolný proti roztržení.
- Bez latexu a dalších látek podle nařízení REACH.
- S nízkým uvolňováním částic odpovídajícím požadavkům normy EN 13795-1.
- Likvidace po použití bez nutnosti separace produktu.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodrape Podložka na přenos pacienta	145 x 100 cm	936 680	bal. à 30 ks	1 bal.

Foliodress® gown Comfort

Jednorázový operační plášť

Charakteristika

- Materiál pláště zajišťuje ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků.
- Propouští vzduch, vodní páru a teplo.
- Plášť má anatomický střih, který umožňuje volný pohyb rukou.
- Pevný materiál odolný proti otěru s antistatickou úpravou odpuzující alkohol.
- Zapínání na krku – Combitape – je vyrobeno z měkkého materiálu a drží na kterékoli části pláště.
- Široký lem kolem krku.
- Manžety z elastického materiálu.
- U pásku lze zvolit optimální šíři.

Typy plášťů

Foliodress® Comfort Basic – plášť s otevřenými zády vhodný ke kratším výkonům.

Foliodress® Comfort Standard – standardní zavinovací plášť pro operační zákroky.

Foliodress® Comfort Reinforced – zesílený zavinovací plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.

Foliodress® Comfort Urology, Ultra Reinforced – zesílený plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.

Foliodress® Comfort Extra Reinforced – zavinovací plášť, extra zesílené rukávy, vhodný pro výkony s velkým únikem tekutin.



chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Comfort Standard (nezesílený)	M	122 cm	992 904	36 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 905	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 906	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 907	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Reinforced (zesílený)	M	122 cm	992 912	32 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 913	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 914	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 915	28 ks	1 bal.

chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Comfort Extra Reinforced (zesílený)	L	127 cm	992 921	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 922	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 923	28 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced (ultra zesílený)	L	130 cm	992 937	32 ks	1 bal.
	XL	150 cm	992 938	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic (nezesílený)	L	123 cm	992 901	32 ks	1 bal.
	XL	149 cm	992 902	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard (nezesílený)	L	127 cm	992 909	36 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 910	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced (zesílený)	L	127 cm	992 925	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 926	28 ks	1 bal.
	XXL	177 cm	992 927	28 ks	1 bal.

Foliodress® gown Protect

Jednorázový operační plášť

Charakteristika

- Materiál pláště zajišťuje ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků.
- Propouští vzduch, vodní páru a teplo.
- Pevný materiál odolný proti otěru.
- Zapínání na krku – Combitape – je vyrobeno z měkkého materiálu a drží na kterékoliv části pláště.
- Široký lem kolem krku.
- Manžety z elastického materiálu.
- U pásku lze zvolit optimální šíři.

Typy plášťů

Foliodress® Basic – plášť s otevřenými zády vhodný ke kratším výkonům.

Foliodress® Standard – zavinovací plášť, standardní plášť pro operační zákrok.

Foliodress® Reinforced – zesílený zavinovací plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.



chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Protect Basic (nezesílený)	L	125 cm	992 801	36 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 802	36 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Standard (nezesílený)	M	115 cm	992 808	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 809	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 810	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 811	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Reinforced (zesílený)	M	115 cm	992 816	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 817	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 818	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 819	28 ks	1 bal.

Foliodress® Suit Comfort

Oblečení pro operační sály

Charakteristika

- Jednorázové oblečení pro operační sály.
- Vyrobené ze SMS materiálu, který zajišťuje termofyziologický komfort při nošení.
- Dostupné v 7 velikostech.
- Možnost kombinovat velikosti – haleny a kalhoty jsou baleny samostatně.
- Antistatické.
- Dostupné ve dvou barevných provedeních – modrá a zelená.
- Dodávané v dispenzorech s barevným kódem pro rozlišení velikostí.

Foliodress kabátek

- Jednorázové kabátky pro operační sály.
- Vyrobené ze SMS materiálu, který zajišťuje termofyziologický komfort při nošení.
- Dostupné ve 2 velikostech M a L.
- Antistatické.
- Dostupné ve dvou barevných provedeních – modrá a zelená.
- Dodávané v dispenzorech s barevným kódem pro rozlišení velikostí.

Foliodress hřejivý límec

- Jednorázový límec.
- Vyrobený ze SMS materiálu, který zajišťuje termofyziologický komfort při nošení.
- Univerzální velikost.
- Dostupný v modré barvě.
- Antistatický.

Foliodress jednorázové ponožky

- Materiál: 100% polyamid.
- Jednorázové.
- Univerzální velikost.
- Dostupné v bílé barvě.
- Latex-free.



tunika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit Comfort královská modrá	XS	992 622	47 ks	2x 47 ks
	S	992 623	47 ks	2x 47 ks
	M	992 624	47 ks	2x 47 ks
	L	992 625	42 ks	2x 42 ks
	XL	992 626	37 ks	2x 37 ks
	XXL	992 627	37 ks	2x 37 ks
	XXXL	992 628	32 ks	2x 32 ks
Foliodress Suit Comfort smaragdově zelená	XS	992 642	47 ks	2x 47 ks
	S	992 643	47 ks	2x 47 ks
	M	992 644	47 ks	2x 47 ks
	L	992 645	42 ks	2x 42 ks
	XL	992 646	37 ks	2x 37 ks
	XXL	992 647	37 ks	2x 37 ks
	XXXL	992 648	32 ks	2x 32 ks

kalhoty	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit Comfort královská modrá	XS	992 632	38 ks	2x 38 ks
	S	992 633	37 ks	2x 37 ks
	M	992 634	35 ks	2x 35 ks
	L	992 635	35 ks	2x 35 ks
	XL	992 636	30 ks	2x 30 ks
	XXL	992 637	30 ks	2x 30 ks
	XXXL	992 638	28 ks	2x 28 ks
Foliodress Suit Comfort smaragdově zelená	XS	992 652	38 ks	2x 38 ks
	S	992 653	37 ks	2x 37 ks
	M	992 654	35 ks	2x 35 ks
	L	992 655	35 ks	2x 35 ks
	XL	992 656	30 ks	2x 30 ks
	XXL	992 657	30 ks	2x 30 ks
	XXXL	992 658	28 ks	2x 28 ks

kabátek	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress jacket Comfort královská modrá	M	992 824	32 ks	2x 32 ks
	L	992 825	30 ks	2x 30 ks
Foliodress jacket Comfort smaragdově zelená	M	992 834	32 ks	2x 32 ks
	L	992 835	30 ks	2x 30 ks

nákrčník	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress nákrčník královská modrá	univerzální velikost	992 850	50 ks	6x 50 ks

hygienické ponožky	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress hygienické ponožky bílé	univerzální velikost	992 860	600 ks	1x 600 ks

Foliodress® Suit

Kalhoty s tunikou pro operační sály

Charakteristika

- Dvoudílný oděv pro operační sály.
- Třívrstvý materiál zajišťuje ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků.
- Propouští vzduch, vodní páru a teplo.
- Pevný materiál odolný proti otěru.



kalhoty s tunikou pro operační sály	velikost	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit	S	modrá	992 514	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 515	bal. à 50 ks	1 bal.
	M	modrá	992 516	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 517	bal. à 50 ks	1 bal.
	L	modrá	992 518	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 519	bal. à 50 ks	1 bal.
	XL	modrá	992 520	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 521	bal. à 50 ks	1 bal.
	XXL	modrá	992 522	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 523	bal. à 50 ks	1 bal.

Foliodress® Cap

Čepice pro operační sály

Charakteristika

- Čepice na operační sály pro všechny typy zákroků.
- Materiál z prodyšného netkaného textilu vhodný i pro delší výkony.
- Brání přenosu infekce z vlasů či částí pokožky.
- Dostupné v několika tvarech a variantách pro různé délky vlasů.



Universal
Základní typ.



Form
Typ s gumičkou v rozšířené zadní části, vhodný pro delší vlasy.



Form plus
Typ s potítkem a gumičkou.



Rondo
Okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy.



Rondo plus
Okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy.



čepice pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Cap Comfort Universal	bílá	992 466	bal. à 100 ks	8 bal.
	zelená	992 465	bal. à 100 ks	8 bal.
Foliodress Cap Comfort Form	zelená	992 464	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Form Plus	zelená	992 468	bal. à 60 ks	6 bal.
Foliodress Cap Rondo	zelená	992 463	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Rondo Plus	zelená	992 467	bal. à 100 ks	6 bal.

Foliodress® Cap

Čepice pro operační sály

Charakteristika

- Čepice na operační sály pro všechny typy zákroků.
- Materiál z prodyšného netkaného textilu vhodný i pro delší výkony.
- Brání přenosu infekce z vlasů či částech pokožky.
- Dostupné v několika tvarech a variantách pro různé délky vlasů.



Apart
„Sesterský“ šátek.



Bandana
„Pirátský“ šátek.



Astro
Kukla.



Astro Plus
Kukla s potítkem.



čepice pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Cap Comfort Apart	zelená	992 462	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Bandana	zelená	992 477	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro	zelená	992 460	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro Plus	zelená	992 461	bal. à 100 ks	6 bal.

Foliodress® Mask Comfort

Chirurgické masky pro operační sály

Základní typy



Loop

Jednoduchá maska s elastickými pásky za uši, vhodná pro návštěvy nebo drobné chirurgické výkony. Ochranný typ II.



Perfect

Maska pro chirurgické výkony. Ochranný typ II.



Typy s rozšířenými vlastnostmi



Senso

Maska pro chirurgické výkony, pro citlivou pleť. Ochranný typ II.



Anti Fogging

Maska pro chirurgické výkony s ochranou proti mlžení brýlí, vhodná pro operátory s brýlemi či štítem. Ochranný typ II.

Masky s vyšším ochranným typem



Anti Splash

Maska pro chirurgické výkony odolná proti postříkání. Ochranný typ IIR.

Všechny masky vyhovují normě EN14683.

chirurgické masky pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Mask Loop type II	modrá	600 000 22	bal. à 50 ks	40 bal.
Foliodress Mask Comfort Perfect	zelená	992 143	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Senso	zelená	992 138	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Fogging	zelená	992 530	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Splash	zelená	992 528	bal. à 40 ks	6 bal.

Foliodress® Mask Protect

Chirurgické masky pro operační sály

Charakteristika

- Ochranné masky pro lékaře i pacienty.
- Dostupné v několika variantách podle stupně ochrany.
- Jemný materiál vhodný i pro delší výkony.

Základní typ



Perfect

Maska pro chirurgické výkony. Typ II.

Typ s rozšířenými vlastnostmi



Senso

Maska pro chirurgické výkony, pro citlivou pleť. Typ II.

Všechny masky vyhovují normě EN14683.



chirurgické masky pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Mask Protect Perfect	zelená	992 532	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Protect Senso	modrá	992 535	bal. à 50 ks	6 bal.

Foliodress® Mask

Ochranné brýle



Medimask Eye Protect

Ochranné brýle s úpravou proti mlžení.

Typ – osobní ochrana očí.



ochranné brýle	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Medimask Eye Protect	modrá	992 524	bal. à 5 ks	12 bal.

Základní operační rukavice

Jednorázové operační rukavice

Peha-taft® Classic

- Latexové rukavice bez pudru.
- Hladký povrch pro vysokou citlivost.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.
- Splňují normu EN455 a normu EN 374.



	materiál	pudr	barva	povrch
Peha-taft Classic pf	latex	bez pudru	latexově bílá	hladký

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výroby	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-taft Classic pf bez pudru	5,5	942 644	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 645	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 646	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 647	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 648	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 649	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 650	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 651	bal. à 50 párů	4 bal.

Standardní operační rukavice

Jednorázové operační rukavice

Peha-taft LATEX

- Latexové bílé rukavice s nízkým obsahem proteinů.
- Mikro-zdrsňený povrch pro zachování vysoké citlivosti.
- Snadné oblékání i při vlhkých rukou díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká rezistence proti roztržení pro speciální ochranu.
- Splňují normu EN 455 a EN 374.

Peha-profile

- Latexové transparentní rukavice pro větší bezpečnost.
- S texturovaným povrchem a zesílenou manžetou.
- Potažené polymerem pro jednoduché navlékání.
- Vysoká rezistence proti roztržení pro speciální ochranu.
- Splňují normu EN 455 a EN 374.



	materiál	puद्र	barva	povrch
Peha-taft LATEX	latex	bez pudru	latexově bílá	mikro-zdrsňený
Peha-profile LATEX	latex	bez pudru	latexově bílá (semitransparentní)	texturovaný

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-taft bez pudru	5,5	942 589	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 590	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 591	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 592	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 593	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 594	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 595	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 596	bal. à 50 párů	4 bal.

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-profile bez pudru	5,5	942 690	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 691	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 692	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 693	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 694	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 695	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 696	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 697	bal. à 50 párů	4 bal.

Speciální operační rukavice

Jednorázové operační rukavice

Peha®-basic LATEX

- Univerzální latexové bílé rukavice s mikro-zdrsněným povrchem.
- Zesílená manžeta.
- Chlorovaný vnitřní povrch pro jednoduché navlékání.
- Vysoká rezistence proti roztržení.



Peha®-underglove LATEX

- Zelená barva pro větší bezpečnost.
- Netexturovaný povrch a zesílená manžeta.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká rezistence proti roztržení.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.



Peha®-underglove LATEXFREE

- Syntetické operační rukavice z polyizoprenu – vhodné pro alergie.
- Zelená barva pro větší bezpečnost.
- Netexturovaný povrch a zesílená manžeta.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká rezistence proti roztržení.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.



Všechny typy splňují normu EN455 I–III.

	materiál	puद्र	barva	povrch
Peha-basic LATEX	latex	bez pudru	latexové bílá	mikro-zdrsněný
Peha-underglove LATEX	latex	bez pudru	zelená	netexturovaný
Peha-underglove LATEXFREE	syntetické	bez pudru	zelená	netexturovaný

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-basic	5,5	942 500	bal. à 25 párů	4 bal.
	6	942 501	bal. à 25 párů	4 bal.
	6,5	942 502	bal. à 25 párů	4 bal.
	7	942 503	bal. à 25 párů	4 bal.
	7,5	942 504	bal. à 25 párů	4 bal.
	8	942 505	bal. à 25 párů	4 bal.
	8,5	942 506	bal. à 25 párů	4 bal.
	9	942 507	bal. à 25 párů	4 bal.
	Peha-underglove LATEX	5,5	942 510	bal. à 25 párů
6		942 511	bal. à 25 párů	4 bal.
6,5		942 512	bal. à 25 párů	4 bal.
7		942 513	bal. à 25 párů	4 bal.
7,5		942 514	bal. à 25 párů	4 bal.
8		942 515	bal. à 25 párů	4 bal.
8,5		942 516	bal. à 25 párů	4 bal.
9		942 517	bal. à 25 párů	4 bal.
Peha-underglove LATEXFREE		5,5	942 520	bal. à 25 párů
	6	942 521	bal. à 25 párů	4 bal.
	6,5	942 522	bal. à 25 párů	4 bal.
	7	942 523	bal. à 25 párů	4 bal.
	7,5	942 524	bal. à 25 párů	4 bal.
	8	942 525	bal. à 25 párů	4 bal.
	8,5	942 526	bal. à 25 párů	4 bal.
	9	942 527	bal. à 25 párů	4 bal.

Speciální operační rukavice

Jednorázové operační rukavice

Peha®-neon

- Syntetické rukavice z polychloroprenu bez pudru.
- Texturovaný povrch a tenký materiál zajišťují vysokou citlivost.
- Materiál odolný vůči cementu.
- Hnědá barva minimalizuje odlesky.



Peha®-isoprene

- Syntetické rukavice z polyizoprenu bez pudru.
- Mikro-zdrsněný povrch a tenký materiál zajišťují vysokou citlivost.
- Materiál odolný vůči cementu.
- Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.



Všechny typy splňují normu EN455 a EN 374.

	materiál	pudr	barva	povrch
Peha-neon LATEXFREE	syntetické	bez pudru	hnědá	texturovaný
Peha-isoprene LATEXFREE	syntetické	bez pudru	latexově bílá	mikro-zdrsněný

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Peha-neon	5,5	942 544	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 545	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 546	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 547	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 548	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 549	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 550	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 551	bal. à 50 párů	4 bal.
	Peha-isoprene	5,5	942 717	bal. à 50 párů
6		942 718	bal. à 50 párů	4 bal.
6,5		942 719	bal. à 50 párů	4 bal.
7		942 720	bal. à 50 párů	4 bal.
7,5		942 721	bal. à 50 párů	4 bal.
8		942 722	bal. à 50 párů	4 bal.
8,5		942 723	bal. à 50 párů	4 bal.
9		942 724	bal. à 50 párů	4 bal.

Speciální operační rukavice

Jednorázové operační rukavice

Peha-micron®

- Mimořádně tenké pro vysokou citlivost.
- Hnědá barva minimalizuje odlesky.
- Snadné oblékání i při vlhkých rukou díky povrchu potaženému polymery.
- Při použití jako spodních rukavic snadné zjištění perforace vnější vrstvy.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.



Peha®-shield

- Stínící účinek proti rozptýlenému rentgenovému záření (faktor 2).
- Neobsahují olovo.
- Vysoká citlivost díky měkkému materiálu.



Všechny typy splňují normu EN455 a EN 374.

	materiál	pudr	barva	povrch
Peha-micron LATEX	latex	bez pudru	hnědá	mikro-zdrsněný
Peha-shield LATEXFREE	syntetické	bez pudru	černá	texturovaný

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-micron	5,5	942 570	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 571	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 572	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 573	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 574	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 575	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 576	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 577	bal. à 50 párů	4 bal.
Peha-shield	6	942 879	bal. à 5 párů	4 bal.
	6,5	942 880	bal. à 5 párů	4 bal.
	7	942 881	bal. à 5 párů	4 bal.
	7,5	942 882	bal. à 5 párů	4 bal.
	8	942 883	bal. à 5 párů	4 bal.
	8,5	942 884	bal. à 5 párů	4 bal.
	9	942 885	bal. à 5 párů	4 bal.

Telatrast®

Obvazové materiály, kompresy a tampony s RTG vláknem

Telacomp®

Kompresy z hydrofilní gázy, se založenými okraji a zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem, v papírových sterilizovaných sáčcích.

Telaprep®

Preparační tampon z hydrofilní gázy, z 24 vláken, jednovrstvý, pevně stočený, se zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem.

Telasling®

Stáčený tampon z hydrofilní gázy, z 20 vláken, jednovrstvý, se zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem.

Telasorb®

Předepřané břšní roušky k jednorázovému použití, s našitými Telatrast-rentgenkontrastními tělísky a tkanicemi.



obvazové materiály, kompresy a tampony	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telasorb nesterilní 4 vrstvy, bílá 20 vláken	20 x 30 cm	760 541	bal. à 40x 5 ks	1 bal.
	45 x 45 cm	760 543	bal. à 24x 5 ks	1 bal.
	45 x 45 cm	760 553	bal. à 100x 5 ks	1 bal.
	90 x 8 cm	760 548	bal. à 30x 5 ks	1 bal.
4 vrstvy, zelená 20 vláken	45 x 45 cm	761 543	bal. à 24x 5 ks	1 bal.
6 vrstev, bílá 20 vláken	45 x 45 cm	760 563	bal. à 20x 5 ks	1 bal.
6 vrstev, zelená 20 vláken	45 x 45 cm	761 504	bal. à 20x 5 ks	1 bal.
	50 x 60 cm	761 566	bal. à 12x 5 ks	1 bal.

obvazové materiály, kompresy a tampony	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telasorb sterilní 4 vrstvy, bílá 20 vláken	20 x 30 cm	453 241	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
	20 x 30 cm	453 541	bal. à 16x 5 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	453 243	bal. à 12x 2 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	454 013	bal. à 12x 5 ks	4 bal.
	90 x 8 cm	453 248	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
4 vrstvy zelená 20 vláken	20 x 30 cm	454 000	bal. à 16x 5 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	454 001	bal. à 12x 2 ks	8 bal.
	45 x 45 cm	454 002	bal. à 12x 5 ks	4 bal.
	50 x 60 cm	454 005	bal. à 15x 2 ks	4 bal.
	90 x 8 cm	454 007	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
6 vrstev, bílá 20 vláken	45 x 45 cm	453 243	bal. à 18x 2 ks	3 bal.
	45 x 45 cm	453 019	bal. à 9x 5 ks	4 bal.
6 vrstev zelená 20 vláken	45 x 45 cm	454 004	bal. à 18x 2 ks	4 bal.
	45 x 45 cm	454 563	bal. à 9x 5 ks	4 bal.
	50 x 60 cm	454 006	bal. à 13x 2 ks	4 bal.

obvazové materiály, kompresy a tampony	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Telacomp nesterilní	8 vrstev, 17 vláken	7,5 × 7,5 cm	232 092	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 925	bal. à 100 ks	10 bal.
	12 vrstev, 17 vláken	5 × 5 cm	232 095	bal. à 100 ks	30 bal.
		7,5 × 7,5 cm	401 933	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 935	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 12,5 cm	401 936	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	401 937	bal. à 100 ks	10 bal.	
16 vrstev, 17 vláken	5 × 5 cm	401 941	bal. à 100 ks	30 bal.	
	7,5 × 7,5 cm	401 943	bal. à 100 ks	10 bal.	
	10 × 10 cm	401 945	bal. à 100 ks	10 bal.	
32 vrstev, 17 vláken	10 × 10 cm	400 513	bal. à 50 ks	10 bal.	
Telacomp sterilní	12 vrstev, 17 vláken	7,5 × 7,5 cm	452 133	bal. à 12× 10 ks	4 bal.
		7,5 × 7,5 cm	452 233	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 135	bal. à 16× 10 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 235	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
		10 × 20 cm	452 137	bal. à 12× 10 ks	6 bal.
		10 × 20 cm	452 237	bal. à 8× 20 ks	6 bal.
	16 vrstev, 17 vláken	7,5 × 7,5 cm	452 143	bal. à 10× 10 ks	4 bal.
		7,5 × 7,5 cm	452 243	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 145	bal. à 14× 10 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 245	bal. à 10× 20 ks	6 bal.
32 vrstev, 20 vláken	10 × 10 cm	452 165	bal. à 10× 10 ks	6 bal.	

	velikost	rozměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telaprep nesterilní	č. 1, malý	6 × 6 cm	489 290	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 2, střední	8 × 8 cm	489 291	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 3, velký	12 × 12 cm	489 293	bal. à 1 000 ks	6 bal.
Telaprep sterilní	č. 1, malý	6 × 6 cm	450 100	bal. à 30× 10 ks	4 bal.
		6 × 6 cm	450 200	bal. à 30× 20 ks	4 bal.
	č. 2, střední	8 × 8 cm	450 101	bal. à 30× 10 ks	4 bal.
		8 × 8 cm	450 201	bal. à 16× 20 ks	4 bal.
		12 × 12 cm	450 103	bal. à 16× 10 ks	4 bal.
		12 × 12 cm	450 203	bal. à 16× 20 ks	4 bal.
Telasling nesterilní	č. 2, vel. vlašského ořechu	13 × 13 cm	482 293	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 3, velikost švestky	20 × 20 cm	482 294	bal. à 500 ks	2 bal.
	č. 4, velikost vejce	24 × 24 cm	482 299	bal. à 250 ks	4 bal.
	č. 5, zvláště velký	34 × 34 cm	400 493	bal. à 250 ks	4 bal.
	č. 6, velikost pěsti	47 × 40 cm	482 295	bal. à 125 ks	4 bal.
	Telasling sterilní	č. 2, vel. vlašského ořechu	13 × 13 cm	451 103	bal. à 30× 10 ks
20 × 20 cm			451 104	bal. à 20× 10 ks	6 bal.
č. 3, velikost švestky		20 × 20 cm	451 204	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
		24 × 24 cm	451 109	bal. à 18× 10 ks	6 bal.
č. 4, velikost vejce		24 × 24 cm	451 209	bal. à 10× 20 ks	6 bal.
		24 × 24 cm	451 309	bal. à 15× 30 ks	3 bal.
		34 × 34 cm	451 106	bal. à 10× 10 ks	6 bal.
č. 5, zvláště velký		34 × 34 cm	451 206	bal. à 6× 20 ks	6 bal.
		47 × 40 cm	451 105	bal. à 7× 10 ks	6 bal.
č. 6, velikost pěsti					

Peha[®]-instrument

Jednorázové chirurgické nástroje

Charakteristika

- Jednorázové chirurgické nástroje z matné kartáčované oceli.
- Nástroje jsou sterilní a použitelné až 5 let.
- Každý nástroj je balen jednotlivě.
- Nástroje jsou označeny barevným kódováním, tzn. na každém nástroji je v určitém místě nanášena barva, která slouží k odlišení jednorázových a opakovaně resterilizovatelných nástrojů.
- Barevné kódování je odolné vůči oděru a otěru i vůči dezinfekci.



jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-instrument – Chirurgické nůžky				
Chirurgické nůžky hrotnaté rovné	13 cm	991 083	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky hrotnato-tupé rovné	14,5 cm	991 081	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky tupé rovné	14,5 cm	991 082	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky Iris rovné	11,5 cm	991 086	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky Iris zahnuté	11,5 cm	991 087	bal. à 25 ks	1 bal.
Nůžky na nehty	9,5 cm	991 091	bal. à 25 ks	1 bal.
Nůžky Metzenbaum zahnuté	14,5 cm	991 084	bal. à 25 ks	1 bal.
Mikro nůžky pružinové	11 cm	991 085	bal. à 15 ks	1 bal.
Nůžky převazové	16 cm	991 090	bal. à 20 ks	1 bal.
Preparační nůžky Mayo tupé, zahnuté	15,5 cm	991 094	bal. à 20 ks	1 bal.
Schumacher nůžky na pupeční šňůru	16 cm	991 093	bal. à 20 ks	1 bal.
Jemné disekční nůžky zahnuté	14,5 cm	991 092	bal. à 20 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky tupé rovné	18 cm	991 095	bal. à 20 ks	1 bal.

jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-instrument – Svorky				
Peán anatomický rovný	14 cm	991 040	bal. à 25 ks	1 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná	14 cm	991 042	bal. à 25 ks	1 bal.
Svorka Micro-Mosquito anatomická rovná	12,5 cm	991 044	bal. à 25 ks	1 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná	16 cm	991 051	bal. à 20 ks	1 bal.
Chirurgická svorka Micro-Mosquito rovná	12,5 cm	991 050	bal. à 20 ks	1 bal.
Peán anatomický rovný	20 cm	991 052	bal. à 20 ks	1 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná	18 cm	991 053	bal. à 20 ks	1 bal.
Svorka Halsted-Mosquito anatomická zahnutá	12,5 cm	991 041	bal. à 25 ks	1 bal.
Tamponové kleště	16 cm	991 046	bal. à 20 ks	1 bal.
Hadicová svorka bez zářezů	16 cm	991 047	bal. à 15 ks	1 bal.

jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-instrument – Pinzety				
Standardní pinzeta chirurgická rovná	14 cm	991 063	bal. à 25 ks	1 bal.
Standardní pinzeta anatomická rovná	14 cm	991 064	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson chirurgická rovná	12 cm	991 062	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson anatomická rovná	12 cm	991 060	bal. à 25 ks	1 bal.
Mikro-Adson anatomická pinzeta	12 cm	991 067	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson mikrochirurgická	12 cm	991 066	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta DeBakey rovná	15,5 cm	991 061	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta na úlomky rovná	9 cm	991 065	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Jansen	15,5 cm	991 071	bal. à 15 ks	1 bal.
Chirurgická pinzeta s malým hrotem	16 cm	991 070	bal. à 20 ks	1 bal.
Pinzeta na obvazy	18 cm	991 072	bal. à 20 ks	1 bal.

jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-instrument – Jehelce				
Jehelec Mayo-Hegar	12 cm	991 031	bal. à 25 ks	1 bal.
Jehelec Mayo-Hegar	14 cm	991 030	bal. à 25 ks	1 bal.
Peha-instrument – Doplnky				
Ostrá lžička kombinovaná	16,5 cm	991 010	bal. à 25 ks	1 bal.
Knoflíková kanyla	8,1 cm	991 011	bal. à 25 ks	1 bal.
Hák na rány kombinovaný	16 cm	991 012	bal. à 15 ks	1 bal.
Kyreta Fox	14,5 cm	991 013	bal. à 25 ks	1 bal.
Ostrá lžička Volkman kombinovaná	16 cm	991 024	bal. à 25 ks	1 bal.
Retraktor víček	16 cm	991 022	bal. à 20 ks	1 bal.
Retraktor očních víček Barraquer Colibri	43 cm	991 020	bal. à 25 ks	1 bal.
Oční retraktor typu 1 s uzavřenými chapadly	41,4 cm	991 021	bal. à 25 ks	1 bal.
Ostrá lžička Jansen kombinovaná	17 cm	991 023	bal. à 26 ks	1 bal.
Williger raspatory	16 cm	991 025	bal. à 25 ks	1 bal.
Gillies hák na rány	18 cm	991 026	bal. à 25 ks	1 bal.

MediSet®

Sterilní zákrovové sety – Močová katetrizace

Charakteristika

- Hotové sterilní balíčky pro aseptické provádění zákroků.
- Obsahuje kompletní sadu zdravotnického materiálu a nástrojů pro daný zákrok.
- Složení setu odpovídá typu zákroku s logickým sledem komponent.

MediSet® pro jednorázovou močovou katetrizaci

- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 2x kompres netkaný 7,5 x 7,5 cm
- 4x tampon netkaný, vel. 2, ořech
- 1x rouška 50 x 45 cm



MediSet® pro močovou katetrizaci

- 1x rouška 50 x 55 cm
- 1x rouška 50 x 50 cm – s oválným otvorem 10 x 5 cm
- 2x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm
- 4x tampon gázový, vel. 3, švestka
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 1x pinzeta anatomická zelená, plast
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 1x miska 500 ml



MediSet® pro močovou katetrizaci Permanent

- 1x rouška 50 x 45 cm
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 1x sterilní voda, ampule 10 ml
- 4x tampon netkaný, vel. 2, ořech
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 2x kompres netkaný 5 x 5 cm
- 1x injekční stříkačka 10 ml L



MediSet® pro močovou katetrizaci Permanent II

- 2x rouška 50 x 45 cm
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 4x tampon netkaný, vel. 2, ořech
- 2x kompres netkaný 5 x 5 cm
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 1x předvyplněná stříkačka Aqua-Glycerol 10 %



MediSet® pro močovou katetrizaci Permanent III

- 1x rouška 50 x 45 cm
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 4x tampon netkaný, vel. 2, ořech
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 2x kompres netkaný 5 x 5 cm
- 1x předvyplněná stříkačka Aqua-Glycerol 10 %

sterilní zákrovový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro jednorázovou močovou katetrizaci	475 634	1 ks	28 ks
MediSet pro močovou katetrizaci	455 271	1 ks	10 ks
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent	475 388	1 ks	42 ks
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent II	475 625	1 ks	48 ks
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent III	480 035	1 ks	48 ks

MediSet®

Sterilní zákrokové sety – Centrální žilní katetrizace

MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
- 1× peán 14 cm, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× injekční stříkačka 20 ml LL
- 1× injekční stříkačka 10 ml LL
- 1× skalpel, č. 11
- 1× pinzeta Adson se zoubky 12 cm, kov
- 1× kádinka průhledná 120 ml
- 1× nůžky hrotnaté 11 cm, plastové s kovovou špičkou
- 6× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 2× kompres gázový 5 × 5 cm
- 1× Hydrofilm 10 × 12,5 cm
- 1× jehelec Mayo-Hegar 12 cm, kov



MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1× Cosmopor E 10 × 8 cm
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
- 1× injekční stříkačka 10 ml L
- 1× injekční stříkačka 20 ml L
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 2× rouška 75 × 90 cm
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 2× kompres gázový 5 × 5 cm
- 6× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× pinzeta Adson se zoubky 12 cm, kov
- 1× peán 14 cm, plast
- 1× skalpel č.11
- 1× nůžky hrotnaté 11 cm, plastové s kovovou špičkou
- 1× jehelec Mayo-Hegar 12 cm, kov
- 1× kádinka průhledná 120 ml



MediSet® pro centrální žilní katetrizaci – Basic

- 2× rouška 75 × 90 cm
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
- 1× peán 14 cm, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 2× injekční stříkačka 10 ml LL
- 1× kádinka průhledná 120 ml
- 1× nůžky hrotnaté 11 cm, plastové s kovovou špičkou
- 2× kompres gázový 5 × 5 cm
- 2× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 2× kompres netkaný 10 × 10 cm
- 1× Hydrofilm 6 × 7 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	455 272	1 ks	21 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci – Basic	455 273	1 ks	21 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	475 200	1 ks	16 ks

MediSet®

Sterilní zákrokové sety – Centrální žilní katetrizace

MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 4x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1x injekční stříkačka 10 ml LL
- 1x injekční stříkačka 20 ml LL
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1x jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1x rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 1x rouška 75 × 90 cm
- 6x tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1x peán 14 cm, plast
- 1x nůžky hrotnaté 11 cm, plastové s kovovou špičkou
- 1x jehelec Mayo-Hegar 12 cm, kov
- 1x kádinka průhledná 120 ml



MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1x kádinka průhledná 60 ml
- 5x tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1x jehelec Mayo-Hegar 14 cm, kov
- 1x peán 14 cm, plast
- 1x rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 1x rouška 75 × 90 cm
- 1x nůžky rovné 11,5 cm, kov



MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1x nůžky rovné 13 cm, kov
- 1x jehelec Mayo – Hegar 14 cm, kov
- 1x plášť XL
- 1x peán 19 cm, plast
- 1x jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1x injekční stříkačka 5 ml L
- 1x injekční stříkačka 2,5 ml L
- 10x kompres netkaný 10 × 10 cm
- 1x kádinka průhledná 60 ml
- 1x kádinka modrá 60 ml
- 6x tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1x pinzeta Adson se zoubky 12 cm, kov
- 1x rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 9 cm s lepením
- 1x rouška na stůl 150 × 100 cm
- 1x rouška 150 × 100 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	475 751	1 ks	24 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	478 553	1 ks	12 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	478 666	1 ks	36 ks

CombiSet®

Sterilní zákrokové sety – PICC

- 1× rouška na pomocný stolek 160 × 150 cm
- 1× injekční stříkačka 10 ml, L
- 1× injekční stříkačka 20 ml, L
- 1× jehla černá 0,7 × 40 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× návlek na kameru 12,5 × 230 cm
- 1× rouška s otvorem 200 × 280 cm, otvor Ø 15 cm
- 1× rouška 75 × 90 cm
- 7× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1× operační plášť XL
- 4× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 2× operační čepice
- 2× ústenka
- 1× jednorázový skalpel č. 11
- 2× tyčinka s houbou na natírání 4 cm
- 1× kádinka transparentní červená 120 ml
- 1× kádinka transparentní modrá 120 ml
- 1× lepicí štítek oranžový LOKAL
- 1× ultrasonický gel
- 1× sběrná kapsa jednokomorová



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
CombiSet PICC	235 676	balení à 7 ks	1 bal.

MediSet®

Sterilní zákrokové sety – Periferní žilní katetrizace

MediSet® pro periferní žilní katetrizaci – Basic

- 1x lepicí pásky
- 3x netkaný tampon vel. švestka
- 2x netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1x fixační náplast Cosmopor IV
- 1x rouška 37 × 45 cm



MediSet® pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G Advanced set M3B

- 1x lepicí pásky, 1x škrtdílo
- 3x netkaný tampon vel. švestka
- 2x netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1x bezpečnostní kanyla 18G
- 1x fixační náplast Cosmopor IV
- 1x vyšetřovací rukavice velikost M
- 1x rouška 37 × 45 cm



MediSet® pro periferní žilní katetrizaci Advanced set M1B

- 1x lepicí pásky
- 1x škrtdílo
- 3x netkaný tampon vel. švestka
- 2x netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1x fixační náplast Cosmopor IV
- 1x vyšetřovací rukavice velikost M
- 1x rouška 37 × 45 cm



MediSet® pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 22G Advanced set M2B

- 1x lepicí pásky
- 1x škrtdílo
- 3x netkaný tampon vel. švestka
- 2x netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1x bezpečnostní kanyla 22G
- 1x fixační náplast Cosmopor IV
- 1x vyšetřovací rukavice velikost M
- 1x rouška 37 × 45 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro periferní žilní katetrizaci – Basic	480 018	1 ks	66 ks
MediSet pro periferní žilní katetrizaci Advanced set M1B	480 019	1 ks	48 ks
MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 22G Advanced set M2B	480 020	1 ks	40 ks
MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G Advanced set M3B	480 021	1 ks	40 ks

MediSet®

Sterilní zákrokové sety – Periferní žilní katetrizace

MediSet® pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G a předplněnou stříkačkou Advanced set M4B

- 1× lepicí pásky, 1× bezjehlový spoj, 1× škrtildo
- 3× netkaný tampon vel. švestka
- 2× netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1× bezpečnostní kanyla 18G
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× prodlužovací hadice
- 1× vyšetřovací rukavice velikost M
- 1× rouška 37 × 45 cm
- 1× předplněná stříkačka NaCl 10 ml



MediSet® pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 20G Advanced set M5B

- 1× lepicí pásky, 1× škrtildo
- 3× netkaný tampon vel. švestka
- 2× netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1× bezpečnostní kanyla 20G
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× vyšetřovací rukavice velikost L
- 1× rouška 37 × 45 cm



Mediset pro ošetření cévních vstupů

- 1× dvouvrstvá rouška 75 × 90 cm (obalová rouška)
- 1× rouška 50 × 45 cm
- 1× miska dvoukomorová, tvrdá
- 1× pinzeta anatomická zelená, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G a předplněnou stříkačkou Advanced set M4B	480 022	1 ks	24 ks
MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 20G Advanced set M5B	480 023	1 ks	40 ks
Mediset pro ošetření cévních vstupů	480 055	1 ks	42 ks

MediSet®

Sterilní zákrovové sety – Anestezie

MediSet® pro anestezii I

- 1x rouška 75 × 90 cm
- 1x savý ubrousek 30 × 20 cm
- 1x rouška 50 × 50 cm
- 1x peán, plast
- 5x tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1x injekční stříkačka 5 ml
- 4x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm



MediSet® pro ARO (epidurální)

- 1x rouška 75 × 90 cm
- 1x kádinka průhledná 120 ml
- 1x rouška 60 × 90 cm s otvorem
- 5x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1x jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1x injekční stříkačka 5 ml
- 1x peán, plast
- 1x injekční stříkačka 20 ml
- 5x tampon netkaný, vel. 3 švestka



MediSet® pro epidurální anestezii

- 1x rouška 75 × 90 cm, obalová
- 1x plášť vel. XL
- 1x injekční stříkačka 5 ml L
- 1x jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1x jehla zelená 0,8 × 40 mm
- 5x tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 5x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1x peán 14 cm, plast
- 1x rouška 75 × 90 cm – s otvorem 15 × 12 cm, s lepením na okraji
- 1x kádinka průhledná 120 ml



MediSet® pro regionální anestezii

- 1x rouška 75 × 90 cm
- 1x peán 14 cm, plast
- 1x rouška 50 × 50 cm – s lepením na okraji
- 4x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1x injekční stříkačka 5 ml LL
- 5x tampon netkaný, vel. 3 švestka, v obalu
- 1x savý ubrousek 33 × 30 cm



sterilní zákrovový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro anestezii I	470 631	1 ks	30 ks
MediSet pro ARO (epidurální)	470 968	1 ks	27 ks
MediSet pro epidurální anestezii	475 668	1 ks	24 ks
MediSet pro regionální anestezii	475 433	1 ks	28 ks

MediSet®

Sterilní zákrovový set – Punkce

Set pro přípravu hrudní punkce

- 1× rouška 50 × 50 cm – otvor oválný tvar 5 × 10 cm s lepením
- 5× tampon gázový, vel. 3 švestka
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× injekční stříkačka 20 ml L
- 1× skalpel, čepelka č. 11
- 1× pinzeta Adson chirurgická rovná 12 cm, kov
- 1× chirurgické nůžky hrotnato-tupé rovné 14,5 cm, kov
- 1× peán anatomický rovný 14 cm, kov
- 1× rouška 75 × 90 cm
- 4× kompres netkaný 10 × 10 cm



sterilní zákrovový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Set pro přípravu hrudní punkce	478 551	1 ks	21 ks

MediSet®

Sterilní zákrokové sety – Chirurgie

MediSet® pro šití ran

- 1x rouška 48 × 48 cm s otvorem s lepením Ø 10 cm
- 4x tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1x nůžky hrotnaté 11,5 cm, kov
- 1x pinzeta Adson chirurgická rovná 12 cm, kov
- 1x jehleec Mayo-Hegar 14 cm, kov



MediSet® pro malé chirurgické výkony

- 1x rouška 75 × 90 cm
- 1x rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 5x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1x injekční stříkačka 10 ml
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 5x tampon netkaný, vel. 3, švestka



MediSet® pro suchý převaz rány

- 5x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1x pinzeta anatomická zelená, plast
- 5x tampon netkaný, vel. 3, švestka



MediSet® pro odstranění stehů

- 1x pinzeta anatomická šedá, plast
- 1x nůž na stehy, balený
- 3x tampon netkaný, vel. 3, švestka



MediSet® pro odstranění stehů

- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 1x nůž na stehy, balený
- 3x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro šití ran	475 633	1 ks	72 ks
MediSet pro malé chirurgické výkony	470 967	1 ks	24 ks
MediSet pro suchý převaz rány	470 632	1 ks	66 ks
MediSet pro odstranění stehů	475 381	1 ks	84 ks
MediSet pro odstranění stehů	479 996	1 ks	66 ks

MediSet®

Sterilní zákrokové sety – Dialýza

Dialýza set

1× rouška 50 × 45 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm
3× fixační náplast dvojitá 15 cm

Dialýza set II

1× rouška 45 × 50 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm

Dialýza Set III

5× kompres netkaný 5 × 5 cm
5× kompres netkaný 5 × 5 cm, v obalu
1× pár vyšetřovacích rukavic,
nitrilové, bez pudru, vel. M
1× rouška 38 × 45 cm
4× fixační náplast dvojitá 15 cm



Dialýza Set V

1× rouška 45 × 50 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm
3× fixační náplast dvojitá 15 cm

Dialýza Set VIII

1× rouška 38 × 45 cm
3× kompres gázový 5 × 5 cm
3× fixační náplast dvojitá 15 cm
2× tampon netkaný, vel. 3, švestka, balený



Dialýza set XV

1× rouška 45 × 50 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
8× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
6× fixační náplast dvojitá 15 cm

Dialýza set

3× fixační náplast dvojitá 15 cm
5× kompres gázový 7,5 × 7,5 cm
1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
1× rouška 38 × 45 cm
5× tampon netkaný, vel. 3 švestka, balený

sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet – Dialýza set	479 241	1 ks	64 ks
MediSet – Dialýza set II	475 106	1 ks	100 ks
MediSet – Dialýza Set III	475 118	1 ks	100 ks
MediSet – Dialýza Set V	475 151	1 ks	42 ks
MediSet – Dialýza Set VIII	475 202	1 ks	168 ks
MediSet – Dialýza set XV	475 480	1 ks	80 ks
MediSet – Dialýza set	478 519	1 ks	36 ks

MediSet®

Sterilní doplňky

Peha – plastová pinzeta

Sterilní jednorázová pinzeta.



Peha – nůž na stehy

Sterilní nůž na vytahování stehů.



Plastová ústní lžička

Sterilně balená ústní lžička.



Odstraňovač kožních svorek



Miska

60 ml, 120 ml, 150 ml,
250 ml, 500 ml



Vatové tyčinky



sterilní doplňky	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Peha – plastová pinzeta	zelená	712 056	1 ks	100 ks
	šedá	706 031	1 ks	100 ks
Peha – nůž na stehy		999 591	100 ks	10 ks
Vatové tyčinky		967 950	100 bal. × 2 ks	1 bal.
Plastová ústní lžička		478 580	1 ks	80 ks
Odstraňovač kožních svorek		706 146	1 ks	54 ks
Miska 60 ml + netkaný tampon		470 158	1 ks	108 ks
Miska 120 ml + netkaný tampon		470 185	1 ks	108 ks
Miska 150 ml + netkaný tampon		470 157	1 ks	72 ks
Miska 250 ml + netkaný tampon		470 226	1 ks	48 ks
Miska 500 ml + netkaný tampon		478 139	1 ks	48 ks

Vyšetřovací rukavice

Nitrilové rukavice

Syntetické nitrilové rukavice. Texturované prsty. Certifikované jako zdravotnický prostředek podle ČSN EN 455 a ČSN EN 374. Certifikované pro kontakt s potravinami. Osobní ochranné prostředky PPE cat III.

Peha-soft® nitrile guard

- Ochrana proti patogenům, chemikáliím i cytostatikům.
- Prodloužená manžeta.

Peha-soft® nitrile

- Ochrana proti patogenům, chemikáliím i cytostatikům.
- Modrá barva.
- Nesterilní a sterilní verze.



nitrilové vyšetřovací rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-soft nitrile guard prodloužené nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, světle modré	XS	942 200	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 201	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 202	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 203	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 204	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, modré	XS	942 189	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 190	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 191	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 192	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 193	bal. à 90 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile sterile sterilní bezlatexové rukavice bez pudru, modré	S	942 211	bal. à 50 párů	4 bal.
	M	942 212	bal. à 50 párů	4 bal.
	L	942 213	bal. à 50 párů	4 bal.

Peha-soft® nitrile fino

- Univerzální použití.
- Tmavě modrá barva.

Peha-soft® nitrile white

- Univerzální použití.
- Bílá barva.

Peha-soft® Nitrile Blue

- Univerzální použití.
- Modrá barva.



nitrilové vyšetřovací rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-soft nitrile fino nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, tmavě modré	XS	942 195	bal. à 150 ks	10 bal.
	S	942 196	bal. à 150 ks	10 bal.
	M	942 197	bal. à 150 ks	10 bal.
	L	942 198	bal. à 150 ks	10 bal.
	XL	942 199	bal. à 150 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile white nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, bílé	XS	942 205	bal. à 200 ks	10 bal.
	S	942 206	bal. à 200 ks	10 bal.
	M	942 207	bal. à 200 ks	10 bal.
	L	942 208	bal. à 200 ks	10 bal.
	XL	942 209	bal. à 180 ks	10 bal.
	S	942 216	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 217	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 218	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft Nitrile Blue nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, modré	XS	942 011	bal. à 150 ks	10 bal.
	S	942 012	bal. à 150 ks	10 bal.
	M	942 013	bal. à 150 ks	10 bal.
	L	942 014	bal. à 150 ks	10 bal.
	XL	942 015	bal. à 150 ks	10 bal.

Vyšetřovací rukavice

Peha-soft® powderfree

- Latexové rukavice bez pudru.
- Rukavice pro univerzální použití.
- 9N.
- Mechanická pevnost materiálu.
- Zdrsněné s texturou na prstech.
- Světle žlutá barva.

Peha-soft® Latex protect

- Latexové rukavice bez pudru.
- 6N.
- Rukavice pro univerzální použití.
- Dvojitá certifikace – zdravotnický prostředek (MD) a prostředek osobní ochrany (OOPP).



vyšetřovací rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-soft powderfree nesterilní latexové bez pudru	XS	942 159	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 160	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 161	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 162	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 163	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft Latex protect nesterilní latexové rukavice bez pudru	XS	942 006	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 007	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 008	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 009	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 010	bal. à 100 ks	10 bal.

Jednorázové návleky, jednorázový plášť

Valachauss S

Jednorázové návleky na boty z bílé netkané textilie.

Foliodress S

Jednorázový nesterilní plášť z modré netkané textilie.



jednorázové návleky, jednorázový plášť	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Valachauss S	bílá	604 743	bal. à 250 párů	1 bal.
Foliodress S	modrá	604 705	bal. 5x 10 ks	1 bal.



Dezinfekce

S použitím těch správných dezinfekčních postupů a přípravků lze efektivně snížit rizika infekcí spojených se zdravotní péčí.

Náš výzkumný ústav BODE SCIENCECENTER hledá odpovědi na nejzávažnější otázky ohledně ochrany zdravotnického personálu a pacientů před infekcemi. Díky jeho podrobným analýzám nejaktuálnějších vědeckých studií nabízíme vzdělávací materiály, poradenské služby a projekty pro zvyšování informovanosti zdravotnického personálu a pacientů o významu hygienických opatření.

Náš společný cíl:

**Snížit riziko infekce
na minimum**

missionprevention.cz



Dezinfekce rukou pro domácí využití

Sterillium® Protect & Care

Vysoce účinný dezinfekční gel na ruce s komplexem látek pečujících o pokožku. Ničí 99,99 % virů a bakterií. Účinkuje rychle a efektivně, zároveň pečuje o pokožku a zanechává na rukou příjemný pocit. K použití doma i na cestách.

Charakteristika a použití

Sterillium Protect & Care poskytuje rychlou účinnost proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům včetně norovirů a rotavirů. Vysoce účinný díky obsahu 85 % ethanolu (hm./hm.). Rychle zasychá a zanechává příjemný pocit na pokožce. Použijte nezředěný přímo na pokožku rukou, důkladně rozetřete po celé ploše rukou, nezapomeňte na palce a konečky prstů. Používejte, kdykoliv si nemůžete umýt ruce vodou a mýdlem a potřebujete ochránit sebe a své blízké před viry a bakteriemi.

Popis

- Ničí 99,99 % patogenů, vč. norovirů.*
- Účinkuje proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům vč. norovirů a rotavirů.
- Rychlá účinnost.
- Zanechává příjemný pocit na pokožce.
- Komplex látek pečujících o pokožku.
- Skvělá kožní snášenlivost.
- Dermatologicky testovaný.
- Zvyšuje hydrataci pokožky¹⁾.

* testováno s MNV

¹⁾ Kampf G, Muscatello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerance and effect on skin hydration of new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection; 52: 297-301



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterillium Protect & Care	bal. à 35 ml	981 758	1 ks	15 ks
	bal. à 100 ml	981 759	1 ks	10 ks
	bal. à 475 ml	981 760	1 ks	6 ks

Dezinfekce rukou

Sterillium® pure

Alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, vhodný i pro alergie, astmatiky a atopiky.

Sterillium®

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou.
CHDR – 1,5 min.

Sterillium® classic pure

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou bez barviv a parfemace. CHDR – 1,5 min.

Sterillium® med

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou bez barviv a parfemace. Plně virucidní (EN 14476) za 30 s. CHDR – 1,5 min.

Sterillium® Gel pure

Etanolový dezinfekční přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou ve formě gelu. Plně virucidní dle EN 14476.

Manusept® basic

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou.

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterillium pure	bal. à 100 ml	981 693	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 684	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 686	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 687	1 ks	1 ks
Sterillium	bal. à 100 ml	980 271	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 096	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 407	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 097	1 ks	1 ks



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterillium classic pure	bal. à 100 ml	980 398	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 282	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 283	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 009	1 ks	1 ks
Sterillium med	bal. à 100 ml	981 096	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 037	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 034	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 039	1 ks	1 ks
Sterillium Gel pure	bal. à 100 ml	981 314	1 ks	45 ks
	bal. à 475 ml	981 397	1 ks	20 ks
Manusept basic	bal. à 100 ml	980 512	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 587	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 586	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 588	1 ks	1 ks

Mytí, ochrana a péče o pokožku

Baktolin® pure

Hypoalergenní emulze na bázi moderních tenzidů k mytí rukou a těla.
K pokožce neutrální pH.

Baktolan® lotion

Regenerační emulze pro péči o pokožku. Složení olej ve vodě (o/v).

Baktolan® lotion pure

Hypoalergenní varianta výrobku Baktolan® lotion.

Baktolan® balm

Krém k intenzivní péči o suchou a citlivou pokožku. Složení voda v oleji (v/o).

Baktolan® balm pure

Hypoalergenní varianta výrobku Baktolan® balm.

Baktolan® protect

Krém pro dlouhotrvající ochranu při častém kontaktu pokožky s vodou.
Složení voda v oleji (v/o).

Baktolan® protect⁺ pure

Vyživující masť k ochraně před substancemi rozpustnými ve vodě a pro suchou, velmi namáhanou pokožku. Složení voda v oleji ve vodě (v/o/v).



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Baktolin pure	bal. à 500 ml	981 328	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 329	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 330	1 ks	1 ks
Baktolan lotion	bal. à 350 ml	980 171	1 ks	20 ks
Baktolan lotion pure	bal. à 350 ml	980 253	1 ks	20 ks
Baktolan balm	bal. à 350 ml	980 144	1 ks	20 ks
Baktolan balm pure	bal. à 350 ml	980 360	1 ks	20 ks
Baktolan protect	bal. à 100 ml	980 140	1 ks	25 ks
Baktolan protect ⁺ pure	bal. à 100 ml	981 137	1 ks	25 ks

Dezinfekce kůže a těla

Cutasept® F

Bezbarvý dezinfekční přípravek na kůži pro ambulantní použití.

Cutasept® G

Barevný dezinfekční přípravek na kůži na před- a pooperační použití.

Stellisept® med

Antibakteriální emulze na mytí rukou, celého těla a vlasů MRSA pozitivních pacientů. K dostání i v láhvi s integrovanou pumpičkou.

Stellisept® med gloves

Vlhčené rukavice k antibakteriálnímu mytí celého těla a vlasů pacientů kolonizovaných MRSA. Neoplachuje se.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cutasept F	bal. à 50 ml sprej	981 225	1 ks	50 ks
	bal. à 250 ml sprej	981 130	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 l	981 132	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 133	1 ks	1 ks
Cutasept G	bal. à 1 000 ml	981 134	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 135	1 ks	1 ks
Stellisept med	bal. à 100 ml	980 499	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 501	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 498	1 ks	10 ks
Stellisept med gloves	bal. à 10 ks flow pack	981 203	1 ks	12 ks

Dezinfekce nástrojů

Bomix® plus

Dezinfekční přípravek s čisticím účinkem a materiálovou snášenlivostí, bez aldehydů.

Korsolex® basic

Přípravek bez obsahu formaldehydu na dezinfekci nástrojů, druhý a vyšší stupeň dezinfekce endoskopů.

Bodedex® forte

Čisticí přípravek na nástroje a endoskopy. Odstraňuje biofilm a rezidua RTG kontrastních látek.

Korsolex® PAA

Přípravek na dezinfekci nástrojů a vyšší stupeň dezinfekce endoskopů na bázi kyseliny peroctové.

Korsolex® PAA test

Testovací proužky na zjištění účinnosti pracovního roztoku přípravku Korsolex® PAA.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Bomix plus	bal. à 2 l	980 320	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 321	1 ks	1 ks
Korsolex basic	bal. à 2 l	980 150	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 152	1 ks	1 ks
Bodedex forte	bal. à 2 l	980 244	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 250	1 ks	1 ks
Korsolex PAA	bal. à 5 l	981 210	1 ks	2 ks
Korsolex PAA test	bal. à 100 ks/tuba	980 409	1 ks	6 ks

Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

Bacillo® AF

Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků postřikem na bázi alkoholu. Nezanechává na povrchu žádná rezidua.

Bacillo® 30 Sensitive Foam

Alkoholový dezinfekční přípravek k rychlé dezinfekci citlivých povrchů.

Bacillo® Tissues

Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků pomocí utěrek napuštěných alkoholovým roztokem. Nezanechává na povrchu žádná rezidua.

Bacillo® 30 Sensitive Tissues

Utěrky napuštěné alkoholovým roztokem k dezinfekci povrchů z citlivých materiálů (např. displeje, monitory, mobilní telefony apod.).

Mikrobac® Virucidal Tissues

Bezalkoholové a bezaldehydové utěrky s virucidní a sporicidní účinností a vynikající materiálovou snášenlivostí, vhodné k dezinfekci ultrazvukových sond pro abdominální, vaginální a rektální vyšetřování.

Mikrobac® Tissues

Utěrky napuštěné dezinfekčním roztokem bez obsahu alkoholu k rychlé dezinfekci zdravotnických prostředků.

Bacillo® Zero Tissues

Široce účinné a k materiálu šetrné čisticí a dezinfekční utěrky na bázi organických kyselin k dezinfekci zdravotnických prostředků i kontaktních ploch.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bacillo AF	bal. à 500 ml	980 373	1 ks	20 ks
	bal. à 5 l	981 217	1 ks	1 ks
Bacillo 30 Sensitive Foam	bal. à 750 ml	981 690	1 ks	20 ks
	bal. à 5 l	981 861	1 ks	1 ks
Bacillo Tissues	dóza 100 ks	980 505	1 ks	12 ks
	náhradní náplň 100 ks	980 506	1 ks	12 ks
Bacillo 30 Sensitive Tissues	flowpack 80 ks	981 693	1 ks	6 ks
	XXL flowpack 40 ks	981 865	1 ks	6 ks
Mikrobac Virucidal Tissues	flowpack 80 ks	981 531	1 ks	6 ks
Mikrobac Tissues	flowpack 80 ks	981 809	1 ks	6 ks
Bacillo Zero Tissues	flowpack 100 ks	981 935	1 ks	6 ks

Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

BODE X-Wipes

System zásobníků a flísových utěrek. Utěrky v zásobníku se zalijí dezinfekčním roztokem na plochy a povrchy. Otestovaná stabilita 28 dní se všemi tekutými dezinfekčními přípravky HARTMANN na plochy a povrchy.

BODE X-Wipes Safety Pack

System jednorázového zásobníku a role flísových utěrek vhodný pro všechny tekuté dezinfekční přípravky HARTMANN na plochy a povrchy. Stabilita 28 dní. Po spotřebování se zásobník vyhodí, odpadá nutnost čištění a dezinfekce zásobníku.



Těsnící uzávěr

Dávkovací vložka

Víčko

Dávkovač



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
role	40 utěrek	980 557	1 role	12 ks
role	90 utěrek	980 556	1 ks	6 ks
role v igelitovém sáčku	90 utěrek	981 946	1 ks	8 ks
jednorázový zásobník	X-Wipes Safety Pack	981 945	1 ks	4 ks
zásobník modrý	1 ks	981 370	1 ks	4 ks
zásobník zelený	1 ks	981 372	1 ks	4 ks
zásobník červený	1 ks	981 371	1 ks	4 ks
držák na stěnu	1 ks	980 583	1 ks	1 ks
zámek na držák	1 ks	980 584	1 ks	1 ks

Dezinfekce ploch a povrchů

Mikrobac® forte

Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů bez obsahu aldehydů.

Mikrobac® plus

Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů bez obsahu aldehydů s tuberkulocidním účinkem.

Kohrsolin® FF

Přípravek bez obsahu formaldehydu na dezinfekci a čištění povrchů.

Dismozon® plus

Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů na bázi aktivního kyslíku. Se sporicidním účinkem.



	velikost	číslo výrobu	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Mikrobac forte	bal. à 20 ml	895 665/3	250 ks	250 ks
	bal. à 250× 20 ml	980 434	1 ks	250 ks
	bal. à 5 l	980 435	1 ks	1 ks
Mikrobac plus	bal. à 5 l	981 917	1 ks	1 ks
Kohrsolin FF	bal. à 40 ml	895 680/1	125 ks	125 ks
	bal. à 125× 40 ml	980 428	1 ks	125 ks
	bal. à 5 l	980 431	1 ks	1 ks
Dismozon plus	bal. à 16 g	895 137/1	1 ks	1 ks
	bal. à 50× 16 g	981 579	1 ks	1 ks

Čištění ploch a povrchů

Dismofix® G

Čistící přípravek s leštící přísadou na všechny voděodolné povrchy.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Dismofix G	bal. à 1 000 ml	980 198	1 ks	12 ks
	bal. à 5 l	980 200	1 ks	1 ks

Dávkování

Eurospender 1 plus

Kovový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci rukou, mycí emulze a ošetřující mléka. Snadná výměna náhradní pumpičky bez demontáže zadní stěny.

Eurospender 1 plus Touchless

Bezdotykový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci, mycí emulze a krémy.

Eurospender RX5 Touchless

Automatický bezdotykový dávkovač mycích a dezinfekčních přípravků na ruce pro láhve 500 ml.

Eurospender 3 flex*

Díky svému 360stupňovému úchytu může být dávkovač upevněn na všechny trubky či desky v blízkosti pacienta a v místě péče.

Eurospender Safety plus*

Bezdotykový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci rukou.

Eurospender 3*

Dávkovač k zavěšení na lůžko pro alkoholovou dezinfekci rukou.



Eurodržák pro Sterillium®*

Plastový držák na láhve 350/500 ml dezinfekčních přípravků, mycích emulzí a krémů.

Držák na láhve*

Plastový držák na láhve dezinfekčních přípravků, mycí emulze a krémy v lahvičkách o objemu 350/500 ml.

* dávkovací pumpička není součástí balení



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Eurospender 1 plus	350/500 ml	980 478	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 479	1 ks	1 ks
Eurospender 1 plus červený	350/500 ml	981 251	1 ks	1 ks
Eurospender 1 plus Touchless	500 ml	981 227	1 ks	1 ks
	1 000 ml	981 234	1 ks	1 ks
Eurospender RX5 Touchless	500 ml	981 730	1 ks	1 ks
Odkapávací miska pro RX5 Touchless		981 732	1 ks	1 ks
Náhradní pumpička pro RX5 Touchless		981 731	1 ks	1 ks
Eurospender 3 flex	500 ml	981 450	1 ks	10 ks
	1000 ml	981 460	1 ks	10 ks
Eurospender Safety plus	500 ml	981 467	1 ks	1 ks
Eurospender 3	500 ml	980 381	1 ks	10 ks
Eurodržák pro Sterillium®	500 ml	981 734	1 ks	2 ks
Odkapávací miska pro Eurodržák pro Sterillium® a pro Eurospender 3 flex		981 735	1 ks	6 ks
Držák na láhve	500 ml	980 333	1 ks	1 ks

Dávkování

Jednorázová pumpička na láhve (krátká)

Vhodná na láhve 350/500 ml nebo 1 000 ml.

Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá)

Vhodná do Eurospender Safety plus nebo Eurospender 3 flex.

Náhradní pumpička

do Eurospenderu 1 plus.

Odkapávač

pro Eurospender 1 plus.

Univerzální pistolový rozprašovač

vhodný pro Bacillo!® AF.

Otvírač kanystrů

pro 5l a 2l kanystry.



Odměrka

pro správné odměření koncentráту.

Desomat 800 s displejem

Směšovací přístroj na ředění koncentrátů pro čištění a dezinfekci nástrojů a ploch.

Dezinfekční vany

o objemu 3, 5, 10 a 30 litrů.

Nálevka na kanystry

pro 5l a 2l kanystry.

Standardní pumpy na kanystry

pro 5l a 2l kanystry.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Pumpička náhradní do Eurospenderu 1 plus	500 ml	980 480	1 ks	2 ks
	1 000 ml	980 481	1 ks	2 ks
Jednorázová pumpička na láhve (krátká)	500 ml	981 600	1 ks	200 ks
	1 000 ml	981 601	1 ks	200 ks
Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá)	500 ml	981 602	1 ks	200 ks
	1 000 ml	981 603	1 ks	200 ks
Odkapávač pro Eurospender 1 plus	350/500 ml	980 335	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 336	1 ks	1 ks
Odkapávač pro Eurospender 1 plus Touchless	350/500/1000 ml	981 365	1 ks	1 ks
Univerzální pistolový rozprašovač na láhve	500 ml	980 035	1 ks	1 ks
Standardní pumpa na kanystry	10 ml	980 029	1 ks	1 ks
Standardní pumpa na kanystry	20 ml	980 030	1 ks	1 ks
Otvírač kanystrů		980 051	1 ks	1 ks
Odměrka	250 ml	980 014	1 ks	1 ks
Nálevka na kanystry	2/5 l	980 034	1 ks	1 ks
Desomat 800 s displejem		895 139	1 ks	1 ks
Dezinfekční vana				
objem 3 l	300 × 200 × 110 mm	980 060	1 ks	1 ks
objem 5 l	550 × 200 × 120 mm	980 057	1 ks	1 ks
objem 10 l	390 × 290 × 170 mm	980 059	1 ks	1 ks
objem 30 l	615 × 400 × 210 mm	980 061	1 ks	1 ks



Inkontinence

Se správnými inkontinenčními pomůckami se pacienti mohou vrátit do běžného života bez strachu z drobných nehod. Naše portfolio inkontinenčních pomůcek pokrývá potřeby pacientů od lehkého úniku moči přes silnější inkontinenci až po těžkou inkontinenci.

Více informací i na moliklub.cz



MoliCare Lady

Vložky pro lehký únik moči speciálně pro ženy

- Osm velikostí vložek.
- Savost je označena počtem kapek.
- Vložky se savostí 1, 1,5 a 2 kapky jsou balené jednotlivě.

Charakteristika

- Dámské prodyšné vložky na lehký únik moči.
- Povrch s aloe vera a pH 5,5 eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Kroucené vlákno odvádí moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.

Použití

Při lehkém úniku moči, jako ochrana po gynekologických zákrocích nebo jako vložky při dočasné inkontinenci po porodu.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Lady					
MoliCare Lady 0,5 kapky 	70 ml	168 131	5009781	bal. à 28 ks	8 bal.
MoliCare Lady 1 kapka 	181 ml	168 132	5009814	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 1,5 kapky 	252 ml	168 624	5009787	bal. à 14 ks	24 bal.
MoliCare Lady 2 kapky 	331 ml	168 634	5009788	bal. à 14 ks	18 bal.
MoliCare Lady 3 kapky 	504 ml	168 644	5009789	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 4 kapky 	782 ml	168 682	5009851	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 4,5 kapky 	914 ml	168 654	5009790	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 5 kapek 	1 029 ml	168 670	5013945	bal. à 14 ks	12 bal.

MoliCare Men

Pomůcky pro lehký únik moči speciálně pro muže

- Tři typy absorpčních pomůcek speciálně tvarovaných pro muže.
- Savost je označena počtem kapek.

Charakteristika

- Pánské prodyšné absorpční pomůcky na lehký únik moči.
- Povrch s pH 5,5 eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Kroucené vlákno odvádí moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.

Použití

Při lehkém úniku moči a jako ochrana po urologických zákrocích.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	převážná jednotka
MoliCare Men					
MoliCare Men 2 kapky	2	330 ml 168 600	5009811	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Men 4 kapky	4	546 ml 168 705	5009818	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Men 5 kapek	5	852 ml 168 801	5013947	bal. à 14 ks	12 bal.

MoliCare Pad

Vložky pro lehký únik moči unisex

- Tři typy savostí.
- Savost je označena počtem kapek.

Charakteristika

- Unisex vložky na lehký únik moči.
- Povrch s pH 5,5 eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Kroucené vlákno odvádí moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.

Použití

Při lehkém úniku moči, jako ochrana po gynekologických zákrocích nebo jako vložky při dočasné inkontinenci po porodu.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Pad					
MoliCare Pad 2 kapky	2	321 ml	168 106	5009815	bal. à 30 ks 12 bal.
MoliCare Pad 3 kapky	3	481 ml	168 107	5009816	bal. à 30 ks 6 bal.
MoliCare Pad 4 kapky	4	865 ml	168 108	5009817	bal. à 30 ks 6 bal.

MoliCare Lady a Men Pants

Anatomicky tvarované natahovací kalhotky pro střední a těžký únik moči

- Anatomicky tvarované natahovací kalhotky pro muže a pro ženy.
- Dva typy savostí.
- Savost je označena počtem kapek.
- Tvarem i barvou připomínají spodní prádlo.





Charakteristika

- Prodyšné natahovací kalhotky na střední a těžký únik moči.
- Povrch s pH 5,5 eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Dámské kalhotky mají povrch s aloe vera.
- Kroucené vlákno odvádí moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.

Použití

Při středním a těžkém úniku moči, plně nahradí spodní prádlo.



plenkové kalhotky	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
MoliCare Lady Pants 5 kapek							
	Medium 5	843 ml	80–120 cm	915 867	5009879	bal. à 8 ks	8 bal.
	Large 5	844 ml	100–150 cm	915 868	5009880	bal. à 7 ks	8 bal.
MoliCare Lady Pants 7 kapek							
	Medium 7	1 442 ml	80–120 cm	915 877	5009881	bal. à 8 ks	4 bal.
	Large 7	1 373 ml	100–150 cm	915 870	5009882	bal. à 7 ks	4 bal.
MoliCare Men Pants 5 kapek							
	Medium 5	974 ml	80–120 cm	915 817	5009873	bal. à 8 ks	4 bal.
	Large 5	1001 ml	100–150 cm	915 818	5009874	bal. à 7 ks	4 bal.
MoliCare Men Pants 7 kapek							
	Medium 7	1 455 ml	80–120 cm	915 827	5009877	bal. à 8 ks	4 bal.
	Large 7	1 412 ml	100–150 cm	915 828	5009878	bal. à 7 ks	4 bal.

MoliCare Mobile

Natahovací kalhotky pro střední a těžký únik moči

- Absorpční natahovací kalhotky.
- Čtyři typy savostí.
- Savost je označena počtem kapek.
- Tvarem připomínají běžné spodní prádlo.

Charakteristika

- Prodyšné natahovací kalhotky na střední a těžký únik moči.
- Povrch s pH 5,5 eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který plně zcela pohltí zápach.
- Kroucené vlákno odvádí moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v svém jádře přemění moč v gel.
- Mají indikátor savosti, který upozorní na včasnou výměnu kalhotek.

Použití

- Při středním a těžkém úniku moči, jako náhrada spodního prádla u mobilních pacientů.
- Zelené balení je vhodné pro střední únik moči.
- Modré balení je vhodné na použití během dne a fialové balení na noc.
- Tmavě šedá varianta je určena pro nejtěžší stupeň inkontinence nebo pro použití na noc.



plenkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobu	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Mobile 5 kapek							
Medium	5	1 017 ml	80–120 cm	915 852	5009812	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	5	1 198 ml	100–150 cm	915 853	5009813	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	5	1 183 ml	130–170 cm	915 854	5009850	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Mobile 6 kapek							
Extra small	6	1 361 ml	45–70 cm	915 840	5009819	bal. à 14 ks	4 bal.
Small	6	1 475 ml	60–90 cm	915 831	5009797	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	6	1 662 ml	80–120 cm	915 832	5009794	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	6	1 963 ml	100–150 cm	915 833	5009795	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	6	2 140 ml	130–170 cm	915 834	5009820	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Mobile 8 kapek							
Small	8	1 791 ml	60–90 cm	915 871	5009822	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	8	2 015 ml	80–120 cm	915 872	5009823	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	8	2 279 ml	100–150 cm	915 873	5009824	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	8	2 421 ml	130–170 cm	915 874	5009848	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Mobile 10 kapek							
Medium	10	2 626 ml	80–120 cm	915 878	5009869	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	10	2 613 ml	100–150 cm	915 879	5009871	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	10	2 757 ml	130–170 cm	915 880	5009872	bal. à 14 ks	4 bal.

MoliCare Elastic

Zalepovací kalhotky s elastickými bočními pásy

- Absorpční zalepovací kalhotky s pružnými bočními pásy a 2 širokými lepkými pro těžký únik moči.

Charakteristika

- Distribuční systém pro rychlou absorpci tekutiny do svého jádra pomůcky.
- Technologie krouceného vlákna přispívá k rychlému odvodu moči do svého jádra a omezuje její pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.
- Povrch s vyváženým pH pro udržení zdravé pokožky.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Indikátor savosti, který upozorní na včasnou výměnu kalhotek.

Použití

- Pro těžký únik moči nebo stolice pro ženy i pro muže.
- Modrá balení jsou vhodná na použití během dne a fialová balení na noc.
- Tmavě modrá a šedá varianta jsou určeny pro nejtěžší stupeň inkontinence nebo pro použití na noc.



plénkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Elastic 6 kapek							
Small	6	1 667 ml	70–90 cm	165 271	5009826	bal. à 30 ks	3 bal.
Medium	6	2 159 ml	85–120 cm	165 272	5009827	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	6	2 349 ml	115–145 cm	165 273	5009828	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra Large	6	2 786 ml	140–175 cm	165 274	5009861	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Elastic 8 kapek							
Small	8	2 356 ml	70–90 cm	165 471	5009829	bal. à 26 ks	3 bal.
Medium	8	3 144 ml	85–120 cm	165 472	5009830	bal. à 26 ks	3 bal.
Large	8	3 220 ml	115–145 cm	165 473	5009831	bal. à 24 ks	3 bal.
Extra Large	8	3 591 ml	140–175 cm	165 474	5009862	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Elastic 9 kapek							
Small	9	2 546 ml	70–90 cm	165 571	5009863	bal. à 26 ks	3 bal.
Medium	9	3 521 ml	85–120 cm	165 572	5009865	bal. à 26 ks	3 bal.
Large	9	3 856 ml	115–145 cm	165 573	5009866	bal. à 24 ks	3 bal.
Extra Large	9	3 951 ml	140–175 cm	165 574	5009867	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Elastic 10 kapek							
Medium	10	3 696 ml	85–120 cm	165 672	5011398	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	10	4 279 ml	140–175 cm	165 673	5011399	bal. à 14 ks	4 bal.

MoliCare Slip

Zalepovací kalhotky pro těžký únik moči

- Absorpční zalepovací kalhotky se 4 fixačními lepitky*.

Charakteristika

- Distribuční systém pro rychlou absorpci tekutiny do svého jádra pomůcky.
- Technologie krouceného vlákna přispívá k rychlému odvodu moči do svého jádra a omezuje její pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.
- Povrch s vyváženým pH pro udržení zdravé pokožky.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Indikátor savosti, který upozorní na včasnou výměnu kalhotek.

Použití

- Pro těžký únik moči nebo stolice pro ženy i pro muže.
- Modrá balení jsou vhodná na použití během dne.
- Fialová jsou vhodná hlavně na noc.



plenkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Slip 6 kapek							
Extra small*	6	1 367 ml	40–60 cm	169 190	5009833	bal. à 30 ks	4 bal.
Small*	6	1 437 ml	70–90 cm	169 191	5009852	bal. à 30 ks	4 bal.
Medium	6	1 891 ml	90–120 cm	165 232	5009806	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	6	2 283 ml	120–150 cm	165 233	5009807	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra large	6	2 714 ml	150–175 cm	165 234	5009843	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Slip 8 kapek							
Medium	8	2 686 ml	90–120 cm	165 432	5009809	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	8	2 973 ml	120–150 cm	165 433	5009810	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra large	8	3 531 ml	150–175 cm	165 434	5009844	bal. à 14 ks	4 bal.

* Pouze 2 fixační lepitka

MoliCare Form

Vložné pleny pro střední až těžký únik moči

- Absorpční vložné pleny.

Charakteristika

- Vložné pleny pro střední únik moči pro mobilní i ležící pacienty.
- Povrch s vyváženým pH pro udržení zdravé pokožky.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.
- Mají indikátor savosti, který upozorní na včasnou výměnu kalhotek.

Použití

- Používají se společně s fixačními kalhotkami MoliCare Premium Fixpants, které zajišťují jejich fixaci na těle.



vložné pleny	barevný kód	savost ISO	rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Form 4 kapky	4	1 492 ml	62 × 30 cm	168 404	5014651	bal. à 32 ks	4 bal.
MoliCare Form 5 kapek	5	1 661 ml	62 × 30 cm	168 405	5014652	bal. à 32 ks	4 bal.
MoliCare Form 6 kapek	6	2 353 ml	69 × 31 cm	168 406	5014657	bal. à 32 ks	4 bal.
MoliCare Form 8 kapek	8	3 017 ml	69 × 31 cm	168 408	5014662	bal. à 32 ks	4 bal.

MoliCare Fixpants

Elastické kalhotky k fixaci porodnických vložek a inkontinenčních vložných plen

- Dva typy kalhotek.
- Výběr velikostí S–3XL.

Charakteristika

MoliCare Premium Fixpants

- Prodyšné kalhotky s bežešvými manžetami.
- Jsou vysoce elastické a drží tvar.
- Dají se prát v pračce při 60 °C a jsou opakovaně použitelné.

MoliCare Fixpants

- Prodyšné kalhotky ze síťovaného materiálu.
- Zcela prodyšné.
- Dají se rovněž prát v pračce a opakovaně použít.

Použití

- Umožňují fixaci inkontinenčních vložek, vložných plen a porodnických vložek.
- Vhodné pro ležící i pro mobilní pacienty.



elastické fixační kalhotky	barevný kód	obvod pasu	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Premium Fixpants						
Small	●	45–80 cm	947 795	5009837	bal. à 5 ks	60 bal.
Medium	●	60–100 cm	947 796	5009838	bal. à 5 ks	40 bal.
Large	●	80–120 cm	947 797	5009839	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Large	●	100–160 cm	947 798	5009840	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Extra Large	●	140–180 cm	947 799	5009841	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Extra Extra Large	●	160–200 cm	947 815	5009868	bal. à 5 ks	40 bal.
MoliCare Fixpants						
Medium	●	60–100 cm	947 745	nehrazeno	bal. à 100 ks	4 bal.
Large	●	80–120 cm	947 748	5009783	bal. à 3 ks	100 bal.
			947 746	nehrazeno	bal. à 100 ks	4 bal.
Extra Large	●	100–160 cm	947 750	5009784	bal. à 3 ks	100 bal.
			947 747	nehrazeno	bal. à 100 ks	4 bal.

MoliCare Bed Mat

Jednorázové podložky pod pacienty

Podložky pod pacienty se savým jádrem z celulózy.

Charakteristika

- Podložky s absorpčním jádrem, které tvoří několik vrstev celulózy s vnější nepropustnou a neklouzavou fólií.
- Celá plocha podložky je potažena po obvodu uzavřenou netkanou textilií.

Použití

- Jednorázové podložky pod pacienty trpící inkontinencí jako sekundární ochrana lůžka a ložního prádla.
- Typ Rectangular se používá i jako ochrana lůžka při převazech ran.



podložky pod pacienty	barevný kód	savost ISO	rozměr savé plochy	číslo výroby	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Bed Mat 5 kapek							
	5	449 ml	60 × 40 cm	161 061		bal. à 30 ks	6 bal.
	5	715 ml	60 × 60 cm	161 063		bal. à 30 ks	4 bal.
	5	971 ml	60 × 90 cm	161 065		bal. à 30 ks	4 bal.
MoliCare Bed Mat 7 kapek							
	7	561 ml	60 × 40 cm	161 067		bal. à 30 ks	6 bal.
	7	979 ml	60 × 60 cm	161 069		bal. à 30 ks	4 bal.
	7	1 241 ml	60 × 90 cm	161 071		bal. à 30 ks	4 bal.
se záložkami*	7	1 201 ml	60 × 90 cm	161 072	5012323	bal. à 30 ks	4 bal.
MoliCare Bed Mat 8 kapek							
	8	1 040 ml	60 × 60 cm	161 087	5012324	bal. à 30 ks	4 bal.
	8	1 407 ml	60 × 90 cm	161 088	5012325	bal. à 30 ks	4 bal.
MoliCare Bed Mat 9 kapek							
	9	2 719 ml	60 × 90 cm	161 077		bal. à 15 ks	4 bal.
	9	2 719 ml	60 × 90 cm	161 078		bal. à 30 ks	2 bal.
MoliCare Rectangular							
	3	430 ml	20 × 40 cm	160 890		bal. à 50 ks	6 bal.
	4	780 ml	20 × 60 cm	160 892		bal. à 50 ks	4 bal.

MoliCare Bed Mat textilní

Pratelné podložky pod pacienty

Charakteristika

- Opakovaně použitelná textilní podložka s vysokou absorpční kapacitou.
- Vydřít až 250 prání na 95 °C, vhodné i do sušičky.
- Spodní vrstva podložek neklouže a díky zvrásnění dobře drží na lůžku.
- Zachovávají si svůj tvar díky pevně všitým švům.

Použití

- Opakovaně použitelné podložky pod pacienty trpící inkontinencí jako sekundární ochrana lůžka a ložního prádla.



podložky pod pacienty	barevný kód	savost ISO	rozměr savé plochy	číslo výroby	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Bed Mat 7 kapek textilní							
	7	2 273 ml	85 × 90 cm	155 010	5013292	bal. à 1 ks	25 bal.
	7	2 273 ml	85 × 90 cm	155 011		bal. à 10 ks	3 bal.
se záložkami	7	1 945 ml	75 × 85 cm (75 × 185 cm)	155 012	5013293	bal. à 1 ks	25 bal.
se záložkami	7	1 945 ml	75 × 85 cm (75 × 185 cm)	155 013		bal. à 10 ks	3 bal.

MoliCare Skin

Čištění a péče o zralou a citlivou pokožku

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Všechny výrobky mají vyvážené pH šetrné k pokožce.

Čisticí pěna

K rychlému a šetrnému čištění znečištěných partií pokožky při inkontinenci. Díky kreatinu spolehlivě chrání pokožku před působením škodlivých látek, a udržuje ji tak zdravější. Účinně neutralizuje zápach, příjemně a svěže voní.

Mycí emulze

K jemnému čištění zralé a citlivé pokožky. Díky panthenolu dodává pokožce vlhkost a obsahuje látky neutralizující zápach.

Čepice impregnovaná šamponem a kondicionérem

Pro pohodlné čištění vlasů zejména pro pacienty upoutané na lůžko. Bez nutnosti použití vody.

Šampon

K mytí vlasů suché a citlivé pokožky hlavy.

Vlhčené ubrousky 3v1

Čistí, chrání a zvlhčují pokožku a udržují její přirozeně kyselý ochranný plášť. S aloe vera, glycerinem a heřmánkovým extraktem. Bez alkoholu. Velikost 20 x 30 cm.

Čisticí ubrousky

K rychlému a šetrnému čištění intimních partií při inkontinenci. Účinně neutralizují zápach. Příjemně a svěže voní. Velikost 20 x 30 cm.

Napuštěné mycí žínky

Pro rychlé a ultrajemné čištění celého těla osoby na lůžku bez použití mýdla a vody. Speciální složení vyvinuto pro zralou, citlivou nebo namáhanou pokožku.

Hygienické ubrousky

Snadná a rychlá hygiena intimních partií a doplněk na sport či cestování. Speciální složení s pH 5,5 vyvinuto pro citlivou pokožku v intimních partiích, navíc obohaceno o zklidňující heřmánek.



čisticí kosmetika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Čisticí pěna	bal. à 400 ml	995 029	1 ks	12 ks
Mycí emulze, láhev	bal. à 500 ml	995 027	1 ks	12 ks
Čepice impregnovaná šamponem a kondicionérem	bal. à 1 ks	995 077	1 ks	30 ks
Šampon	bal. à 500 ml	995 030	1 ks	12 ks
Vlhčené ubrousky 3v1	bal. à 50 ks	995 096	1 ks	12 bal.
Čisticí ubrousky	bal. à 50 ks	995 075	1 ks	12 bal.
Napuštěné mycí žínky	bal. à 8 ks	995 074	1 ks	24 bal.
Hygienické ubrousky	bal. à 10 ks	995 138	1 ks	20 bal.

MoliCare Skin

Péče o zralou a citlivou pokožku

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Speciální složení vyvinuto pro hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. Všechny výrobky mají vyvážené pH šetrné k pokožce.

Tělové mléko

Pro péči o zralou a citlivou pokožku. Díky kreatinu podporuje přirozené mechanismy ochrany pokožky.

Krém na ruce

Pečuje o namáhané a vysušené ruce. Svým složením vrací pokožce vlhkost a elasticitu. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film na pokožce.

Ošetřující olej

Intenzivně pečuje o suché a popraskané části pokožky. Obsahuje vysoce účinné přírodní oleje a ochranný vitamin E. Lehce se roztírá. Vhodný i pro citlivou a podrážděnou pokožku.

Masážní gel

Obsahuje mentol, který podporuje prokrvení pokožky a její látkovou výměnu. Je určen na masáže a natírání krku, zad, rukou a nohou. Má zklidňující účinek a zmírňuje svalovou tenzi. Rychle se vstřebává.



pečující kosmetika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Tělové mléko	bal. à 500 ml	995 032	1 ks	12 ks
Krém na ruce	bal. à 200 ml	995 033	1 ks	12 ks
Ošetřující olej	bal. à 500 ml	995 072	1 ks	12 ks
Masážní gel	bal. à 200 ml	995 031	1 ks	12 ks

MoliCare Skin

Ochrana a péče o namáhanou a zralou pokožku

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Složení na bázi emulze voda v oleji zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. Všechny výrobky mají vyvážené pH šetrné k pokožce. Ochranná řada speciálně vyvinuta pro potřeby osob s únikem moči.

Ochranný krém se zinkem

Chrání pokožku v intimní oblasti, kde je vystavena působení agresivních látek v moči a stolici a tlaku. Obsahuje zinek (20 %), který chrání pokožku proti infekcím. Nanáší se na pokožku ve velmi tenké vrstvě. Vhodný i pro podrážděnou pokožku.

Ochranná pěna

Je účinná ochrana pokožky v intimní oblasti zatěžované inkontinencí před agresivními látkami obsaženými v moči a ve stolici. Vysoce účinná díky panthenolu a močovině (urea 4,5 %). Příjemně lehká pěna, která se snadno roztírá a působí jako prevence proti proleženinám na namáhaných místech.

Ochranný olej ve spreji

Chrání zralou pokožku před vnějšími vlivy. Přírodní účinné látky panthenol a mandlového oleje podporují regeneraci pokožky a dodávají jí pružnost. Jednoduše se nastříká na pokožku a lehce se roztírá.



ochranná kosmetika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ochranný olej ve spreji	bal. à 200 ml	995 036	1 ks	12 ks
Ochranný krém se zinkem	bal. à 200 ml	995 035	1 ks	12 ks
Ochranná pěna	bal. à 100 ml	995 037	1 ks	12 ks

ValaClean

Jednorázové žínky a utěrky k očištění těla i ploch

Jednorázové žínky

Vyrobeny z měkkého netkaného textilu, netrhají se za mokra. Díky zaoblenému otvoru se snadno navlékají.

ValaClean basic

Jemný netkaný textil.

ValaClean soft

Ultrajemný netkaný textil, velmi nasávkavé.

ValaClean film

Netkaná textilie s fólií uvnitř pro lepší ochranu ošetřovatele.

Jednorázové utěrky

ValaClean roll

Jednorázové utěrky z netkaného textilu v praktických rolích, zvýšená absorpční kapacita.

ValaClean box

Zásobník na jednorázové utěrky pro připevnění na stěnu. Chrání utěrky ValaClean roll před znečištěním.



jednorázové žínky a utěrky	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaClean					
jednorázové žínky	basic	15,7 × 23 cm	992 245	bal. à 50 ks	40 bal.
	soft	15,7 × 23 cm	992 242	bal. à 50 ks	20 bal.
	film	15,5 × 23,5 cm	992 243	bal. à 50 ks	28 bal.
jednorázové utěrky	roll	22 × 30 cm	992 251	1 role (= 175 ks)	18 bal.
ValaClean box	zásobník		996 858	1 ks	1 ks

ValaFit

Jednorázové bryndáky

Jednorázové ochranné bryndáky k zachycení zbytků potravy a tekutin určené na ochranu prádla a povlečení. Nepromokavé, extrémně nasávkavé.

ValaFit band

Z netkané textilie s integrovanou fólií, s kulatým výstřihem, na uvázání. 3vrstvý.

ValaFit tape

Z netkané textilie s ochrannou fóliovou vrstvou, s funkční kapsou, kulatým výstřihem a fixačními lepicími okraji. 2vrstvý.



	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaFit ochranné bryndáčky	band	37 × 70 cm	992 252	bal. à 100 ks	6 bal.
	tape	37 × 65 cm	992 253	bal. à 100 ks	6 bal.

ValaProtect

Jednorázová prostěradla pod pacienta

Nepropustné ochranné podložky pod pacienta. Chrání před znečištěním povlečení a vyšetřovacího lůžka. Zabraňují přenosu infekce.

ValaProtect basic

Vrstva netkané textilie ihned vstřebává vlhkost. Nepropustná fólie na spodní straně.

ValaProtect special

Z nasákové dvouvrstvé netkané textilie s fólií na spodní straně. Vlhkost se hned vstřebává. Obzvláště odolné díky zesíleným vláknům. S ochranou proti promočení.

ValaProtect special eco

Z nasákové dvouvrstvé recyklované netkané textilie s fólií na spodní straně. Vlhkost se hned vstřebává. Obzvláště odolné díky zesíleným vláknům. S ochranou proti promočení.



	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaProtect ochranné podložky	basic	38 × 40 cm	992 226	bal. à 250 ks	8 bal.
		80 × 140 cm	992 227	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 175 cm	992 228	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 229	bal. à 100 ks	1 bal.
special		80 × 175 cm	992 238	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 239	bal. à 100 ks	1 bal.
special eco		80 × 175 cm	992 258	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 259	bal. à 100 ks	1 bal.

ValaComfort

Jednorázové utěrky, příkrývky a polštáře

Speciální série jednorázových hygienických produktů (utěrky, deky a polštáře).

ValaComfort net

Víceúčelové utěrky ze síťované strukturované netkané textilie. Velmi jemné a nasákové, za mokra se netrhají.

ValaComfort multi

Víceúčelové utěrky z pevné netkané textilie. Pevné, nasákové, neuvolňují vlákna.

ValaComfort blanket

Příkrývka z netkaného polyesteru, příjemná na dotek, propouští vzduch i vlhkost, čímž vyrovnává teplotu. Je obzvlášť lehká – 480 g.

ValaComfort pillow

Polštář s povlakem z netkaného textilu a jemnou náplní z polyesteru. Velmi lehké a vzdušné.

ValaComfort zástěra

Ochranná igelitová zástěra na ochranu oblečení personálu.



jednorázové utěrky, příkrývky a polštáře	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaComfort					
víceúčelové utěrky	multi	30 × 32 cm	684 012	bal. á 50 ks	16 bal.
víceúčelové utěrky	net	35 × 38 cm	992 330	bal. á 100 ks	12 bal.
příkrývky	blanket	135 × 195 cm	992 332	bal. á 1 ks	12 bal.
polštáře	pillow	40 × 50 cm	992 333	bal. á 4 ks	5 bal.
zástěra	apron	70 × 135cm	684 011	bal. á 100 ks	10 bal.

Doplňující sortiment

Další materiály, které usnadňují péči o inkontinentního nebo imobilního pacienta

Peha-fresh

Osvěžovač vzduchu, který pohlcuje nepříjemné pachy. Vhodný k používání v prostorách, kde pobývají pacienti trpící inkontinencí.

SicSac

Praktické sáčky s pevným kruhovým okrajem pro případ nevolnosti.

Octolin

Univerzální jednorázové utěrky vyrobeny ze 100% celulózy, určeny k hygieně nebo k čištění nástrojů či povrchů v kombinaci s vhodným čisticím přípravkem.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-fresh osvěžovač vzduchu ve spreji	400 ml	995 705	bal. à 1 ks	12 ks
SicSac	Ø11 cm	999 586	bal. à 50 ks	6 bal.
Octolin	30 × 30 cm	684 357	bal. à 50 ks	24 bal.



Krása a zdraví

Každý den toužíme cítit se pohodlně a sebejistě, pečovat o své tělo těmi nejkvalitnějšími produkty a to nejlepší dopřávat i svým blízkým. Proto přinášíme produkty značky Bel pro vaši čistou a zářivou pleť, Bel Baby pro suchou a hebkou pokožku vašeho děťátka, Kneipp pro péči o celé tělo se silou přírody a Ria pro maximální pohodlí během menstruace i mimo ni.

Navštivte [kneipp.cz](https://www.kneipp.cz)



Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Soli a oleje do koupele

Přírodní kosmetika Kneipp má vynikající účinky na tělo i mysl, obsahuje maximální možný podíl přírodních složek. Do kosmetiky nejsou přidávány konzervanty (typu paraben), parafíny, silikon či minerální oleje. Produkty nejsou testované na zvířatech.

Kneipp sůl a olej do koupele Levandulové snění

Sůl a olej do koupele Levandulové snění vytvoří spolu s teplou vodou jedinečný zážitek z koupele, uvolní a uklidní po hektickém dni. Sůl a olej obsahují vzácný přírodní éterický levandulový olej, který navozuje klid a podporuje intenzivní uvolnění.

Kneipp sůl do koupele Nachlazení

Tato sůl je v kombinaci s horkou lázní skvělým pomocníkem při prvních příznacích nachlazení. Extrakt z eukalyptu příjemně prohřívá organismus, pomáhá uvolnit ztuhlé svaly a dýchací cesty.

Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby

Koupele se solí Svaly a klouby je vhodná pro regeneraci těla po svalové námaze. Přípravek obsahuje výtažek z arniky a přírodní éterické oleje z rozmarýny, borovice a dřeviny cabreuva.

Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek

Sůl do koupele Dokonalý odpočinek je vhodné použít při vyčerpání a nahromaděném stresu. Obsahuje směs éterických olejů z meduňky lékařské a citronové trávy, které mají uvolňující a relaxační účinek na tělo i mysl.

Kneipp olej do koupele Hluboké uvolnění

Tento olej okouzlí vaši mysl opojnou vůní esenciálního oleje pačuli a výtažkem ze santalového dřeva. Pačuli uvolňuje napětí a navozuje pocit vnitřní pohody. Santalové dřevo zklidňuje mysl a pomáhá tělu relaxovat.

Kneipp sůl do koupele Miluji tě

Koupelová sůl Kneipp® Miluji tě s přírodním výtažkem z malin a pečujícím brusinkovým olejem dá najevo vaši lásku. Sladká ovocná vůně navodí smyslnou atmosféru. Termální solanka pečuje o pokožku a léčí kožní problémy.

Kneipp sůl do koupele Mindful forest

Koupelová sůl Mindful forest je obohacena o esenciální oleje z borovice a jedle, které zklidní vaši mysl a pomohou uvolnit napjaté svaly po náročném dni.

Kneipp Čistá mořská sůl do koupele

Tato sůl do koupele obsahuje čistou mořskou sůl, která se těží v německém Luisenhallu z hloubky 460 metrů. Kdysi zde býval pravěký oceán a sůl je tak plná minerálů a stopových prvků.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sůl do koupele Levandulové snění	500 g	391 441 1	1 ks	6 ks
Kneipp olej do koupele Levandulové snění	100 ml	391 442 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Nachlazení	500 g	391 449 1	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby	500 g	391 444 1	1 ks	6 ks
	60 g	391 445 0	1 ks	12 ks
Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek	500 g	391 452 1	1 ks	6 ks
Kneipp olej do koupele Hluboké uvolnění	100 ml	391 450 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Miluji tě	60 g	895 620 5	1 ks	12 ks
Kneipp sůl do koupele Mindful forest	60 g	895 620 7	1 ks	12 ks
Kneipp Čistá mořská sůl do koupele	500 g	391 630 0	1 ks	6 ks

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Sprchové gely

Kneipp sprchový gel Pánská záležitost

Sprchový gel Pánská záležitost 2v1 obsahuje kombinaci výtažků z červeného pomeranče a černého pepře. Gel účinně myje pokožku i vlasy.

Kneipp sprchový gel Ranní budíček

Sprchový gel Ranní budíček 2v1 obsahuje přírodní rostlinné výtažky z citronové trávy a guarany. Gel účinně myje pokožku i vlasy.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sprchový gel Pánská záležitost	200 ml	895 621 3	1 bal.	6 bal.
Kneipp sprchový gel Ranní budíček	200 ml	895 621 4	1 bal.	6 bal.

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Sprchové gely

Kneipp sprchový gel Levandulové snění

Sprchový gel Levandulové snění jemně čistí a zároveň zanechává pokožku jemnou a pružnou. Přírodní levandulový olej má uklidňující účinek.

Kneipp sprchový gel Cottony Smooth

Sprchový gel z bavlníkového mléka (mléka ze semenek bavlny) a bambuckého másla je sametově jemný, příjemně voní a po napěnění vytváří krémovou a dlouhotrvající pěnu, do které se celá zachumláte.

Kneipp sprchový gel Radost ze života

Sprchový gel Radost ze života obsahuje vysoce kvalitní přírodní oleje, které pokožku jemně čistí a zároveň vyživují. Osvěžující citrusová vůně povzbudí a navodí pocit uvolnění.

Kneipp sprchový gel Mandlové květy

Sprchový gel obsahuje lehkou recepturu s výtažkem z mandlového mléka a přírodním mandlovým olejem, který chrání pokožku před vysoušením. Vaše pokožka bude jemná na dotek a dokonale hydratovaná.

Kneipp sprchový gel As soft as velvet

Sprchový gel As soft as velvet promění vaši pokožku v sametově hebkou. Díky obsahu přírodních olejů a bambuckého másla dodá sprchový gel vaši pokožce potřebnou hydrataci až na 24 hodin i bez následného použití tělového mléka.

Kneipp sprchový gel Good Morning

Sprchový gel Good Morning obsahuje éterický olej z bazalky, který posiluje nervový systém, stimuluje mozkovou činnost a zlepšuje koncentraci. Limetkový olej je zase známý svými povzbuzujícími účinky na psychiku, umí zmírnit nervozitu a trému.

Kneipp sprchový gel Ranní budíček

Přípravek obsahuje vysoce účinné rostlinné výtažky z citronové trávy a guarany, které zabraňují vysoušení pokožky a zajistí, že vlasy budou po umytí hebké na dotek. Hydratační účinky tohoto sprchového gelu byly ověřeny prostřednictvím experimentálních studií.

Kneipp sprchový gel Dobrá nálada

Výživné éterické oleje z maracuju a grapefruitu zvláčňují pokožku těla a sprchovému gelu zároveň dodávají opojnou exotickou vůni.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sprchový gel Levandulové snění	200 ml	391 055 1	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Cottony Smooth	200 ml	390 060 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Radost ze života	200 ml	391 016 1	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Mandlové květy	75 ml	391 559 0	1 ks	8 ks
	200 ml	390 761 1	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel As soft as velvet	200 ml	391 535 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Good Morning	200 ml	391 519 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Ranní budíček	75 ml	391 560 0	1 ks	8 ks
Kneipp sprchový gel Dobrá nálada	75 ml	391 558 0	1 ks	8 ks

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Krémy na ruce

Kneipp krém na ruce Cottony Smooth

Krém na ruce z bavlníkového mléka (mléka ze semínek bavlny) a bambuckého másla je sametově jemný, příjemně voní a intenzivně vyživuje pokožku rukou. Pomáhá udržovat rovnováhu vlhkosti pokožky a díky své intenzivní péči účinkuje ve vrstvě epidermis. Vaše pokožka tak bude silnější a odolnější.

Kneipp krém na ruce Repair & Protect

Krém na ruce Repair & Protect zanechá ruce dokonale hydratované a poslouží také jako prevence dalšího narušení kožní bariéry. Vaše smysly navíc potěší příjemnou vůní.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp krém na ruce Cottony Smooth	75 ml	390 061 0	1 ks	8 ks
Kneipp krém na ruce Repair & Protect	75 ml	391 536 0	1 ks	8 ks

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Balzámy na rty

100% přírodní balzám na rty Kneipp. Vstřebává se postupně, aby vašim rtům přinesl dlouhodobý účinek. Jako veškerá kosmetika Kneipp ani tento produkt neobsahuje konzervanty (např. parabeny), parafíny, silikony či minerální oleje. A co víc, balzám je v balení z korku a krabička je vyrobena z 25 % z trávy – pro co nejmenší ekologickou stopu. Hýčkejte své rty se 100% přírodní recepturou v nádherném balení.

- Balzám na rty Vanilka – s máslem cupuacu a extraktem z pravé vanilky
- Balzám na rty Mandle – s kandelilovým voskem a mandlovým olejem
- Balzám na rty Aloe vera – s výtažkem z máty vodní a aloe vera
- Balzám na rty Repair & Prevent – s výtažky z heřmánku a meduňky
- Balzám na rty Meruňka – s olejem z meruňkových a marulových jader



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp balzám na rty Vanilka	391 029 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Mandle	391 030 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Aloe vera	391 510 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Repair & Prevent	390 070 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Meruňka	391 565 0	1 bal.	7 bal.

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Barevné balzámy na rty

Kneipp balzám na rty Natural Red

Barevný balzám na rty Natural Red obsahuje jenom přírodní rostlinné oleje – pro příklad mangové máslo, slunečnicový olej nebo berry vosk. Vyživuje vaše rty a zabraňuje, aby se vysoušely nebo praskaly. Díky přírodnímu extraktu z ředkvičky navíc zbarví vaše rty do jemně červené a perfektně nahradí rtěnku.

Kneipp balzám na rty Natural Rosé

Barevný balzám na rty Natural Rosé obsahuje pouze přírodní rostlinné oleje – mimo jiné mangové máslo, slunečnicový olej nebo berry vosk. Zvláčňuje vaše rty a zabraňuje, aby se vysoušely nebo praskaly. Díky přírodnímu výtažku z ředkvičky navíc zbarví vaše rty do jemně růžové, a skvěle tak nahradí rtěnku.

Kneipp balzám na rty Natural Dark Nude

Barevný balzám na rty Natural Dark Nude obsahuje pouze přírodní rostlinné oleje – například mangové máslo, slunečnicový olej nebo berry vosk. Hydratuje vaše rty a zabraňuje, aby se vysoušely nebo praskaly. Díky přírodnímu extraktu z ředkvičky a oxidu železa navíc zbarvuje vaše rty do jemně hnědé, a dokonale tak nahrazuje rtěnku.



	číslo výrobku	fakturační jednotka	převážná jednotka
Kneipp balzám na rty Natural Red	390 071 0	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Natural Rosé	390 072 0	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Natural Dark Nude	390 073 0	1 bal.	7 bal.

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Holistická řada

Co kdybyste po každé sprše nebo koupeli měli mnohem lepší náladu? Kosmetická řada Goodbye Stress díky tyrkysové modré barvě a podmanivé vůni vodní máty s rozmarýnem prokazatelně přemění váš stres v pozitivní energii. Ověřeno laboratorními testy. Stačí pár minut v koupelně a rázem zapomenete na starosti s dětmi, deadliny v práci nebo seminárky ve škole.

Kneipp sprchový gel Goodbye Stress

Sprchový gel s uklidňujícím účinkem a podmanivou vůní máty a rozmarýnu. Při každé sprše zklidní vaši mysl, zjemní pokožku a zbaví vás nahromaděného stresu a napětí.

Kneipp krém na ruce Goodbye Stress

Krém na ruce s mandlovým olejem, panthenolem, mátou a rozmarýnem je jako jemné pohlázení pro vaše ruce. Krém se okamžitě vstřebává, příjemně voní a zvláční i suché a silně namáhané ruce.

Kneipp olej do koupele Goodbye Stress

Přírodní olej do koupele, který příjemně zvláční vaši pokožku a okamžitě vám zlepší náladu. Jeho tyrkysová barva má zklidňující účinek a podmanivá vůně vodní máty s rozmarýnem vás zbaví stresu i starostí. Prokazatelně.

Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress

Sůl nádherně voní po rozmarýnu a vodní mátě. Navíc jsme ji zabalili do speciálního nelakovaného sáčku, který je šetrnější k životnímu prostředí.

Kneipp sprchová pěna Goodbye Stress

Zachumlejte se při sprše do krémové jemné pěny s okouzující vůní máty a rozmarýnu. Pěna zklidní vaši mysl, zjemní pokožku, uvolní napětí a navíc dlouho a příjemně voní.

Kneipp pěna do koupele Goodbye Stress

Pocit celkového uvolnění můžete zažít i ve vlastní koupelně. Stačí použít pěnu do koupele s esenciálním olejem z rozmarýnu a výtažkem z vodní máty. Tyrkysová barva koupele působí uklidňujícím dojmem, svěží vůně povzbudí vaše smysly a do bohaté pěny se budete mít chuť zachumlat na nekonečně dlouhou dobu.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sprchový gel Goodbye Stress	200 ml	390 029 2	1 ks	6 ks
Kneipp krém na ruce Goodbye Stress	75 ml	390 031 0	1 ks	8 ks
Kneipp olej do koupele Goodbye Stress	100 ml	390 037 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress	60 g	390 038 0	1 ks	12 ks
Kneipp sprchová pěna Goodbye Stress	200 ml	390 040 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress	500 g	390 087 0	1 ks	6 ks
Kneipp pěna do koupele Goodbye Stress	400 ml	391 555 0	1 ks	6 ks

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Holistická řada

Kvalita spánku ovlivňuje úplně vše – pracovní výkon, míru trpělivosti s okolím, celkovou náladu i tělesnou hmotnost. Kosmetická řada Good Night s relaxační vůní švýcarské borovice a indického santalového dřeva snižuje krevní tlak a mírní stres. Pomůže vám v klidu uzavřít právě končící den. Usnete snadněji a díky hlubšímu spánku budete ráno připraveni na vše, co vás v novém dni čeká.

Kneipp sůl do koupele Good Night

K lepšímu spánku vám pomůže krátká večerní koupel. Sůl do koupele Good Night obsahuje tu nejčistší přírodní sůl z termálního pramene a rostlinné i éterické oleje. Uvolní svaly i mysl a zároveň dodá důležité minerály. Sůl z termálního pramene – dodá pokožce důležité minerály a stopové prvky. Olej ze švýcarské borovice – snižuje srdeční frekvenci, a tím pomáhá ke klidnějšímu spánku. Olej z indického santalového dřeva (Amyris) – uvolňuje svaly a zklidňuje mysl.

Kneipp olej do koupele Good Night

Ve složení najdete přírodní éterické oleje ze švýcarské borovice a indického santalového dřeva. Koupel nezanechá mastný film na vašich vlasech ani vaně. Olej ze švýcarské borovice – snižuje srdeční frekvenci, a tím pomáhá ke klidnějšímu spánku. Indické santalové dřevo (Amyris) – uvolňuje svaly a zklidňuje mysl. Jojobový olej – regeneruje a hydratuje pokožku.

Kneipp tělový olej Good Night

Prolužte si večerní chvilku v koupelně ještě o pár minut a dopřejte si trochu hýčkáni. Tělový olej Good Night s vysokým podílem přírodních olejů uzamkne v pokožce vlhkost, zklidní případné podráždění a nádherně ji vyživí. Mandlový olej – jemně pečuje o pokožku celého těla. Olej ze švýcarské borovice – snižuje srdeční frekvenci, a tím pomáhá ke klidnějšímu spánku. Olej z indického santalového dřeva (Amyris) – uvolňuje svaly a zklidňuje mysl.

Kneipp tělové mléko Good Night

Přírodní složení kombinující bambucké máslo a esenciální oleje ze švýcarské borovice a indického santalového dřeva chrání kožní bariéru, napomáhá ke snížení stresu a uvolňuje tělo po náročném dni.

Kneipp sprchový gel Good Night

Dopřejte si před spaním krátkou sprchu s uvolňujícími éterickými oleji ze švýcarské borovice a indického santalového dřeva. Tato kombinace zaručeně vyžene z hlavy všechny starosti končícího dne. Olej ze švýcarské borovice – snižuje srdeční frekvenci, a tím pomáhá ke klidnějšímu spánku. Indické santalové dřevo (Amyris) – uvolňuje svaly a zklidňuje mysl. Jojobový olej – regeneruje a hydratuje pokožku.

Kneipp pěna do koupele Good Night

Pěna do koupele Good Night s přírodními éterickými oleji ze švýcarské borovice a indického santalového dřeva promění vaši koupelnu v prostor pro relaxaci a odpočinek



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Kneipp sůl do koupele Good Night	500 g	391 542 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Good Night	60 g	391 543 0	1 ks	12 ks
Kneipp olej do koupele Good Night	100 ml	391 544 0	1 ks	6 ks
Kneipp tělový olej Good Night	100 ml	390 081 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Good Night	200 ml	390 082 1	1 ks	6 ks
Kneipp pěna do koupele Good Night	400 ml	391 556 0	1 ks	6 ks
Kneipp tělové mléko Good Night	200 ml	391 554 0	1 ks	6 ks

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Balzámy a gely na svaly a klouby

Kneipp Hřejivý balzám s arnikou

Hřejivý balzám s arnikou je nepostradatelným pomocníkem při masážích krku, zad a šije. Vhodné je jeho použití po zvýšené svalové námaze, kdy prohřívá pokožku v místě aplikace a přináší velmi rychlou úlevu a uvolnění. Zažene také pocit chladu u promrzlých nohou.

Kneipp Chladivý gel s arnikou

Chladivý gel s arnikou přináší okamžité osvěžení a úlevu. Kombinace extraktu z arniky, přírodního oleje z kosodřeviny a panthenolu je vhodná pro použití po delší fyzické námaze. Gel se velmi rychle vstřebává a nezanechává mastný film.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Hřejivý balzám s arnikou	100 ml	895 600 4	1 ks	6 ks
Kneipp Chladivý gel s arnikou	200 ml	895 600 5	1 ks	6 ks

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Péče o suchou a atopickou pokožku

Produkty péče o pokožku řady Kneipp® Pupalka byly dermatology vyvinuty pro extrémně suchou, popraskanou, šupinatou a podrážděnou pokožku. Zlepšují vzhled kůže, podporují její hydrataci a přirozenou regeneraci. Pupalkový olej se vyznačuje mimořádně vysokým obsahem gamma linolové kyseliny, která je zvlášť potřebná pro neurodermitiky. Dlouhodobé hydratační účinky byly prokázány studií.*

Krém na ruce Pupalka + 5% Urea

Intenzivně hydratační a pečující krém na ruce bez parfemace představuje ideální péči o velmi suchou až neurodermitickou pokožku. Rychle se vstřebává, nemastí a zvláčňuje unavenou pokožku. Obsahuje směs pečlivě vybraných přírodních látek a olejů, které se vyznačují vysokým obsahem esenciálních mastných kyselin. Zklidňující pupalkový olej, jemný mandlový olej a urea – tahle kombinace umí dlouhodobě ochránit vaši pokožku před vysoušením. Účinky těchto látek násobí přidány vitamín E a zklidňující panthenol.

Tělové mléko Pupalka + 10% urea

Intenzivní hydratační a zklidňující tělové mléko Kneipp® Pupalka představuje ideální péči o suchou až neurodermitickou pokožku. Kromě zmírnění pocitu napětí, podráždění a svědění zachovává přirozenou ochrannou funkci pokožky, která je pak příjemně hladká a uvolněná. Tělové mléko obsahuje směs pečlivě vybraných přírodních látek a olejů, které se vyznačují vysokým obsahem esenciálních mastných kyselin.

Sprchový balzám Pupalka

Jemný hydratační sprchový balzám Kneipp® Pupalka je ideální pro velmi suchou až neurodermitickou pokožku. Zachovává přirozenou ochrannou funkci pokožky, dlouhodobě ji chrání před vysoušením a přispívá ke zlepšení pocitu napjaté pokožky. Sprchový balzám obsahuje celou řadu přírodních pečujících látek a olejů, jako je zklidňující pupalkový olej, jemný olej z mandlí nebo bambucké máslo.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Krém na ruce Pupalka	50 ml	895 622 3	1 bal.	8 ks
Tělové mléko Pupalka	200 ml	895 622 1	1 bal.	6 ks
Sprchový balzám Pupalka	200 ml	895 622 0	1 bal.	6 ks

* Experimentální studie: Měření obsahu vlhkosti v kůži 8 hodin po jednorázovém použití.

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Péče o chodidla

Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel

Mast na zrohovatělou kůži chodidel s příměsí pomerančového oleje a výtažků z měsíčku lékařského zjemňuje a vyživuje kůži na patách. Mast má navíc deodorační účinky a její použití je vhodné i pro diabetiky.

Kneipp Sůl do koupele na chodidla

Sůl do koupele na chodidla je nejlepším řešením pro unavená a pálicí chodidla po namáhavém dni. Přírodní extrakt z měsíčku lékařského pečuje o namáhanou pokožku a regeneruje ji. Pomerančový olej dodává energii svou osvěžující vůní. Použití je vhodné i pro diabetiky.

Kneipp Máslo pro péči o chodidla

Máslo pro péči o chodidla se velmi dobře vyživuje, rychle se vstřebá a pokožku nohou důkladně vyživuje. Vedle deodoračních vlastností také chrání před plísněmi. Použití je vhodné i pro diabetiky.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel	50 ml	390 026 0	1 ks	8 ks
Kneipp Sůl do koupele na chodidla	500 g	390 027 0	1 ks	6 ks
Kneipp Máslo pro péči o chodidla	100 ml	390 025 0	1 ks	6 ks
Kneipp Sůl do koupele na chodidla	40 g	390 028 0	1 ks	6 ks

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Dárková balení

Kneipp Sada 6 olejů do koupele

Sada olejů do koupele obsahuje vzácné éterické oleje, které příznivě působí na tělo i mysl. Bohatá nabídka uspokojí i ty nejnáročnější. Sada obsahuje:

- Dokonalý odpočinek – olej s extraktem z meduňky
- Hluboké uvolnění – olej s extraktem z pačuli a santalového dřeva
- Mandlový olej
- Tajemství krásy – s arganovým a marula olejem
- Goodbye Stress – s vůní rozmarýnu a máty
- Staré dobré časy – olej s extraktem z červeného máku a konopí

Kneipp Sada 3 olejů do koupele

Sada olejů do koupele obsahuje vzácné éterické oleje, které příznivě působí na tělo i mysl. Oleje pečují o pokožku a nezanechávají mastný film. Sada obsahuje:

- Hluboké uvolnění – olej s extraktem z pačuli a santalového dřeva
- Mandlový olej
- Staré dobré časy – olej s extraktem z červeného máku a konopí



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Sada olejů do koupele	6 x 20 ml	895 606 1	1 bal.	6 bal.
	3 x 20 ml	895 606 0	1 bal.	8 bal.

Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Dárková balení

Kneipp sada Aloe vera

Kneipp® Aloe vera pečující sada má velkou sílu v boji proti vysušené pokožce těla. Potřebnou hydrataci jí dodá okamžitě a hlavně na dlouhou dobu. Výtažek z aloe vera a veganské vyživující oleje zklidní podrážděnou pokožku a pomohou jí k rychlejší regeneraci. Sada, která se skládá ze sprchového gelu, krému na ruce a tělového mléka, má praktickou velikost i na cesty – nezapomeňte si ji s sebou proto přibalit na dovolenou.

Kneipp Sada pro muže

Sada pro muže je doplněna o přírodní vyživující oleje pečující o pokožku a vlasy. Sada obsahuje:

- sprchový gel Pánská záležitost 2.0 – obsahuje výtažky z červeného pomeranče a černého pepře
- sprchový gel Ranní budíček – obsahuje výtažky z citronové trávy a guarany

Kneipp sada Šťastné sprchování

Se sadou sprchových gelů Kneipp® Šťastné sprchování poznáte pečující účinky přírodních výtažků a olejů. Tyto sprchové gely hydratují pokožku, pečují o její krásu a zdraví. Vůně éterických olejů uvolní vaše smysly a dodá vám novou energii. Sada obsahuje sprchové gely:

- Dobrá nálada s výtažky z citrusu a esenciálního oleje z vavřínu kubébového
- Radost ze života s výtažky z marakuiji a grapefruitu
- Mandlový květ s olejem ze sladkých mandlí a bambuckým máslem



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sada Aloe vera	3 x 75 ml	391 537 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp Sada pro muže	2 x 200 ml	895 604 8	1 bal.	6 bal.
Kneipp sada Šťastné sprchování	3 x 75 ml	391 602 0	1 bal.	6 bal.

Léčiva a doplňky stravy Kneipp

Doplňky stravy jsou koncentrované zdroje živin, bylin nebo jiných látek, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu. Léčiva a doplňky stravy značky Kneipp jsou vyrobené z bylinek. Podporují a povzbuzují organismus ve vyrovnávání se s následky působení hektického životního stylu. Jsou velmi šetrné a účinné. Zárukou kvality je především 130 let zkušeností a výroba v Německu.

Kneipp Kozlík

Léčivo

Kneipp Kozlík zklidňuje nervovou soustavu a přispívá k uvolnění těla i mysli. Současně podporuje usínání a dosažení kvalitního a zdravého spánku. Přípravek je bez nežádoucích účinků. Nemusíte se tedy po probuzení obávat pocitu malátnosti. Kneipp Kozlík je registrovaný lék s garantovaným množstvím účinné látky a jeho účinnost je potvrzena klinickými studiemi.

Kneipp Kozlík plus

Doplňěk stravy

Kneipp Kozlík zklidňuje nervovou soustavu a přispívá k uvolnění těla i mysli. Účinek kozlíku lékařského je doplněn vitaminy skupiny B, které přispívají k dobrému fungování nervového systému. Přípravek je bez nežádoucích účinků. Nemusíte se tedy po probuzení obávat pocitu malátnosti.

Kneipp Kozlík Night

Doplňěk stravy

Kneipp Kozlík Night s výtažky z kozlíku lékařského přispívá ke zklidnění mysli a celkové duševní pohodě. Je tak skvělým pomocníkem pro každého, kdo chce podpořit svůj kvalitní spánek. Kneipp Kozlík Night obsahuje prášek z kořene kozlíku lékařského. Neobsahuje lepek a laktózu a je vhodný i pro osoby s intolerancí na tyto složky potravy.

Kneipp Třezalka

Doplňěk stravy

Třezalka tečkovaná je tradičně používanou bylinkou, která podporuje psychickou pohodu a utiňuje nervový systém. Po třezalce je dobré sáhnout v těžkých životních situacích, při velkém pracovním vypětí, při odvykání kouření nebo při redukčních dietách.

Kneipp Paměť a koncentrace

Doplňěk stravy

Dobrá paměť, schopnost učení a duševní kondice jsou předpokladem pro zvládnání stresových situací a vysokých nároků, které jsou na člověka denně kladeny. Kneipp Paměť a koncentrace obsahuje extrakt z kořene ženšenu, který má blahodárný vliv na fyzický stav organismu. Obsahuje také kombinaci vitaminů skupiny B a vitamin C.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Kozlík	90 tablet	895 603 1	1 bal.	6 bal.
Kneipp Kozlík Night	40 tablet	391 637 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp Kozlík plus	40 dražé	895 600 3	1 bal.	6 bal.
Kneipp Třezalka	90 dražé	895 600 1	1 bal.	6 bal.
Kneipp Paměť a koncentrace	30 tobolek	895 600 2	1 bal.	6 bal.

Doplňky stravy Kneipp

Kneipp 3 bylinky na odvodnění

Doplňek stravy

Doplňek stravy Kneipp 3 bylinky na odvodnění je vhodný pro podporu vylučování vody z těla při nadměrném pocení či při pocitu těžkých a unavených chodidel. Doplněk pomáhá z těla vyloučit přebytečnou tekutinu s odpadními látkami.

Kneipp Odvodnění šumivé tablety

Doplňek stravy

Kneipp Odvodnění šumivé tablety má vyvážené složení (hořčík, vápník, kofein a extrakt z listů kopřivy dvoudomé), které napomáhá vylučování vody z těla a podporuje zrychlení metabolismu. Zefektivňuje tak účinek odvodňovací kúry. Šumivé tablety pomáhají doplnit důležité minerály, které tělo běžně ztrácí společně s vodou například při saunování, sportu, psychickým vypětí nebo odvodňovací kúře.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp 3 bylinky na odvodnění	60 tobolek	895 600 6	1 bal.	3 bal.
Kneipp Šumivé tablety na podporu odvodnění	20 tablet	895 606 5	1 bal.	8 bal.

Dětská hygiena Bel baby

Bel baby prsní vložky

Prsní vložky Bel baby jsou mimořádně měkké a vysoce savé díky absorpčnímu jádru z buničiny. Anatomicky tvarované s lepicím páskem pro zabránění posunutí a pro optimální komfort při nošení. Prodyšná vnější vrstva chrání oblečení před vlhkostí a ušpiněním. Dermatologicky potvrzené.

Bel baby dětské vatové tyčinky

Zaručují bezpečný způsob čištění dětského ouška. Vatová kulička na konci tyčinky zabrání vniknutí tyčinky hlouběji do zvukovodu. Díky obsahu aloe vera a provitaminu B5 poskytují Bel baby dětské vatové tyčinky šetrnou a ohleduplnou péči. Tyčinka i krabička jsou vyrobeny z papíru, celý výrobek je tak šetrnější k životnímu prostředí. Nezávádějte tyčinky hlouběji do zvukovodu.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel baby prsní vložky		491 191	bal. à 30 ks	12 bal.
Bel baby vatové tyčinky		187 281	bal. à 60 ks	16 bal.

Samu

Porodnické vložky

Charakteristika

- Porodnické vložky bez fólie a se savým jádrem.
- Prodyšný materiál.
- Vyrobené ze 100% buničiny.
- Vhodné k použití s fixačními kalhotkami.
- Sterilní a nesterilní varianta.



vložky porodnické	rozměr	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Samu Mini	6,5 x 22 cm	716 221	bal. à 20 ks	30 bal.
Samu Midi	11 x 30 cm	716 212	bal. à 56 ks	4 bal.
Samu Sterilní	10,5 x 33 cm	716 414	bal. à 15 ks	10 bal.
Vložky porodnické	7 x 20 cm	455 221	bal. à 700 ks	1 karton

Dámská hygiena Ria

Dámské vložky

Ria Classic

Dámské vložky Ria Classic s jemným povrchem z netkaného textilu poskytují maximální jistotu při nošení. Boční drážky spolehlivě odvádějí tekutinu do jádra vložky. Extra savé jádro zaručuje maximální pocit bezpečí.

Ria Ultra

Ultratenké dámské vložky Ria Ultra zajistí každé ženě pohodlí, maximální jistotu a šetrnou péči. Díky unikátnímu savému jádru, které promění tekutinu v gel, zajistí dokonalou absorpci a tekutinu nikdy nepropustí.

Varianta Odour Neutraliser navíc disponuje schopností pohlcovat zápach, a zaručí tak maximální diskretnost.



	varianta	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ria Classic klasické vložky	Normal	710 510	bal. à 10 ks	36 bal.
	Normal Plus	710 521	bal. à 10 ks	24 bal.
	Night	710 522	bal. à 9 ks	24 bal.
Ria Ultra ultratenké vložky	Normal	713 112	bal. à 11 ks	24 bal.
	Normal Plus	713 110	bal. à 10 ks	24 bal.
	Normal Plus Waterlily	713 119	bal. à 10 ks	24 bal.
	Normal Plus Odour Neutraliser	713 101	bal. à 10 ks	24 bal.
	Super Plus	713 109	bal. à 9 ks	24 bal.
	Night	713 120	bal. à 8 ks	24 bal.
	Normal Duopack	713 421	bal. à 22 ks	12 bal.
	Normal Plus Duopack	713 422	bal. à 20 ks	12 bal.
	Normal Plus Waterlily Duopack	713 423	bal. à 20 ks	12 bal.
	Normal Plus Odour Neutraliser Duopack	713 430	bal. à 20 ks	12 bal.
	Super Plus Duopack	713 424	bal. à 18 ks	12 bal.
Night Duopack	713 427	bal. à 16 ks	12 bal.	

Dámská hygiena Ria

Slipové vložky, tampony

Ria Slip

Klasické slipové vložky Ria Slip s jemným povrchem s obláčkovou ražbou pro každodenní spolehlivou a diskrétní ochranu prádla.

Ria tampony

Tampony Ria jsou jistou a spolehlivou ochranou pro všechny dny menstruace. Úzká, zaoblená špička a hladký povrch umožňují snadné zavedení a odstranění tamponu. Prostřednictvím 7 drážek se tampon rovnoměrně rozšiřuje a optimálně přizpůsobuje tělu. Díky otevírání twist & open se navíc velmi rychle a snadno rozbaluje.

Ria tampony Sport

Navrženy pro sport. Díky speciálním ochranným drážkám se dokonale přizpůsobí tělu a ochrání před protečením i při zvýšené zátěži.

Ria tampony Organic

Tampony jsou vyrobeny ze 100% biobavlny pocházející z certifikovaného ekologického zemědělství. Díky tomu jsou šetrnější k tělu i k přírodě.



	varianta	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ria Slip slipové vložky	Normal	722 634	bal. à 25 ks	21 bal.
	Normal	722 631	bal. à 50 ks	14 bal.
	Deo	722 635	bal. à 25 ks	21 bal.
	Deo	722 632	bal. à 50 ks	14 bal.
	Air	722 636	bal. à 25 ks	21 bal.
	Air	722 630	bal. à 50 ks	14 bal.
Ria tampony menstruační tampony	Mini Comfort	709 116	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal Comfort	709 400	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 216	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 014	bal. à 32 ks	12 bal.
	Super	709 316	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 015	bal. à 32 ks	12 bal.
	Super Plus	709 016	bal. à 16 ks	14 bal.
Ria tampony Sport menstruační tampony	Normal	709 135	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 233	bal. à 16 ks	30 bal.
Ria tampony Organic	Normal	709 500	bal. à 16 ks	20 bal.
	Super	709 600	bal. à 16 ks	20 bal.

Vata a vatové výrobky Bel

Bel premium vlhké odličovací ubrousky, 25 ks

Jemné prémiové kosmetické ubrousky Bel čistí pokožku obličeje jemně a důkladně. Odstraní i voděodolný (oční) make-up. Bez alkoholu*, pH neutrální, dermatologicky i oftalmologicky potvrzeno. Obohacené o výtažek z okurky. Ideální na cesty. Biologicky odbouratelný ubrousek ze 100% viskózy.

*Etanol

Bel premium vlhčené odličovací tampony s mořskými minerály a aloe vera

Vlhčené odličovací tampony jsou vatové tampony napuštěné micelární vodou vhodnou k rychlému a snadnému čištění a odličení očí, pleti obličeje a dekoltu. Micelární voda odličí dokonce i voděodolný (oční) make-up. Dermatologicky i oftalmologicky potvrzeno. Varianta obohacená o aloe vera nebo o mořské minerály. Biologicky odbouratelný vatový tampon.

Bel premium vatové tampony s odlakovačem

Jemné vatové tampony napuštěné odlakovačem s vůní citrusů, bez acetonu, s přísadkou vitamínu E, šetrné k pokožce i nehtové kůžičce. Odlakování nehtů je tak bez nepříjemného zápachu. Dermatologicky potvrzené. Tamponek ze 100% bavlny.



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel premium vlhké odličovací ubrousky	916 294	bal. à 25 ks	20 bal.
Bel premium vlhčené odličovací tampony			
s aloe vera	918 987	bal. à 30 ks	6 bal.
s mořskými minerály	918 988	bal. à 30 ks	6 bal.
Bel premium vatové tampony s odlakovačem	918 984	bal. à 30 ks	36 bal.

Vata a vatové výrobky

Bel cosmetic odličovací tampony

Odličovací tampony Bel cosmetic čistí pleť důkladně do hloubky díky obsahu **mikrovlákna**. Mají jemný a hladký povrch. Dobře absorbují odličovací přípravky a neuvolňují vlákna. Ideální pro každodenní odličení a čištění všech typů pleti.



Bel premium odličovací tampony

Odličovací tampony Bel premium čistí pleť důkladně do hloubky díky obsahu mikrovlákna. Navíc obsahují pečující přísady aloe vera a pantenol, které zklidňují pokožku. Ideální pro každodenní odličení a čištění všech typů pleti.



Bel nature odličovací tampony

Bel nature odličovací tampony jsou vyrobeny ze 100% certifikované bio bavlny, při jejíž výrobě se nepoužívají žádné chemikálie. Díky tomu jsou vhodné i pro velmi citlivou pokožku.



HARTMANN odličovací tampony

Odličovací tampony vyrobené ze 100% bavlny. Tampon s jednostrannou ražbou a obšitím. K dostání ve 3 barevných variantách.

Bel cosmetic a Bel premium vatové tyčinky

Vatové tyčinky pro každodenní hygienu a ošetřování. Jemná struktura vaty s mikrovláknem umožňuje šetrnou péči, dlouhá vlákna bavlny pak zajistí pevné namotání dostatečného množství vaty na tyčinku. Plastovou tyčinku nahradila papírová, která je podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Vatové tyčinky Bel premium navíc obsahují aloe vera a provitamin B5.



Bel nature vatové tyčinky

Mají vatové hlavičky ze 100% certifikované bio bavlny. Jednotlivé tyčinky jsou z papíru, který nezatěžuje životní prostředí. Jsou ideální pro denní použití.

Obvazová vata skládaná

K dostání ve třech velikostech balení: 50 g, 100 g a 200 g.

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel cosmetic odličovací tampony	kulaté	918 514	bal. à 70 ks	60 bal.
	kulaté	918 515	bal. à 35 ks	21 bal.
Bel premium odličovací tampony	kulaté	918 593	bal. à 75 ks	14 bal.
	oválné	918 594	bal. à 45 ks	12 bal.
Bel nature odličovací tampony	kulaté	918 481	bal. à 70 ks	20 bal.
HARTMANN odličovací tampony	kulaté	703 349	bal. à 80 ks	36 bal.
Bel cosmetic vatové tyčinky	v krabičce	187 622	bal. à 200 ks	30 bal.
	v sáčku	187 610	bal. à 160 ks	42 bal.
Bel premium vatové tyčinky	v krabičce	187 000	bal. à 300 ks	24 bal.
	v krabičce	187 612	bal. à 160 ks	24 bal.
Bel nature vatové tyčinky	v krabičce	187 521	bal. à 200 ks	24 bal.
Vata obvazová skládaná (55 % bavlny, 45 % viskózy)	50 g	110 232	1 bal.	28 bal.
	100 g	110 233	1 bal.	28 bal.
	200 g	110 235	1 bal.	30 bal.



Ostatní

Pravidelné sledování zdravotního stavu je důležitou součástí odpovědné péče o zdraví. Pro monitoring zdravotního stavu v domácím prostředí a včasnou indikaci případného zdravotního problému či závažného onemocnění jsou určeny produkty domácí diagnostiky.

Portfolio HARTMANN doplňují také stomické pomůcky.



Tlakoměry Veroval®

Domácí diagnostika

Veroval® pažní tlakoměr s EKG

Kombinovaný přístroj 2v1: pro kontrolu srdečního rytmu a měření krevního tlaku

- Mobilní kontrola srdečního rytmu (EKG), krevního tlaku a tepové frekvence.
- Automatické vyhodnocení srdečního rytmu pomocí ikon.
- Správa a snadné sdílení naměřených hodnot vč. záznamu EKG pomocí mobilní aplikace nebo software Veroval® medi.connect.
- Záznam srdečního rytmu během 30 sekund.
- Univerzální manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou správného nasazení (pro obvod paže 22–42 cm).
- Technologie Comfort Air odhadne na začátku měření přibližnou hodnotu systolického tlaku a podle něj natlakuje manžetu jen na nezbytně nutnou úroveň. Nedochází tak k nepříjemnému přetlakování manžety.
- Kapacita paměti 2x 64 měření (režim pro 2 uživatele).
- Propojení s mobilním zařízením pomocí Bluetooth a s PC prostřednictvím USB Bluetooth.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval pažní tlakoměr s EKG	925 347	bal. à 1 ks	4 bal.

Tlakoměry Veroval®

Domácí diagnostika

Veroval® duo control

Pažní tlakoměr pro měření krevního tlaku i při poruchách srdečního rytmu

- Patentovaná technologie DUO SENSOR kombinující dvě metody měření (oscilometrickou a Korotkovovu – poslechovou).
- Klinicky validovaný tlakoměr vhodný i pro profesionální využití.
- Velký podsvícený displej, zvuková signalizace, jednoduché ovládání.
- Zjistí a upozorní na poruchy srdečního rytmu.
- Technologie Comfort Air odhadne na začátku měření přibližnou hodnotu systolického tlaku a podle něj natlakuje manžetu jen na nezbytně nutnou úroveň. Nedochozí tak k nepříjemnému přetlakování manžety.
- Manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou správného nasazení ve dvou velikostech:
 - manžeta vel. M pro obvod paže 22–32 cm,
 - manžeta vel. L pro obvod paže 32–42 cm.
- Indikátor klidové polohy a správné teploty okolí.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele + režim HOST).
- Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru Veroval® medi.connect.
- Správa a snadné sdílení naměřených hodnot pomocí software Veroval® medi.connect.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval duo control s manžetou M (22–32 cm)	925 504	bal. à 1 ks	4 bal.
Veroval duo control s manžetou L (32–42 cm)	925 524	bal. à 1 ks	4 bal.
Dárkové balení Veroval duo control Veroval duo control + manžety vel. M i L + síťový adaptér	703 494	bal. à 1 ks	4 bal.

příslušenství k tlakoměřům Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval duo control adaptabilní manžeta M (22–32 cm)	925 531	bal. à 1 ks	10 bal.
Veroval duo control adaptabilní manžeta L (32–42 cm)	925 532	bal. à 1 ks	10 bal.
Síťový adaptér pro tlakoměr Veroval duo control	925 391	bal. à 1 ks	30 bal.

Tlakoměry Veroval®

Domácí diagnostika

Veroval® compact + connect pažní tlakoměr

Doporučeno pro klinické i domácí použití

- Indikátor poruchy srdečního rytmu včetně fibrilace síní (AFib).
- Vysoká přesnost měření díky expertnímu třífázovému měření.
- Správa a sdílení naměřených hodnot pomocí mobilní aplikace Veroval® medi.connect.
- Vysoká přesnost měření, certifikováno.
- Snadné a intuitivní ovládání.
- Paměť pro 2 uživatele.
- Indikátor správně nasazené manžety a klidové polohy.
- Barevný indikátor pro snadnější kategorizaci výsledků měření.
- Klinicky validováno, v souladu s doporučeními ESH a DHS.
- Technologie Comfort Air odhadne na začátku měření přibližnou hodnotu systolického tlaku a podle něj natlakuje manžetu jen na nezbytně nutnou úroveň. Nedochozí tak k nepříjemnému přetlakovávání manžety.
- Prodloužená záruka 3 roky.

Veroval® compact + connect zápěstní tlakoměr

Doporučeno pro klinické i domácí použití

- Indikátor poruchy srdečního rytmu.
- Vysoká přesnost měření díky expertnímu třífázovému měření.
- Správa a sdílení naměřených hodnot pomocí mobilní aplikace Veroval® medi.connect.
- Vysoká přesnost měření, certifikováno.
- Snadné a intuitivní ovládání.
- V praktickém pouzdře pro snadnou přenositelnost.
- Paměť pro 2 uživatele.
- Barevný indikátor pro snadnější kategorizaci výsledků měření.
- Klinicky validováno, v souladu s doporučením ESH.
- Prodloužená záruka 3 roky.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval compact + connect pažní tlakoměr	925 104	bal. à 1 ks	8 bal.
Veroval compact + connect pažní tlakoměr s adaptérem	390 088	bal. à 1 ks	5 bal.
Veroval compact + connect zápěstní tlakoměr	925 204	bal. à 1 ks	8 bal.

Tlakoměry Veroval®

Domácí diagnostika

Veroval® zápěstní tlakoměr

Tlakoměr k měření krevního tlaku na zápěstí

- Měření krevního tlaku a tepové frekvence.
- Zjistí a upozorní na poruchy srdečního rytmu.
- Velký displej.
- Manžeta pro obvod zápěstí 12,5–21 cm.
- Optická kontrola správné polohy paže pro přesně naměřené hodnoty.
- Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních, za posledních 7 dnů.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele).
- Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru medi.connect.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval

číslo
výrobku

fakturační
jednotka

přepravní
jednotka

Veroval zápěstní tlakoměr

925 324

bal. à 1 ks

4 bal.

Tlakoměry Veroval®

Domácí diagnostika

Veroval® compact

Tlakoměr k měření krevního tlaku na paži

- Plně automatický pažní tlakoměr.
- Zjistí a upozorní na poruchy srdečního rytmu.
- Velký displej a tlačítka na ovládání.
- Univerzální manžeta pro obvod paže 22–42 cm.
- Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních, za posledních 7 dnů.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele).
- Indikátor správně nasazené manžety.
- Záruka 3 roky.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval compact	925 423	bal. à 1 ks	4 bal.

Teploměry Veroval®

Infračervené teploměry

Veroval® horečka

Infračervený dotykový teploměr 2v1

- Dvě možnosti způsobu měření teploty – na čele a v uchu.
- Výsledek – za 1 sekundu v uchu a za 3 sekundy na čele.
- Snadné ovládání jedním tlačítkem + tlačítko na boku pro přepínání režimu měření.
- Ukládá do paměti posledních 10 naměřených hodnot.
- Akustický (lze vypnout) a optický signál při zahájení i ukončení měření.
- Sada ochranných krytů pro hygienické měření (10 kusů v balení).
- Životnost baterií – kapacita min. 1 000 měření
- Ochranné pouzdro proti rozbití.
- Záruka 3 roky.



infračervené teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval infračervený dotykový teploměr	925 463	bal. à 1 ks	4 bal.
Veroval sada ochranných krytů (2x 10 ks)	925 482	bal. à 20 ks	10 bal.

Teploměry Veroval®

Infračervené teploměry

Veroval® baby

Infračervený bezdotykový teploměr 3v1

- Bezdotykové měření teploty na čele ve 3 sekundách.
- Měří teplotu lidského těla, předmětů (např. kojenecké lahve) i okolí (např. dětského pokoje).
- Ovládání jedním tlačítkem.
- Ukládá do paměti posledních 10 naměřených hodnot.
- Optický alarm při horečce – bez zvukového znamení.
- Ochranné pouzdro proti rozbití.
- Kapacita baterií min. 1 000 měření.
- Prodloužená záruka 5 let.



infračervené teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval baby červený	925 123	bal. à 1 ks	16 bal.
Veroval baby modrý	925 133	bal. à 1 ks	16 bal.
Veroval baby stříbrný	925 073	bal. à 1 ks	4 bal.

Teploměry Thermoval®

Digitální teploměry

Thermoval® kids flex

Digitální teploměr s pružnou špičkou a ergonomickým tvarem

- Měření v ústech a podpažní.
- Měření teploty v desítkách sekund díky 10 s high speed technology.
- Velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.

Thermoval® kids

Digitální teploměr s dětským designem

- K dostání ve dvou barevných variantách.
- Měření teploty v desítkách sekund díky 10 s high speed technology.
- Extra velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.



digitální teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Thermoval kids flex	925 053	bal. à 1 ks	48 bal.
Thermoval kids	925 043	bal. à 1 ks	48 bal.

Teploměry Thermoval®

Digitální teploměry

Thermoval® rapid

Digitální teploměr pro rychlé měření

- Měření teploty v desítkách sekund pomocí 10 s high speed technology.
- Velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.

Thermoval® standard

Digitální teploměr s akustickým signálem na začátku a na konci měření

- Rychlost měření 60–90 sekund.
- Velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 9 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 3 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 2 roky.



digitální teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Thermoval rapid	925 033	bal. à 1 ks	48 bal.
Thermoval standard	925 023	bal. à 1 ks	48 bal.

Veroval® DOMÁCÍ TEST

Diagnostické testy pro domácí použití

Testy Veroval® jsou založeny na diagnostických metodách a jsou určeny pro domácí použití. Výsledky jsou známy během několika minut. Přesnost testů byla ověřena v řadě hodnotících studií a garantuje spolehlivost mezi 95 a 98 % (podle typu testu).

Veroval® – Pomohou vám k léčení antibiotika?

Test ke zjištění bakteriální infekce v organismu

Princip testu: Zjištění zvýšené hladiny C-reaktivního proteinu v krvi, signalizujícího probíhající bakteriální zánět v organismu.

- Zjištění bakteriálního či virového původu onemocnění během 5 minut.
- Zjištění potenciální potřeby antibiotik k léčení sezónních onemocnění.
- Přesnost testu je vyšší než 95 %* (*relativní analytická citlivost a relativní diagnostická klinická přesnost > 95%).
- Vhodný i pro děti.

Veroval® – Zánět močových cest

Test ke zjištění bílýchrvinek, nitritů a bílkovin

Princip testu: Zjištění leukocytů, nitritů a bílkovin v moči.

- Zjištění přítomnosti látek v moči signalizujících onemocnění močových cest, močového měchýře nebo ledvin během jedné minuty.
- Přesnost testu je vyšší než 97 %.
- Vhodný i pro děti.

Veroval® – Nedostatek železa

Test ke zjištění nízké hladiny železa

Princip testu: Imunologické zjištění proteinu feritinu v krvi, ve kterém se železo ukládá v buňkách.

- Zjištění koncentrace železa v krvi během 10 minut.
- Přesnost testu je vyšší než 95 %.
- Vhodný i pro děti.



domácí testy	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
CRP test	924 147	bal. à 1 ks	112 bal.
Zánět močových cest	924 127	bal. à 2 ks	112 bal.
Nedostatek železa	924 107	bal. à 1 ks	112 bal.

Veroval® DOMÁCÍ TEST

Diagnostické testy pro domácí použití

Veroval® – Nesnášenlivost lepku

Test ke zjištění celiakie

Princip testu: Zjištění protilátek proti transglutamináze (IgA protilátek), které jsou známkou nesnášenlivosti lepku.

- Zjištění celiakie během 10 minut.
- Přesnost testu je vyšší než 98 %.
- Vhodný i pro děti.

Veroval® – Prevence žaludečních onemocnění

Test ke zjištění bakterie Helicobacter pylori

Princip testu: Imunologické zjištění protilátek IgG proti bakterii Helicobacter pylori v krvi.

- Zjištění výskytu specifické bakterie v krvi během 10 minut, která může být spojována s nemocemi, jako je gastritida, žaludeční vřed nebo např. rakovina žaludku.
- Přesnost testu je vyšší než 96 %.

Veroval® – Chlamydie

Test k prokázání infekce chlamydiemi

Princip testu: Zjištění bakterie Chlamydia trachomatis (mezni hodnota: přibližně 2,5 µg EB/ml) po stěru z vaginální sliznice.

- Zjištění přítomnosti bakterie Chlamydia trachomatis během 15 minut.
- Přesnost testu je vyšší než 97 %.
- Test je určen pro ženy.



domácí testy	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nesnášenlivost lepku	924 207	bal. à 1 ks	112 bal.
Prevence žaludečních onemocnění	924 007	bal. à 1 ks	112 bal.
Chlamydie	924 407	bal. à 1 ks	112 bal.

Kolostomické pomůcky

Jednodílný a dvoudílný systém

Jednodílný systém

NovaLife TRE™ 1 Closed

Řada stomických pomůcek Dansac s technologií TRE.

Vlastnosti:

- přilne k okolí stomie,
- absorbuje přebytečné tekutiny,
- udržuje v okolí stomie vyrovnané pH.

NovaLife TRE™ 1 Closed EasiView

Sáčky s plochou lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

NovaLife TRE™ 1 Closed Convex EasiView

Sáčky s konvexní lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

NovaLife TRE™ 1 Closed Soft Convex EasiView

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

NovaLife 1 Closed

Vlastnosti:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Nízce strážená oválná lepicí plocha s otvorem v její horní části.
- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr NovaLife, který není nutné přelepovat během koupání.
- Oranžové nelepivé ouško slouží na odstranění pomůcky z těla.

NovaLife 1 Closed

Sáčky s plochou lepicí plochou.

NovaLife 1 Closed EasiView™

Sáčky s plochou lepicí plochou a EasiView nahlížecím okénkem, umožňujícím průhled při nasazování a kontrolu stomie.

NovaLife 1 Closed Soft Convex

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou, která zajišťuje jemný tlak na peristomální pokožku a zvýšené utěsnění v okolí stomie. Sáčky mají EasiView nahlížecí okénko, okénko umožňující průhled při nasazování a kontrolu stomie.

NovaLife 1 Closed Convex

Sáčky s pevnou konvexní vložkou lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.

Nova 1 Closed

Vlastnosti:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem.

Nova 1 Closed

Sáčky s plochou lepicí plochou.

Nova 1 Closed Mini Cap

Nejmenší uzavřený sáček v sortimentu. Vhodný pro irigující stomiky.



Dvoudílný systém

NovaLife 2 Closed

Vlastnosti:

- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr NovaLife, který není nutné přelepovat během koupání.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

Nova 2 Closed

Vlastnosti:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.



	barva sáčku	velikost otvoru/kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–55/70 mm	895 928 0	5013389	30	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–70/90 mm	895 934 0	5013395	30	10 bal.
	s nahlížecím okénkem	15–55/70 mm	895 935 0	5013396	30	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed Convex EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–37 mm	895 929 0	5013390	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed Convex EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–59 mm	895 930 0	5013391	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed Soft Convex EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 931 0	5013392	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed Soft Convex EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 932 0	5013393	10	10 bal.
NovaLife 1 Closed Mini	běžový	10–38/50 mm	895 770 8	5000901	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed Midi	běžový	10–55/70 mm	895 770 0	5000900	30	10 bal.
	běžový	25–55/70 mm	895 770 2	5000898	30	10 bal.
	běžový	30–55/70 mm	895 770 3	5000897	30	10 bal.
	běžový	35–55/70 mm	895 770 4	5000896	30	10 bal.
	běžový	40–55/70 mm	895 770 5	5000895	30	10 bal.
	běžový	45–55/70 mm	895 770 6	5000894	30	10 bal.
	běžový	50–55/70 mm	895 770 7	5000893	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed Maxi	běžový	10–70/90 mm	895 770 9	5009654	30	10 bal.
	průhledný	10–70/90 mm	895 771 0	5009655	30	10 bal.

	barva sáčku	velikost otvoru/kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
NovaLife 1 Closed EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	10–55/70 mm	895 213 5	5000935	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	10–70/90 mm	895 213 6	5009738	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 144 3	5000939	10	10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Maxi	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 144 4	5000938	10	10 bal.
NovaLife 1 Closed Convex Midi	běžový	10–46 mm	895 897 2	5000909	10	10 bal.
	průhledný	10–46 mm	895 897 4	5000908	10	10 bal.
Nova 1 Closed	běžový	20–60 mm	895 713 3	5009687	30	10 bal.
	běžový	25 mm	895 713 4	5009689	30	10 bal.
	běžový	30 mm	895 713 5	5009690	30	10 bal.
	běžový	35 mm	895 713 6	5009691	30	10 bal.
	běžový	40 mm	895 713 7	5009693	30	10 bal.
	běžový	45 mm	895 713 8	5009694	30	10 bal.
	běžový	50 mm	895 713 9	5009695	30	10 bal.
	průhledný	20–60 mm	895 714 0	5009697	30	10 bal.
Nova 1 Closed Mini Cap	běžový	20–50 mm	895 036 0	5009737	30	10 bal.
NovaLife 2 Closed Midi	běžový	43 mm	895 771 1	5009656	30	10 bal.
	běžový	55 mm	895 771 3	5009657	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 771 5	5009658	30	10 bal.
NovaLife 2 Closed Maxi	běžový	55 mm	895 034 1	5000944	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 034 2	5000943	30	10 bal.
Nova 2 Closed	běžový	43 mm	895 701 0	5009702	30	10 bal.
	běžový	55 mm	895 701 1	5009704	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 701 2	5009705	30	10 bal.

Ileostomické pomůcky

Jednodílný a dvoudílný systém

Jednodílný systém

NovaLife TRE™ 1 Open

Řada stomických pomůcek Dansac s technologií TRE.

Vlastnosti:

- přilne k okolí stomie,
- absorbuje přebytečné tekutiny,
- udržuje v okolí stomie vyrovnané pH.

NovaLife TRE™ 1 Open EasiView

Sáčky s plochou lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

NovaLife TRE™ 1 Open Convex EasiView

Sáčky s konvexní lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

NovaLife TRE™ 1 Open Soft Convex EasiView

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

NovaLife 1 Open

Vlastnosti:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Níže střížená oválná lepicí plocha s otvorem v její horní části.
- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr NovaLife, který není nutné přelepovat během koupání.
- Oranžové nelepivé ouško slouží na odstranění pomůcky z těla.

Ve dvou variantách:

- výpustná část na suchý zip,
- skrytá výpustná část.

NovaLife 1 Open

Sáčky s plochou lepicí plochou.

NovaLife 1 Open EasiView™

Sáčky s plochou lepicí plochou a EasiView nahlížecím okénkem umožňujícím průhled při nasazování a kontrolu stomie.

NovaLife 1 Open Soft Convex

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou, která zajišťuje jemný tlak na peristomální pokožku a utěsnění v okolí stomie. Sáčky mají EasiView nahlížecí okénko umožňující průhled při nasazování a kontrolu stomie.

NovaLife 1 Open Convex

Sáčky s pevnou konvexní vložkou lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.



Nova 1

Vlastnosti:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem (kromě dětského sáčku Infant), který není nutné přelepovat během koupání.
- Výpustná část na suchý zip.

Nova 1 Fold Up

Sáček speciálně konstruovaný pro ileostomiky. Má dvě komory pro ochranu filtru, které fungují i v noci.

Nova 1 Fold Up X3

Sáček obsahuje navíc od Nova 1 Fold Up měkkou konvexní lepicí plochu, která zajišťuje tlak v okolí stomie a omezuje podtékání.

Nova 1 High Output

Sáček s měkkým výpustným ventilem.

Nova 1 Infant

Sáček vyvinutý pro děti a přilnutí k jemné dětské pokožce. Nemá filtr a uzavírá se pomocí svorek, které jsou součástí balení.

Dvoudílný systém

NovaLife 2 Open

Vlastnosti:

- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr NovaLife, který není nutné během koupání přelepovat.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

Ve dvou variantách:

- výpustná část na suchý zip,
- skrytá výpustná část.

Nova 2

Vlastnosti:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem, který není nutné během koupání přelepovat.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.
- Výpustná část na suchý zip.

Nova 2 Fold Up

Sáček speciálně konstruovaný pro ileostomiky. Má dvě komory pro ochranu filtru, které fungují i v noci.

Nova 2 High Output

Sáček s měkkým výpustným ventilem.



	barva sáčku	velikost otvoru/ kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
NovaLife TRE 1 Open EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–55/70 mm	895 921 0	5013382	30	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–70/90 mm	895 926 0	5013387	10	10 bal.
	s nahlížecím okénkem	15–55/70 mm	895 927 0	5013388	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open Convex EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–37 mm	895 922 0	5013383	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open Convex EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–59 mm	895 933 0	5013394	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open Soft Convex EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 923 0	5013384	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open Soft Convex EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 925 0	5013385	10	10 bal.
	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 924 0	5013386	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Mini	běžový	10–38/50 mm	895 842 9	5000925	30	10 bal.
	průhledný	10–38/50 mm	895 843 0	5000925	30	10 bal.
NovaLife 1 Open Midi	běžový	10–55/70 mm	895 842 2	5000924	30	10 bal.
	běžový	25–55/70 mm	895 842 3	5000923	30	10 bal.
	běžový	30–55/70 mm	895 859 5	5000922	30	10 bal.
	běžový	35–55/70 mm	895 859 4	5000921	30	10 bal.
	běžový	40–55/70 mm	895 842 6	5000920	30	10 bal.
	běžový	45–55/70 mm	895 842 7	5000919	30	10 bal.
	průhledný	10–55/70 mm	895 842 8	5000918	30	10 bal.
NovaLife 1 Open Maxi	běžový	10–70/90 mm	895 842 0	5009646	10	10 bal.
	průhledný	10–70/90 mm	895 857 5	5009646	10	10 bal.
NovaLife 1 Open EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	10–55/70 mm	895 213 7	5000933	30	10 bal.
NovaLife 1 Open EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	10–70/90 mm	895 213 8	5000932	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 144 5	5000937	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Maxi	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 144 6	5000936	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Convex Midi	běžový	10–46 mm	895 897 7	5000907	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Convex Maxi	běžový	50–59 mm	895 898 0	5000906	10	10 bal.

	barva sáčku	velikost otvoru/ kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nova 1 Fold Up	běžový	15–60 mm	895 715 3	5000982	30	10 bal.
	běžový	20–60 mm	895 715 4	5000981	30	10 bal.
	běžový	25–60 mm	895 715 5	5000980	30	10 bal.
	běžový	30–60 mm	895 715 6	5000979	30	10 bal.
	běžový	35–60 mm	895 715 7	5000978	30	10 bal.
	běžový	40–60 mm	895 715 8	5000977	30	10 bal.
	běžový	45–60 mm	895 715 9	5000976	30	10 bal.
	průhledný	15–60 mm	895 716 0	5000975	30	10 bal.
Nova 1 Fold Up Maxi	běžový	15–90 mm	895 714 6	5009729	10	10 bal.
	průhledný	15–90 mm	895 714 7	5009730	10	10 bal.
Nova 1 Fold Up X3	běžový	15–46 mm	895 716 1	5000968	10	10 bal.
	průhledný	15–46 mm	895 716 2	5000967	10	10 bal.
Nova 1 High Output	běžový	20–60 mm	895 034 3	5000942	10	10 bal.
	průhledný	20–60 mm	895 034 4	5000941	10	10 bal.
Nova 1 Infant	průhledný	0–40 mm	895 714 8	5009662	30	10 bal.
	průhledný	10–40 mm	895 714 9	5009663	30	10 bal.
NovaLife 2 Open Midi	běžový	43 mm	895 873 1	5009649	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 873 2	5009653	10	10 bal.
NovaLife 2 Open Maxi	běžový	55 mm	895 873 6	5000913	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 873 7	5000912	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 873 9	5000911	10	10 bal.
Nova 2 Fold Up	běžový	43 mm	895 702 4	5009698	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 702 5	5009699	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 702 6	5009701	10	10 bal.
Nova 2 Fold Up Maxi	běžový	55 mm	895 703 5	5000952	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 703 6	5000951	10	10 bal.
	průhledný	55 mm	895 703 7	5000950	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 703 8	5000949	10	10 bal.
Nova 2 High Output	průhledný	55 mm	895 701 9	5009732	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 702 0	5009734	10	10 bal.

Urostomické pomůcky

Jednodílný a dvoudílný systém

Jednodílný systém

Nova 1 Urostomy X3

Vlastnosti:

- Lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Mírně konvexní sáček (vrstva hydrokoloidu kolem stomie je ztrojnásobená).
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Nevratný systém chlopní, který zneumožňuje zpětný tok moči, čímž redukuje riziko infekce.
- Film uvnitř sáčku minimalizuje slepování stěn sáčku a šustění.
- Vyprazdňovací ventil s viditelným označením.
- Lze připojit k nočnímu odvodnému sáčku Dansac.



Dvoudílný systém

Nova 2 Urostomy

Vlastnosti:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Nevratný systém chlopní, který zneumožňuje zpětný tok moči, čímž redukuje riziko infekce.
- Film uvnitř sáčku minimalizuje slepování stěn sáčku a šustění.
- Vyprazdňovací ventil s viditelným označením.
- Lze připojit k nočnímu odvodnému sáčku Dansac.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

Noční odvodný sáček

- Lze napojit na urostomický sáček jednodílného nebo dvoudílného systému.
- Správné napojení sáčků je doprovázeno slyšitelným zacvaknutím.
- Hadička (120 cm) je zajištěna proti přehýbání, které by způsobilo přerušení toku kapaliny.
- Obsah sáčku je 2 000 ml.

	barva sáčku	velikost otvoru/ kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nova 1 Urostomy X3	běžový	12–46 mm	895 716 3	5009706	10	10 bal.
	průhledný	12–46 mm	895 716 4	5009715	10	10 bal.
Nova 2 Urostomy	běžový	43 mm	895 703 1	5009721	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 703 2	5009724	10	10 bal.
	průhledný	43 mm	895 703 3	5009726	10	10 bal.
	průhledný	55 mm	895 703 4	5009727	10	10 bal.
Sáček noční odvodný	průhledný	–	895 708 7	5009735	10	6 bal.

Podložky

Dvoudílný systém

NovaLife TRE™ 2

Podložka Dansac NovaLife TRE 2 s oválnou lepicí plochou TRE pro kolostomické, ileostomické i urostomické pacienty.

Vlastnosti:

- přilne k okolí stomie,
- absorbuje přebytečné tekutiny,
- udržuje v okolí stomie vyrovnané pH.

NovaLife TRE™ 2

Podložka NovaLife TRE s plochou lepicí plochou.

NovaLife TRE™ 2 Convex

Podložka NovaLife TRE s konvexní lepicí plochou. Hloubka konvexity je 6 mm.

NovaLife TRE™ 2 Soft Convex

Měkká konvexní podložka podložka, která jemně přilne k pokožce a vytvaruje okolí stomie dle potřeb pacienta.

NovaLife 2

Vlastnosti:

- Kompatibilní se všemi dvoudílnými sáčky z řad NovaLife a Nova.
- Správné připevnění sáčku na podložku je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.
- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Oválná lepicí plocha.
- Oranžové nelepivé ouško slouží k odstranění pomůcky z těla.

NovaLife 2

Podložka s plochou lepicí plochou.

NovaLife 2 Convex

Podložka s pevnou konvexní vložkou, která zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnout stomii do sáčku. Konvexní produkty lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, dále na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u pištělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.

Nova 2

Vlastnosti:

- Kompatibilní se všemi dvoudílnými sáčky z řad NovaLife a Nova.
- Správné připevnění sáčku na podložku je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.
- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.

Nova 2

Podložka s plochou lepicí plochou.

Nova 2 X3

Podložka s mírně konvexní lepicí plochou (vrstva hydrokoloidu kolem stomie je ztrojnásobená). Vhodné především pro ileostomiky a urostomiky.

Nova 2 Convex

Podložka s pevnou konvexní vložkou, která zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnout stomii do sáčku. Konvexní produkty lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, dále na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u pištělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.



	velikost kroužku	velikost otvoru	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepравní jednotka
NovaLife TRE 2	43 mm	15–35 mm	895 936 0	5013397	5	20 bal.
	55 mm	15–47 mm	895 937 0	5013398	5	20 bal.
	70 mm	15–62 mm	895 941 0	5013402	5	20 bal.
NovaLife TRE 2 Convex	43 mm	15–30 mm	895 938 0	5013399	5	20 bal.
	55 mm	15–42 mm	895 939 0	5013400	5	20 bal.
	70 mm	15–59 mm	895 940 0	5013401	5	20 bal.
NovaLife 2	43 mm	10–35 mm	895 771 7	5000876	5	20 bal.
	55 mm	10–47 mm	895 772 0	5000875	5	20 bal.
	55 mm	35–47 mm	895 772 1	5000890	5	20 bal.
	55 mm	40–47 mm	895 772 2	5000889	5	20 bal.
	70 mm	10–62 mm	895 772 3	5000888	5	20 bal.
	70 mm	45–62 mm	895 772 4	5000887	5	20 bal.
NovaLife 2 Convex	43 mm	10–30 mm	895 900 0	5000905	5	20 bal.
	55 mm	10–42 mm	895 900 1	5000904	5	20 bal.
	70 mm	10–59 mm	895 251 3	5000931	5	20 bal.
	70 mm	40–59 mm	895 900 2	5000903	5	20 bal.
	70 mm	45–59 mm	895 900 3	5000902	5	20 bal.
Nova 2	43 mm	15–35 mm	895 700 6	5009665	5	20 bal.
	55 mm	15–47 mm	895 700 7	5009667	5	20 bal.
	70 mm	15–62 mm	895 700 8	5009668	5	20 bal.
Nova 2 X3	55 mm	15–42 mm	895 704 4	5000964	5	20 bal.
Nova 2 Convex	43 mm	15–30 mm	895 704 5	5000959	5	20 bal.
	43 mm	25 mm	895 704 6	5000958	5	20 bal.
	43 mm	30 mm	895 704 7	5000957	5	20 bal.
	55 mm	15–42 mm	895 704 8	5000956	5	20 bal.
	55 mm	35 mm	895 704 9	5000955	5	20 bal.
NovaLife TRE 2 Soft Convex	43 mm	15–25 mm	895 944 0	5014493	5	20 bal.
	55 mm	15–38 mm	895 945 0	5014494	5	20 bal.
	70 mm	15–52 mm	895 946 0	5014495	5	20 bal.

Doplňkový sortiment

Doplňkový sortiment slouží k ošetřování stomie a jejího okolí.

Dansac Tělová voda

Čistící voda na omytí a očištění peristomální pokožky. Složení: Iněný olej, mýdlo, etanol a destilovaná voda.

Dansac Tělové ubrusky

Ubrusky k omytí a očištění pokožky v okolí stomie. Jsou napuštěné Dansac Tělovou vodou.

Dansac Krém

Krém na vysušenou a podrážděnou pokožku v okolí stomie. Není mastný, je bezbarvý a neparfemovaný. Lze jej aplikovat při každé výměně pomůcky. Složení: aloe, vitaminy A, D, E a parabeny (konzervant).

Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S

Je určen k potlačení zápachu při vyprazdňování nebo výměně sáčku. Je čirý a neparfemovaný. Složení: hliníková a zinková sůl v destilované vodě.

Dansac Pasta

Ideální výplň kožních nerovností a jizev v okolí stomií a píštělí. Složení: isopropylester PVM MA kopolymer, pektin, želatina, polyakrylamid, polysorbát, vonná silice, alantoin a parabeny (konzervant), etanol.

Dansac EasiSpray Odstraňovač adheziv

Sprej na odstranění stomické pomůcky. Lze jej aplikovat ze všech úhlů.

Dansac X-tra půlkroužky

Půlkroužky sloužící k vyrovnání nerovností v okolí stomie. Složení: 100% GX-hydrokoloid.

Dansac TRE™ kroužky

Vyrovnávací kroužky k nalepení v okolí stomie. Obsahují superabsorbenty a pH pufr, který udržuje na pokožce neutrální pH.



Dansac GX-tra kroužky

Tvarovací kroužky k nalepení v okolí stomie v případech, kdy je pokožka v okolí stomie nerovná nebo zřasená. Složení: CMC, polyisobutylen, pektin, želatina a bavlněná vlákna. Ochranný film je vyroben z polyethylenu a silikonu. Tloušťka kroužku je 2,5 mm.

Dansac Pásek zajišťovací

Může se použít s dvoudílným systémem (přípevněním k ouškům sáčku) nebo s vybraným jednodílným systémem (přípevněním na speciální plastový kroužek). Pásek zajišťovací je dostupný v bílé barvě a v délce 100 cm. Složení: polyetylen.

Dansac Irigační souprava

Je určena pro kolostomiky, kteří vyprazdňují střevo irigací. Obsahuje vše potřebné pro irigaci zabalené v toaletní taštičce.

Dansac Irigační odvodný sáček

Náhradní odvodné sáčky k Dansac Irigační soupravě s hydrokoloidní lepicí plochou a velikostí otvoru 35 mm. Sáčky jsou určeny na jedno použití.

	balení/velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Dansac Tělová voda	200 ml	895 712 5	5009680	1	50 ks
	50 ml	895 712 6	5009659	1	300 ks
Dansac Tělové ubrousky	min. 10 ks	895 712 7	5009660	1	800 ks
Dansac Krém	100 ml	895 700 2	5009673	1	160 ks
	50 ml	895 700 3	5009661	1	120 ks
Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S	250 ml	895 700 1	5009674	1	45 ks
Dansac Pasta	50 g	895 713 2	5009678	1	54 ks
Dansac X-tra půlkroužky	30 ks	895 265 4	5009744	30	24 box
Dansac TRE kroužky	kroužek 18 mm	895 916 0	5011660	10	24 box
	kroužek 20 mm	895 914 0	5011662	30	10 box
	kroužek 30 mm	895 915 0	5011661	30	10 box
Dansac GX-tra kroužky	kroužek 20 mm	895 712 8	5009682	30	10 bal.
	kroužek 30 mm	895 712 9	5009684	30	8 bal.
	kroužek 40 mm	895 713 0	5009685	30	8 bal.
	kroužek 50 mm	895 713 1	5009686	30	8 bal.
Dansac Pásek zajišťovací	1 ks	895 700 4	5009664	1	50 ks
Dansac Irigační souprava	1 ks	895 716 5	5009671	1	10 ks
Dansac Irigační odvodný sáček	20 ks	895 214 0	5009739	20	10 ks
Dansac EasiSpray odstraňovač adheziv	50 ml	895 584 1	5009741	1	300 ks



HARTMANN – RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška

hartmann.cz
missionprevention.cz
lecbarany.cz
moliklub.cz
kneipp.cz