

HARTMANN



Andiamo oltre,
per la tua salute

 Risk
Prevention

Allarga la tua zona di comfort

I nuovi camici chirurgici
Foliodress® di HARTMANN




CAMICE FOLIODRESS® PROTECT: ECONOMICO E AFFIDABILE

Parte interna più morbida
di colore bianco per meglio
distinguere l'interno e l'esterno
del camice.

**Bordino sul collo
di colore verde:**
camice chirurgico
non rinforzato

Telino avvolgente in morbido
materiale SMS (Spunbond-
Meltblown-Spunbond) di colore
bianco (in conformità con lo
standard europeo EN 868-2).



Con i camici chirurgici Foliadress® di HARTMANN, ora migliorati.

Tutte le novità si riferiscono ad entrambi i tipi di camice.



CAMICE FOLIADRESS® COMFORT: AVVOLGENTE E CONFORTEVOLE



Sistema di chiusura
brevettato Combitape®

**Bordino sul collo
di colore rosso:**
camice chirurgico
rinforzato



Polsino più morbido
e più lungo.


Più colore per più sicurezza.

Il nuovo codice colore.


Tutti i nostri camici chirurgici Foliadress® presentano scollo colorato per un immediato riconoscimento in sala operatoria.



Non rinforzato



Rinforzato



Urologico, ultra rinforzato

Porta il colore nel Combiset® e nella sala operatoria

Il codice colore rende i camici chirurgici Foliadress® facilmente distinguibili apportando un grande vantaggio quando vengono utilizzati in combinazione con i pacchi procedurali Combiset® HARTMANN.

All'apertura di un Combiset®, il tipo di camice chirurgico contenuto al suo interno è immediatamente riconoscibile grazie al colore del camice stesso, all'indicazione della taglia e al colore del bordino sul collo.

Questo facilita la preparazione della sala operatoria e aumenta così l'efficienza.

È tutto più morbido.

Il nuovo telino avvolgente in SMS.

Si apre senza rumore, protezione sterile migliorata – il passaggio dalla carta medica bianca al telino avvolgente in SMS bianco conforme allo standard europeo EN 868-2 porta molti vantaggi per la sala operatoria. La sicurezza e la funzionalità del materiale sono garantite.




I vantaggi del nuovo telino avvolgente in SMS:

- Assenza di linting
- Più facile da svolgere
- Nessun angolo tagliente
- Materiale più soffice
- Apertura più silenziosa

Il meglio rimane: Combitape®.

Il sistema di chiusura flessibile e facile da applicare.



Combitape® ha dimostrato la propria efficacia nella pratica.

Questo sistema di chiusura brevettato HARTMANN è disponibile non solo per i camici Foliodress® Comfort, ma anche per i camici Foliodress® Protect.

I vantaggi di Combitape®:

- Nessun rischio di graffi sul collo
- Nessun rischio di sporgenze nella parte posteriore
- Nessuno rischio di impigliare i capelli
- Aderisce in modo sicuro e affidabile
- Aderisce su qualsiasi punto della parte posteriore del camice
- Permette di adattare il camice a qualsiasi taglia

Combitape® mantiene salda la chiusura.

Applicazione facile
e sicura in quattro mosse:


1. Tirare Combitape® verso la spalla sinistra.
2. Applicarlo sull'area superiore della spalla.
3. Non tendere troppo Combitape®.
4. Per chiudere, applicare una leggera pressione con la punta delle dita per una tenuta sicura.




Il camice chirurgico Foliadress® adatto per ogni intervento.

Maggiore efficienza in termini economici
e maggior comfort in sala operatoria.

CAMICE FOLIADRESS® COMFORT:
AVVOLGENTE E CONFORTEVOLE



UTILIZZO RACCOMANDATO	BASIC NON RINFORZATO	STANDARD NON RINFORZATO	RINFORZATO RINFORZATO	EXTRA RINFORZATO RINFORZATO	UROLOGICO ULTRA RINFORZATO
Scarso accumulo di liquidi	●	●			
Moderato accumulo di liquidi	●	●			
Elevato accumulo di liquidi			●	●	●
Particolarmente economico					
Zona di rinforzo extra-large sul torace			●	●	●
Materiale di rinforzo traspirabile			●	●	●
Rinforzo su tutto il braccio				●	●
Libertà di movimento supplementare	●	●	●	●	●
Particolarmente adatto ad interventi in posizione seduta	●	●	●	●	●
Alcool repellente	●	●	●	●	●
Tattamento antistatico	●	●	●	●	●
Misura speciale				●	
Disponibile con telino avvolgente e salviette		●	●	●	●
Parte posteriore aperta	●				●



CAMICE FOLIODRESS® PROTECT:
ECONOMICO E AFFIDABILE

BASIC
NON
RINFORZATO

STANDARD
NON
RINFORZATO

RINFORZATO
RINFORZATO

UTILIZZO RACCOMANDATO

●	●		Scarso accumulo di liquidi
●	●		Moderato accumulo di liquidi
		●	Elevato accumulo di liquidi
●	●	●	Particolarmente economico
			Zona di rinforzo extra-large sul torace
			Materiale di rinforzo traspirabile
			Rinforzo su tutto il braccio
			Libertà di movimento supplementare
			Particolarmente adatto ad interventi in posizione seduta
			Alcool repellente
●	●	●	Tattamento antistatico
			Misura speciale
●	●	●	Disponibile con telino avvolgente e salviette
●			Parte posteriore aperta


Nel nome del comfort:


tabella riassuntiva di tutte le novità nel nome e nei codici dei camici chirurgici Foliodress®

CAMICE FOLIODRESS® PROTECT: ECONOMICO E AFFIDABILE

PRIMA

DOPO





Nome	Taglia	Codice
 OPEN BACK non rinforzato	L	992 178
	XL	992 179
 STANDARD non rinforzato	M	992 144
	L	992 145
	XL	992 146
	XXL	992 147
 RINFORZATO rinforzato	M	992 154
	L	992 155
	XL	992 156
	XXL	992 157





Nome	Taglia	Codice
 BASIC non rinforzato	L	992 801
	XL	992 802
 STANDARD non rinforzato	M	992 808
	L	992 809
	XL	992 810
	XXL	992 811
 RINFORZATO rinforzato	M	992 816
	L	992 817
	XL	992 818
	XXL	992 819








CAMICE FOLIODRESS® COMFORT: AVVOLGENTE E CONFORTEVOLE

PRIMA

DOPO

Nome	Taglia	Codice
 PERFECT non rinforzato	M	992 904
	L	992 182
	XL	992 183
	XXL	992 184
 SPECIAL CLASSIC rinforzato	M	992 912
	L	992 164
	XL	992 165
	XXL	992 166
 SPECIAL rinforzato	L	992 192
	XL	992 193
	XXL	992 198
 UROLOGICO rinforzato	L	992 180
	XL	992 181

Nome	Taglia	Codice
 STANDARD non rinforzato	M	992 904
	L	992 905
	XL	992 906
	XXL	992 907
 RINFORZATO rinforzato	M	992 912
	L	992 913
	XL	992 914
	XXL	992 915
 EXTRA RINFORZATO rinforzato	L	992 921
	XL	992 922
	XXL	992 923
 UROLOGICO, EXTRA RINFORZATO ultra rinforzato	L	992 937
	XL	992 938

Prodotti	Taglia	Lunghezza del camice in cm	N. camici per UDV	Codice	UDV per cartone		
Camici Folidress® Protect							
	Basic (non rinforzato) senza Combitape®, camice chirurgico con lacci, parte posteriore chiudibile con lacci, sterile, confezionato singolarmente		L	125 cm	36	992 801	1
			XL	140 cm	36	992 802	1
			M	115 cm	36	992 808	1
	Standard (non rinforzato) Sterile, confezionato singolarmente		L	125 cm	32	992 809	1
			XL	140 cm	32	992 810	1
			XXL	155 cm	32	992 811	1
	Reinforced (rinforzato) Sterile, confezionato singolarmente		M	115 cm	36	992 816	1
			L	125 cm	32	992 817	1
			XL	140 cm	28	992 818	1
		XXL	155 cm	28	992 819	1	
Folidress® gown Comfort							
	Standard (non rinforzato) Sterile, confezionato singolarmente		M	122 cm	36	992 904	1
			L	127 cm	32	992 905	1
			XL	147 cm	32	992 906	1
			XXL	155 cm	32	992 907	1
	Rinforzato (rinforzato) Sterile, confezionato singolarmente		M	122 cm	32	992 912	1
			L	127 cm	28	992 913	1
			XL	147 cm	28	992 914	1
		XXL	155 cm	28	992 915	1	
	Extra Rinforzato (rinforzato) Area delle braccia con extra rinforzo, sterile, confezionato singolarmente		L	127 cm	28	992 921	1
			XL	147 cm	28	992 922	1
			XXL	155 cm	28	992 923	1
	Urologico, Ultra Rinforzato (ultra rinforzato) Area delle braccia e del tronco con extra rinforzo, sterile, confezionato singolarmente, piegatura dedicata per un miglior comfort in posizione seduta		L	130 cm	32	992 937	1
			XL	150 cm	32	992 938	1